



## SCHEDA TECNICA

### TRICICLO ELETTRICO A PEDALA ASSISTITA – MOD. VINTAGE-E

**PRODOTTURE:** Vermeiren Group N.V. Belgio

**DESCRIZIONE:** Il triciclo mod. Vintage-E è adatto agli adulti. È dotato di pedalata assistita necessaria in situazioni particolari di difficoltà nella pedalata. Il telaio è particolarmente studiato per un ingresso facilitato dell'utente senza particolari sforzi. Dotato di svariati optional che ne garantiscono un'adattabilità specifica ad ogni situazione.

**REPERTORIO DM SSN Nr: 1847987/R**

#### CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONI:

Lunghezza totale	1808 mm.
Larghezza totale	768 mm.
Distanza terra-sedile	da 810 mm. a 900 mm.
Distanza sella-pedale	da 640 mm. a 880 mm.
Altezza tubo del telaio	194 mm.
Altezza manubrio	da 1013 mm. a 1206 mm.
Ruote	24"X1 3/8 gonfiabili
Peso del triciclo	27,8 Kg
Portata nominale (carico max)	120 Kg
Pendenza massima	7°
Velocità massima	17 km/h
Batteria	36v / 9Ah al litio
Motore	250 W



**Per le diverse configurazioni ed optional consultate la scheda d'ordine dedicata**

**UNITÀ di CONFEZIONAMENTO: Pz. 1**

**CONFORMITÀ:** Il triciclo elettrico a pedali mod. FREEDOM-E è stato sottoposto a test e controlli di qualità ed è conforme alle normative vigenti in materia. E' stato classificato come dispositivo di Classe I e viene fabbricato secondo le normative Medical Devices Regulation 2017/745/MDR, RoHS 2011/65/EU, EMC directive 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU e rispettano gli standard prodotto EN 12183, la norma internazionale EN 14764:2005 e EN 15194:2009 ed è marchiato CE.

L'ottemperanza alle normative menzionate è garantita dalla certificazione aziendale ISO 13485.

I prodotti Vermeiren sono stati certificati anche da altri enti europei riconosciuti, che garantiscono ulteriormente il rispetto delle normative europee vigenti in materia.

**GARANZIA:** Il triciclo elettrico a pedali mod. VINTAGE-E è garantito per 2 anni per problemi strutturali e non da usura normale, inoltre tutte le parti di ricambio sono disponibili per almeno 5 anni.

#### VERMEIREN Italia s.r.l.

Sede operativa/amministrativa:  
via Ramazzotti, 12  
20045 Lainate (MI)  
Tel.: +39 02 99 77 07  
Fax: +39 02 93 58 56 17  
Cod.Fisc./P.IVA: IT 02298170123  
www.vermeiren.it | info@vermeiren.it

Sede legale:  
via Francesco Petrarca, 24  
20123 Milano  
Capitale Sociale: € 96.900,00 i.v.  
R.E.A. MI-1973392  
Iscr.reg. R.A.E.E. n. IT 08090000005465

**VERMEIREN**  
we care for you





---

**VERMEIREN Italia s.r.l.**

Sede operativa/amministrativa:  
via Ramazzotti, 12  
20045 Lainate (MI)  
Tel.: +39 02 99 77 07  
Fax: +39 02 93 58 56 17  
Cod.Fisc./P.IVA: IT 02298170123  
[www.vermeiren.it](http://www.vermeiren.it) | [info@vermeiren.it](mailto:info@vermeiren.it)

Sede legale:  
via Francesco Petrarca, 24  
20123 Milano  
Capitale Sociale: € 96.900,00 i.v.  
R.E.A. MI-1973392  
Iscr.reg. R.A.E.E. n. IT 08090000005465

**VERMEIREN**  
we care for you

