



SCHEDA TECNICA

SOLLEVATORE MOD. FALCON

PRODOTTURE: Vermeiren Group N.V. Belgio

CODICE ISO: 12.36.03.006

REPERTORIO DM SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005): **2432622/R**

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Sollevatore elettrico completo di imbragatura standard mis.M.

- Struttura in acciaio verniciato epossidico
- Nr. 2 batterie sigillate da 12 V cadauna
- Caricabatterie esterno
- Nr. 4 ruote da 10 cm. di cui 2 con freno
- Dotato dei seguenti sistemi di sicurezza:
 - arresto di emergenza;
 - abbassamento manuale di emergenza;
 - segnalatore acustico: avverte che le batterie sono da ricaricare.



SPECIFICHE TECNICHE E DIMENSIONI:

- Altezza massima totale: 160,9 cm
- Posizione più bassa: cm.50,9
- Area di sollevamento (portata in altezza): cm.110
- Raggio di curva: 118,8 cm
- Altezza della base da terra: 11 cm.
- Base interna regolabile da 56,5 cm. a 102,6 cm.
- Autonomia batterie: 40 sollevamenti circa
- Motore: mod. TiMotion TA23
- Telecomando: mod. TiMotion TH10
- Scatola di controllo: mod. Linak CBJ Home
- Tempo di lavoro: ogni 2 minuti di lavoro / 18 minuti di pausa
- Peso complessivo 35 Kg. Senza imbragatura
- Capacità di sollevamento: 130 Kg.
- Imbragatura portata: 130 Kg.
- Classe di protezione scatola di controllo: IP54
- Classe di protezione del telecomando: IP54
- Classe di protezione del motore: IP54
- Classe di isolamento: II – tipo B

UNITÀ di CONFEZIONAMENTO: Pz. 1

CONFORMITÀ: Il sollevatore mod. Falcon è stato sottoposto a test e controlli di qualità ed è conforme alle normative vigenti in materia.

E' stato classificato come dispositivo di Classe I e viene fabbricato secondo le normative Medical Devices Regulation 2017/745/MDR e quelle sotto riportate, comprese le ultime variazioni e secondo la legge nazionale che regola

VERMEIREN Italia s.r.l.

Sede operativa/amministrativa:
via Ramazzotti, 12
20045 Lainate (MI)
Tel.: +39 02 99 77 07
Fax: +39 02 93 58 56 17
Cod.Fisc./P.IVA: IT 02298170123
www.vermeiren.it | info@vermeiren.it

Sede legale:
via Francesco Petrarca, 24
20123 Milano
Capitale Sociale: € 96.900,00 i.v.
R.E.A. MI-1973392
Iscr.reg. R.A.E.E. n. IT 08090000005465

VERMEIREN
we care for you





dette direttive: MDR (EU) 2017/745, 2006/42/EG, RoHS 2011/65/EU, EMC directive 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU e rispettano le seguenti normative europee armonizzate: EN ISO 10535:2006.

L'ottemperanza alle normative menzionate è garantita dalla certificazione aziendale ISO 13485.

I prodotti Vermeiren sono stati certificati anche da altri enti europei riconosciuti, che garantiscono ulteriormente il rispetto delle normative europee vigenti in materia.

GARANZIA: Il sollevatore mod. Falcon è garantito per 2 anni per problemi strutturali e non da usura normale, inoltre tutte le parti di ricambio sono disponibili per almeno 5 anni.

VERMEIREN Italia s.r.l.

Sede operativa/amministrativa:
via Ramazzotti, 12
20045 Lainate (MI)
Tel.: +39 02 99 77 07
Fax: +39 02 93 58 56 17
Cod.Fisc./P.IVA: IT 02298170123
www.vermeiren.it | info@vermeiren.it

Sede legale:
via Francesco Petrarca, 24
20123 Milano
Capitale Sociale: € 96.900,00 i.v.
R.E.A. MI-1973392
Iscr.reg. R.A.E.E. n. IT 08090000005465

VERMEIREN
we care for you

