



SCHEDA TECNICA

SCHIENALE HP2 PHYSIPRO

Produttore: PHYSIPRO

370, 10^e Avenue Sud, Sherbrooke (Québec) – J1G 2R7 - Canada

Distributore: VERMEIREN Group N.V. - Belgio

Descrizione: Lo schienale **HP2** offre un supporto ottimale. Il suo sistema di ancoraggio a due punti è facile da usare e più solido.

Sono disponibili tre modelli:

Il modello **Profiled** per persone attive, grazie alla sua forma ergonomica consente la libertà di movimento degli arti superiori e quindi aumenta la facilità di propulsione. I supporti toracici possono essere regolati verticalmente, lateralmente e in angolazione per lasciare libero movimento alle scapole e offrire un maggiore livello di comfort.

Il modello **Contoured** fornisce un supporto generale della schiena. Ideale per persone che necessitano di un maggiore supporto del tronco e a livello delle scapole.

Il modello **Sport** è indicato principalmente su sedili con struttura rigida. Aumenta il supporto lombare e consente una grande libertà di movimento.

Codice ISO: 18.09.39.015

CND: Y180939

Repertorio DM SSN (Art. 1 comma 409 legge 266/2005): **in corso**

Materiale: Scocca schienale in alluminio con due punti di fissaggio. Composizione imbottitura: Plastazote ¼", Memory Foam ½", Viscosa 1". Fodera standard con foro per supporto appoggiatesta.

Dimensioni: Per i modelli Contoured e Profiled: cm. 30x35, 35x40, 40x40, 40x45, 40x50, 45x40, 45x45, 45x50, 51x45.

Per il modello Sport: per larghezze seduta 35 e 45 cm.

Peso: 3,3kg (mis.40x45 senza supporti toracici); 4 kg (mis.40x45 senza supporti toracici)

CONFORMITA': Lo schienale HP2 è un dispositivo medico di Classe I ed è conforme a quanto stabilito dal Regolamento 2017/745/UE.

GARANZIA: Lo schienale HP2 è garantito per 2 anni per problemi strutturali e non da usura normale.



Profiled



Contoured



Sport

VERMEIREN Italia s.r.l.

Sede operativa/amministrativa:

via Ramazzotti, 12

20045 Lainate (MI)

Tel.: +39 02 99 77 07

Cod.Fisc./P.IVA: IT 02298170123

www.vermeiren.it | info@vermeiren.it

Sede legale:

via Francesco Petrarca, 24

20123 Milano

Capitale Sociale: € 96.900,00 i.v.

R.E.A. MI-1973392

Ischr.reg. R.A.E.E. n. IT 08090000005465

VERMEIREN
we care for you

