



## SCHEDA TECNICA

### CARROZZINA DA TRASPORTO MOD. BOBBY EVO

**PRODOTTURE:** Vermeiren Group N.V. – Belgio

**DESCRIZIONE:** La carrozzina da trasporto mod. BOBBY EVO è studiata per il trasporto delle persone. Il suo telaio in alluminio e le dimensioni ridotte la rendono particolarmente adatta agli ambienti domestici ed all'esterno. Grazie al suo peso ridotto ed allo schienale abbattibile il posizionamento a bordo della propria auto risulta facilitato.

**CODICE ISO:** 12.22.18.003 (ex 12.21.06.045)

**REPERTORIO DM SSN** – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) – **2139146/R**

**MISURE:** La carrozzina è disponibile nelle misure di sedile cm 42 - 48.

#### CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONI:

- Schienale abbattibile
- Braccioli ribaltabili
- Ruote anteriori 150 mm piene Krypton soft antiforatura per un miglior scorrimento.
- Ruote posteriori 12,5" Krypton soft antiforatura per un miglior scorrimento
- Pedana B06 standard regolabile in altezza, girevole ed estraibile
- Cinturino ferma tallone
- Portata massima: Kg 115.
- Larghezza totale: cm. 49 per misura cm.42 e cm.55 per misura cm.48
- Lunghezza totale completa di pedane: cm.101
- Peso totale: Kg.9,60 per misura cm.42 e Kg.10 per misura cm.48
- Inclinazione del sedile fisso a 5°
- Inclinazione dello schienale fisso a 5°
- Freno per accompagnatore con blocco di stazionamento

**MATERIALE:** Telaio in alluminio di colore bianco e sedile e schienale in nylon nero.

#### UNITÀ di CONFEZIONAMENTO: Pz. 1

**CONFORMITÀ:** La carrozzina mod. BOBBY è stata sottoposta a test e controlli di qualità ed è conforme alle normative vigenti in materia.

È stata classificata come dispositivo di Classe I e viene fabbricata secondo le normative Medical Devices Regulation 2017/745/MDR, rispetta gli standard prodotto EN 12183 ed è marchiata CE.

L'ottemperanza alle normative menzionate è garantita dalla certificazione aziendale ISO 13485.

Le tele sedile e schienale sono state testate secondo le normative EN1021-1 e EN1021-2 o ISO 7176-16, hanno quindi una limitata infiammabilità in particolari condizioni.

Le carrozzine Vermeiren sono state certificate anche da altri enti europei riconosciuti, che garantiscono ulteriormente il rispetto delle normative europee vigenti in materia.

**GARANZIA:** La carrozzina da trasporto mod. BOBBY EVO è garantita per 2 anni su problemi strutturali e non da usura normale, inoltre tutte le parti di ricambio sono disponibili per almeno 5 anni.



#### VERMEIREN Italia s.r.l.

Sede operativa/amministrativa:  
via Ramazzotti, 12  
20045 Lainate (MI)  
Tel.: +39 02 99 77 07  
Fax: +39 02 93 58 56 17  
Cod.Fisc./P.IVA: IT 02298170123  
www.vermeiren.it | info@vermeiren.it

Sede legale:  
via Francesco Petrarca, 24  
20123 Milano  
Capitale Sociale: € 96.900,00 i.v.  
R.E.A. MI-1973392  
Iscr.reg. R.A.E.E. n. IT 08090000005465

**VERMEIREN**  
we care for you