



SCHEDA TECNICA

CUSCINO EASY FIT - GEL

Produttore: PHYSIPRO

370, 10^e Avenue Sud, Sherbrooke (Québec) – J1G 2R7 - Canada

Distributore: VERMEIREN Group N.V. - Belgio

Descrizione: I cuscini della linea **EASY FIT** sono cuscini sagomati, destinati a persone che richiedono una significativa riduzione della pressione sulle sporgenze ossee. Forniscono un maggiore supporto ad utenti con scarso tono muscolare e migliorano la postura e la stabilità.



Articolo: S5406

Codice ISO: 18.09.39.015 oppure 18.09.39.006

CND: Y180980

Repertorio DM SSN (Art. 1 comma 409 legge 266/2005): **3067526/R**

Materiale: Base in foam: Poliuretano iniettato. Strato superiore: soft memory foam, con inserto in gel nell'area di carico pelvico

Dimensioni:

35x35, 35x40, 38x40, 38x43, 40x40, 40x43, 40x45, 43x40, 43x43, 43x45, 45x40, 45x43, 45x45, 45x48, 45x50, 48x40, 48x43, 48x45, 48x48, 48x50, 50x40, 50x43, 50x45, 50x48, 50x50

Spessore: 75 mm.

Peso: 1 Kg.

Portata massima: 136 kg.

CONFORMITA': I cuscini EASY FIT sono dispositivi medici di Classe I e sono conformi a quanto stabilito dal Regolamento 2017/745/UE.

GARANZIA: I cuscini sono garantiti per 2 anni, mentre la fodera è garantita per 6 mesi. In entrambi i casi per problemi strutturali e non da usura normale.

VERMEIREN Italia s.r.l.

Sede operativa/amministrativa:
via Ramazzotti, 12
20045 Lainate (MI)
Tel.: +39 02 99 77 07
Cod.Fisc./P.IVA: IT 02298170123
www.vermeiren.it | info@vermeiren.it

Sede legale:
via Francesco Petrarca, 24
20123 Milano
Capitale Sociale: € 96.900,00 i.v.
R.E.A. MI-1973392
Ischr.reg. R.A.E.E. n. IT 08090000005465

VERMEIREN
we care for you

