



SCHEDA TECNICA

CARROZZINA MODELLO 708D

PRODOTTURE: Vermeiren Group N.V. Belgio

DESCRIZIONE: La 708D è una carrozzina standard studiata per il trasporto delle persone. È particolarmente adatta agli ambienti domestici e le sue misure ridotte la rendono facile da manovrare e da trasportare.

CODICE ISO: 12.22.03.003 (ex 12.21.06.039)

REPERTORIO DM SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - **Nr: 2139170/R**

MISURE: La carrozzina 708D è disponibile nelle misure di sedile da cm 39 – 42 – 44 – 46 – 48 – 50.

CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONI:

- Schienale fisso.
- Braccioli estraibili B02 lunghi, B03 desk, B05 regolabili in altezza.
- Ruote anteriori 200x50 piene Krypton soft antiforatura e per un miglior scorrimento.
- Ruote posteriori 24 x 1 3/8 piene Krypton soft antiforatura e per un miglior scorrimento oppure versione ruote T30 da transito.
- Pedana B06 standard regolabile in altezza ed estraibile dotata di appoggiapiedi in metallo e rotellina paracolpi.
- Portata massima: Kg 120.

MATERIALE: Telaio in acciaio e sedile e schienale in nylon nero

ACCESSORI PER DETTA:

- Tavolino in legno modello B12.
- Asta portaflebo.
- Disponibile anche nelle versioni: 'DC' doppia crociera, 'S' ribassata, 'T30' con ruote da transito, 'HEM2' emiplegico

UNITÀ di CONFEZIONAMENTO: Pz. 1

CONFORMITÀ: La carrozzina mod. 708D è stata sottoposta a test e controlli di qualità ed è conforme alle normative vigenti in materia.

È stata classificata come dispositivo di Classe I e viene fabbricata secondo le normative Medical Devices Regulation 2017/745/MDR, rispetta gli standard prodotto EN 12183 ed è marchiata CE.

L'ottemperanza alle normative menzionate è garantita dalla certificazione aziendale ISO 13485.

Le tele sedile e schienale sono state testate secondo le normative EN1021-1 e EN1021-2 o ISO 7176-16, hanno quindi una limitata infiammabilità in particolari condizioni.

La carrozzina mod. 708D è stata sottoposta al "CRASH TEST" secondo lo standard ISO 7176-19; la conformità a questa normativa europea, ne consente l'utilizzo all'interno di automezzi attrezzati al trasporto.

Le carrozzine Vermeiren sono state certificate anche da altri enti europei riconosciuti, che garantiscono ulteriormente il rispetto delle normative europee vigenti in materia.

GARANZIA: La carrozzina 708D è garantita per 2 anni su problemi strutturali e non da usura normale, inoltre tutte le parti di ricambio sono disponibili per almeno 5 anni.



VERMEIREN Italia s.r.l.

Sede operativa/amministrativa:
via Ramazzotti, 12
20045 Lainate (MI)
Tel.: +39 02 99 77 07
Fax: +39 02 93 58 56 17
Cod.Fisc./P.IVA: IT 02298170123
www.vermeiren.it | info@vermeiren.it

Sede legale:
via Francesco Petrarca, 24
20123 Milano
Capitale Sociale: € 96.900,00 i.v.
R.E.A. MI-1973392
Iscr.reg. R.A.E.E. n. IT 08090000005465

VERMEIREN
we care for you

