



## SCHEDA TECNICA

### CARROZZINA ELETTRICA MODELLO FOREST 3 DELUXE

**PRODOTTURE:** Vermeiren Group N.V. Belgio

**DESCRIZIONE:** Carrozzina elettronica da esterno, dotata di una barra anteriore snodata, in aggiunta agli ammortizzatori, che permettono di mantenere tutte le ruote a contatto con il terreno, garantendo una buona tenuta di strada. Struttura compatta e agile si adatta a qualsiasi terreno ed interni.

**CODICE ISO:** 12.36.06.015 (ex 12.21.27.009 – 12.24.03.115 - 12.24.06.163)

**REPERTORIO DM SSN Nr:** 1294809/R

**MISURE:** La carrozzina è disponibile nelle misure di sedile da cm 40 e da cm 45 e da cm 50 su richiesta



#### CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONI:

- Larghezza sedile cm. 40-45-50
- Lunghezza totale cm. 118
- Larghezza totale cm. 59 per largh. seduta cm. 40  
cm. 61 per largh. seduta cm. 45  
cm. 65 per largh. seduta cm. 50
- Profondità sedile da cm. 42 a cm. 52
- Altezza schienale cm. 63
- Altezza totale cm. 105
- Altezza sedile da terra da cm.41 a cm.48 (a seconda della configurazione)
- Ostacolo (dislivello) superabile cm. 10
- Pendenza massima superabile: 9° - 16%
- Motore: 2x350W (per 10 Km/h)
- Comando LiNX
- Schienale reclinabile manualmente imbottito o in alternativa tensionabile
- Sedile basculante elettricamente
- Possibilità di ribaltare lo schienale sul sedile
- Braccioli regolabili in altezza e larghezza
- Profondità del sedile regolabile
- Freno elettromagnetico
- Ruote posteriori gonfiabili da 300-8
- Ruote anteriori gonfiabili da mm. 260
- Munita di due ruotine posteriori antiribaltamento
- Impianto di illuminazione
- Colori telaio C71 blu brillante e C4 rosso opaco – altri colori su richiesta (vedi scheda d'ordine)
- Colore rivestimento: nero.
- Portata massima: Kg 130
- Peso dell'ausilio: Kg 126
- Autonomia: Km 42 ca (a seconda della tipologia di percorso e delle condizioni atmosferiche)
- Velocità: Km/h10
- Nr. 2 batterie da 80 Ah cad.
- Caricabatterie: Ivra "c-Go" 8 Ah

**MATERIALE:** Telaio in acciaio e rivestimento in Polyester 3D Net nero.

**UNITÀ di CONFEZIONAMENTO:** Pz. 1

#### VERMEIREN Italia s.r.l.

Sede operativa/amministrativa:  
via Ramazzotti, 12  
20045 Lainate (MI)  
Tel.: +39 02 99 77 07  
Fax: +39 02 93 58 56 17  
Cod.Fisc./P.IVA: IT 02298170123  
www.vermeiren.it | info@vermeiren.it

Sede legale:  
via Francesco Petrarca, 24  
20123 Milano  
Capitale Sociale: € 96.900,00 i.v.  
R.E.A. MI-1973392  
Ischr.reg. R.A.E.E. n. IT 08090000005465

**VERMEIREN**  
we care for you





**CONFORMITÀ:** La carrozzina modello FOREST DELUXE è stata sottoposta a test e controlli di qualità ed è conforme alle normative vigenti in materia.

È stata classificata come dispositivo di Classe I e viene fabbricata secondo le normative Medical Devices Regulation 2017/745, rispetta gli standard prodotto ISO 21856 (ex EN 12182), EN 12184. ed è marchiata CE.

L'ottemperanza alle normative menzionate è garantita dalla certificazione aziendale ISO 13485.

Le tele sedile e schienale sono state testate secondo le normative EN1021-1 e EN1021-2 o ISO 7176-16, hanno quindi una limitata infiammabilità in particolari condizioni.

La carrozzina mod. FOREST DELUXE è stata sottoposta al "CRASH TEST" secondo lo standard ISO 7176-19; la conformità a questa normativa europea, ne consente l'utilizzo all'interno di automezzi attrezzati al trasporto.

Le carrozzine Vermeiren sono state certificate anche da altri enti europei riconosciuti, che garantiscono ulteriormente il rispetto delle normative europee vigenti in materia.

**GARANZIA:** La carrozzina FOREST 3 DELUXE è garantita per 2 anni su problemi strutturali e non da usura normale, inoltre tutte le parti di ricambio sono disponibili per almeno 5 anni.

Le batterie sono garantite per 6 mesi.

---

#### **VERMEIREN Italia s.r.l.**

Sede operativa/amministrativa:

via Ramazzotti, 12

20045 Lainate (MI)

Tel.: +39 02 99 77 07

Fax: +39 02 93 58 56 17

Cod.Fisc./P.IVA: IT 02298170123

[www.vermeiren.it](http://www.vermeiren.it) | [info@vermeiren.it](mailto:info@vermeiren.it)

Sede legale:

via Francesco Petrarca, 24

20123 Milano

Capitale Sociale: € 96.900,00 i.v.

R.E.A. MI-1973392

Iscr.reg. R.A.E.E. n. IT 08090000005465

**VERMEIREN**  
we care for you

