



SCHEDA TECNICA

SCOOTER MOD. EON

PRODOTTURE: Vermeiren Group N.V. Belgio

REPERTORIO DM SSN Nr: 3024018/R

CODICE ISO: 12.23.03.006

DESCRIZIONE: Scooter elettrico a quattro ruote, con un design elegante e moderno. Dotato di specchietti retrovisori, sistema di illuminazione a LED.

CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONI:

Lunghezza	mm. 1170
Larghezza	mm. 565
Altezza	da mm. 1050 a mm. 1100
Distanza da terra del sedile	da mm. 580 a mm. 630
Altezza della pedana:	mm. 140
Peso	89 Kg.
Motore	Nom.320 W
Batterie	2 x 38 Ah AGM sigillate e anti-perdita
Caricabatterie	6 Ah
Guida	Manubrio a delta
Illuminazione	LED di serie
Indicatori di direzione	Di serie
Ruote	Ø 250 mm
Velocità massima	10 Km/h
Autonomia	30 Km
Portata nominale (carico max)	140 Kg
Pendenza massima	6°
Altezza max ostacolo	80 mm.
Colori:	Rosso borgogna, Grigio freddo, Oro opaco



UNITÀ di CONFEZIONAMENTO: Pz. 1

CONFORMITÀ: Lo scooter mod. EON è stato sottoposto a test e controlli di qualità ed è conforme alle normative vigenti in materia.

È stato classificato come dispositivo di Classe I e viene fabbricato secondo le normative Medical Devices Regulation MDR (EU) 2017/745, 2006/42/EG, RoHS 2011/65/EU, EMC directive 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU, rispetta gli standard prodotto EN 12184. ed è marchiato CE.

L'ottemperanza alle normative menzionate è garantita dalla certificazione aziendale ISO 13485.

Gli scooter Vermeiren sono stati certificati anche da altri enti europei riconosciuti, che garantiscono ulteriormente il rispetto delle normative europee vigenti in materia.

GARANZIA: Lo scooter EON è garantito per 2 anni per problemi strutturali e non da usura normale, 6 mesi per quanto riguarda le batterie. Le parti di ricambio sono disponibili per almeno 5 anni.

VERMEIREN Italia s.r.l.

Sede operativa/amministrativa:
via Ramazzotti, 12
20045 Lainate (MI)
Tel.: +39 02 99 77 07
Fax: +39 02 93 58 56 17
Cod.Fisc./P.IVA: IT 02298170123
www.vermeiren.it | info@vermeiren.it

Sede legale:
via Francesco Petrarca, 24
20123 Milano
Capitale Sociale: € 96.900,00 i.v.
R.E.A. MI-1973392
Iscr.reg. R.A.E.E. n. IT 08090000005465

VERMEIREN
we care for you

