



SCHEDA TECNICA

CARROZZINA ELETTRICA A TRAZIONE ANTERIORE MOD. NAVIX-FWD

PRODOTTURE: Vermeiren Group N.V. Belgio

DESCRIZIONE: La carrozzina NAVIX-FWD è una carrozzina elettrica studiata per l'indipendenza della persona, la quale può utilizzarla particolarmente negli ambienti domestici. Le sue misure ridotte la rendono agile, facile da manovrare e da trasportare, smontabile e posizionabile nel baule dell'autovettura.

CODICE ISO: 12.23.06.009 (ex 12.21.27.006)

REPERTORIO DM SSN Nr: 568227/R

MISURE: La carrozzina è disponibile nelle larghezze sedile da cm 40-45-50

CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONI:

- Schienale reclinabile manualmente.
- Braccioli ribaltabili, regolabili in altezza e larghezza.
- Ruote posteriori 200x50 piene.
- Ruote anteriori 12" gonfiabili.
- Pedane regolabili in altezza ed estraibili mod. B06.
- Colori telaio: C71 blu.
- Rivestimenti in nylon nero.
- Schienale tensionabile.
- Altezza sedile da terra regolabile da cm.40-45-50.
- Nr.2 batterie 12V / 38 Ah cad.
- Autonomia ca. 20 Km
- Velocità massima: 6 Km/h
- Pendenza superabile. 9° / 15%
- Portata massima: 130 Kg.



MATERIALE: Telaio in acciaio cromato e rivestimento in nylon.

UNITÀ di CONFEZIONAMENTO: Pz. 1

CONFORMITÀ: La carrozzina modello NAVIX-FWD è stata sottoposta a test e controlli di qualità ed è conforme alle normative vigenti in materia.

È stata classificata come dispositivo di Classe I e viene fabbricata secondo le normative Medical Devices Regulation 2017/745, 2006/42/EG, RoHS 2011/65/EU, EMC directive 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU, rispetta gli standard prodotto EN 12184. ed è marchiata CE.

L'ottemperanza alle normative menzionate è garantita dalla certificazione aziendale ISO 13485.

Le tele sedile e schienale sono state testate secondo le normative EN1021-1 e EN1021-2 o ISO 7176-16, hanno quindi una limitata infiammabilità in particolari condizioni.

Le carrozzine Vermeiren sono state certificate anche da altri enti europei riconosciuti, che garantiscono ulteriormente il rispetto delle normative europee vigenti in materia.

GARANZIA: La carrozzina NAVIX-FWD è garantita per 2 anni su problemi strutturali e non da usura normale, 6 mesi per le batterie. Le parti di ricambio sono disponibili per almeno 5 anni.

VERMEIREN Italia s.r.l.

Sede operativa/amministrativa:
via Ramazzotti, 12
20045 Lainate (MI)
Tel.: +39 02 99 77 07
Fax: +39 02 93 58 56 17
Cod.Fisc./P.IVA: IT 02298170123
www.vermeiren.it | info@vermeiren.it

Sede legale:
via Francesco Petrarca, 24
20123 Milano
Capitale Sociale: € 96.900,00 i.v.
R.E.A. MI-1973392
Iscr.reg. R.A.E.E. n. IT 08090000005465

VERMEIREN
we care for you

