



SCHEDA TECNICA

POLTRONA DA TRASPORTO MOD. ALESIA

PRODUTTURE: Vermeiren Group N.V. Belgio

DESCRIZIONE: Poltrona da trasporto per persone all'interno di strutture sanitarie, le caratteristiche la rendono adattabile ad ogni situazione e paziente.

REPERTORIO DM SSN Nr: 223099/R

CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONI:

- Larghezza sedile cm. 54
- Larghezza totale cm. 66
- Altezza bracciolo da 0 a 27 cm.
- Altezza sedile da terra cm. 53
- Altezza totale cm. 133
- Lunghezza totale cm. 78
- Profondità sedile cm. 50
- Altezza schienale cm. 80
- Angolo di inclinazione schienale 30°
- Angolo di basculamento sedile 12°
- Schienale reclinabile con doppio comando per paziente e assistente
- Sedile basculante manualmente.
- Appoggiatesta
- Braccioli regolabili in altezza
- Ruote 125x32 mm di cui le due posteriori frenanti a pedale
- Colori telaio bianco
- Colore rivestimento: di serie giallo C32, altri colori disponibili su richiesta
- Portata massima: Kg 140.
- Peso dell'ausilio: Kg 25

MATERIALE: Telaio in acciaio e rivestimento in skay. Sedile in mousse a memoria media.

ACCESSORI:

- Porta cartella clinica
- Asta porta flebo
- Supporto bombola ossigeno
- Supporto per sacca urina
- Tavolo
- Spinte laterali

UNITÀ DI CONFEZIONAMENTO: Pz. 1

CONFORMITÀ: La poltrona mod. ALESIA è stata sottoposta a test e controlli di qualità ed è conforme alle normative vigenti in materia.

È stata classificata come dispositivo di Classe I e viene fabbricata secondo le normative Medical Devices Regulation 2017/745/MDR, rispetta gli standard prodotto ISO 21856 (ex EN 12182) ed è marchiata CE.

L'ottemperanza alle normative menzionate è garantita dalla certificazione aziendale ISO 13485.

Il rivestimento è stato testato secondo le normative EN1021-1 e EN1021-2 o ISO 7176-16, ha quindi una limitata infiammabilità in particolari condizioni.

I prodotti Vermeiren sono stati certificati anche da altri enti europei riconosciuti, che garantiscono ulteriormente il rispetto delle normative europee vigenti in materia.

GARANZIA: La poltrona mod. ALESIA è garantita per 2 anni su problemi strutturali e non da usura normale, inoltre tutte le parti di ricambio sono disponibili per almeno 5 anni.



VERMEIREN Italia s.r.l.

Sede operativa/amministrativa:
via Ramazzotti, 12
20045 Lainate (MI)
Tel.: +39 02 99 77 07
Fax: +39 02 93 58 56 17
Cod.Fisc./P.IVA: IT 02298170123
www.vermeiren.it | info@vermeiren.it

Sede legale:
via Francesco Petrarca, 24
20123 Milano
Capitale Sociale: € 96.900,00 i.v.
R.E.A. MI-1973392
Isr.reg. R.A.E.E. n. IT 08090000005465

VERMEIREN
we care for you

