



SCHEDA TECNICA

CARROZZINA ELETTRICA MODELLO SIGMA 230

PRODOTTURE: Vermeiren Group N.V. Belgio

DESCRIZIONE: Carrozzina elettronica da esterno a trazione centrale, dotata di una barra posteriore snodata per la sicurezza, in aggiunta agli ammortizzatori, che permettono di mantenere tutte le ruote a contatto con il terreno, garantendo una buona tenuta di strada. Struttura compatta e agile si adatta a qualsiasi terreno ed interni.

CODICE ISO: 12.36.06.018 / 12.23.91.009 / 12.23.91.018

REPERTORIO DM SSN Nr: 1841401/R

MISURE: La carrozzina è disponibile nelle misure di sedile cm. 40-45-50.

CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONI:

- Larghezza sedile cm. 40-45-50
- Lunghezza totale cm. 117,7
- Larghezza totale cm. 58 per largh.seduta cm. 40
cm. 63 per largh.seduta cm. 45
cm. 68 per largh.seduta cm. 50
- Profondità sedile da cm. 42 a cm. 52
- Altezza schienale cm. 61
- Altezza totale a partire da cm.104,5 a cm.110,5
- Altezza sedile da terra da cm.43,5 a cm.49,5 ogni 1,5 cm.
- Ostacolo (dislivello) superabile cm.7
- Pendenza massima superabile: 6°
- Motore: 2x3500W (per 10 Km/h)
- Comando LiNX
- Schienale imbottito in Cordura reclinabile manualmente tramite pistone a gas
- Sedile imbottito in Cordura basculante elettricamente
- Possibilità di ribaltare lo schienale sul sedile
- Braccioli regolabili in altezza e larghezza
- Profondità del sedile regolabile da cm.42 a cm.52
- Freno elettromagnetico
- Ruote centrali gonfiabili da 3.00-8
- Ruote anteriori gonfiabili da 230x70
- Ruote posteriori da appoggio da 140x40
- Impianto di illuminazione
- Rivestimento Cordura® nero-grigio
- Portata massima: Kg 140
- Peso dell'ausilio: a partire da Kg.141
- Autonomia: Km 35 ca (a seconda della tipologia di percorso e delle condizioni atmosferiche)
- Velocità: Km/h 10
- Nr. 2 batterie da 80 Ah cad.
- Caricabatterie: Impulse 8 Ah



VERMEIREN Italia s.r.l.

Sede operativa/amministrativa:
via Ramazzotti, 12
20045 Lainate (MI)
Tel.: +39 02 99 77 07
Fax: +39 02 93 58 56 17
Cod.Fisc./P.IVA: IT 02298170123
www.vermeiren.it | info@vermeiren.it

Sede legale:
via Francesco Petrarca, 24
20123 Milano
Capitale Sociale: € 96.900,00 i.v.
R.E.A. MI-1973392
Iscr.reg. R.A.E.E. n. IT 08090000005465

VERMEIREN
we care for you





MATERIALE: Telaio in acciaio e rivestimento in Polyester 3D Net nero.

UNITÀ di CONFEZIONAMENTO: Pz. 1

CONFORMITÀ: La carrozzina modello SIGMA 230 è stata sottoposta a test e controlli di qualità ed è conforme alle normative vigenti in materia.

È stata classificata come dispositivo di Classe I e viene fabbricata secondo le normative Medical Devices Regulation 2017/745, rispetta gli standard prodotto ISO 21856 (ex EN 12182), EN 12184. ed è marchiata CE.

L'ottemperanza alle normative menzionate è garantita dalla certificazione aziendale ISO 13485.

Le tele sedile e schienale sono state testate secondo le normative EN1021-1 e EN1021-2 o ISO 7176-16, hanno quindi una limitata infiammabilità in particolari condizioni.

La carrozzina mod. SIGMA DELUXE è stata sottoposta al "CRASH TEST" secondo lo standard ISO 7176-19; la conformità a questa normativa europea, ne consente l'utilizzo all'interno di automezzi attrezzati al trasporto.

Le carrozzine Vermeiren sono state certificate anche da altri enti europei riconosciuti, che garantiscono ulteriormente il rispetto delle normative europee vigenti in materia.

GARANZIA: La carrozzina SIGMA 230 è garantita per 2 anni su problemi strutturali e non da usura normale, inoltre tutte le parti di ricambio sono disponibili per almeno 5 anni.

Le batterie sono garantite per 6 mesi.

VERMEIREN Italia s.r.l.

Sede operativa/amministrativa:
via Ramazzotti, 12
20045 Lainate (MI)
Tel.: +39 02 99 77 07
Fax: +39 02 93 58 56 17
Cod.Fisc./P.IVA: IT 02298170123
www.vermeiren.it | info@vermeiren.it

Sede legale:
via Francesco Petrarca, 24
20123 Milano
Capitale Sociale: € 96.900,00 i.v.
R.E.A. MI-1973392
Iscr.reg. R.A.E.E. n. IT 08090000005465

VERMEIREN
we care for you

