



SCHEMA TECNICA

SEGGIOLINO GIREVOLE PER VASCA MOD. PARIS

PRODUTTORE: Vermeiren Group N.V. Belgio

DESCRIZIONE: Seggiolino girevole a 360° per vasca mod. PARIS realizzato per svolgere le attività igieniche personali, sia in modo autonomo che assistito dal caregiver. Grazie agli appoggi di supporto, in materiale antiscivolo, garantisce stabilità e sicurezza alle diverse tipologie di vasche. Un blocco della rotazione garantisce sicurezza durante il trasferimento.



REPERTORIO DM SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005): 1941827/R

CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONI:

- Larghezza totale mm. 721
- Profondità totale mm. 515
- Altezza: mm. 560
- Larghezza del sedile: mm. 410
- Profondità del sedile: mm. 370
- Altezza dello schienale: mm. 325
- Larghezza interna della vasca: mm. 560-660
- Peso totale: kg 6,65
- Portata massima: kg 130

MATERIALE: sedile in materiale plastico ad alta densità e resistenza e atossico. Parti in alluminio laccato in polvere epossidica anticorrosione

UNITÀ di CONFEZIONAMENTO: Pz. 1

CONFORMITÀ: Il seggiolino girevole mod. PARIS è stato sottoposto a test e controlli di qualità ed è conforme alle normative vigenti in materia.

E' stato classificato come Dispositivo di Classe I e viene fabbricato secondo le normative Medical Devices Regulation 2017/745/MD, ISO 17966:2016, ISO 21856 (ex EN 12182) ed è marchiato CE.

L'ottemperanza alle normative menzionate è garantita dalla certificazione aziendale ISO 13485.

I prodotti Vermeiren sono stati certificati anche da altri enti europei accreditati, che garantiscono ulteriormente il rispetto delle normative europee vigenti in materia.

GARANZIA: Il seggiolino girevole per vasca mod. PARIS è garantito per 2 anni per problemi strutturali e non da usura normale, inoltre tutte le parti di ricambio sono disponibili per almeno 5 anni.

VERMEIREN Italia s.r.l.

Sede operativa/amministrativa:
via Ramazzotti, 12
20045 Lainate (MI)
Tel.: +39 02 99 77 07
Fax: +39 02 93 58 56 17
Cod.Fisc./P.IVA: IT 02298170123
www.vermeiren.it | info@vermeiren.it

Sede legale:
via Francesco Petrarca, 24
20123 Milano
Capitale Sociale: € 96.900,00 i.v.
R.E.A. MI-1973392
Iscr.reg. R.A.E.E. n. IT 08090000005465

VERMEIREN
we care for you

