



SCHEDA TECNICA

CUSCINO RESOLVE PHYSIPRO

Produttore: PHYSIPRO

370, 10^e Avenue Sud, Sherbrooke (Québec) – J1G 2R7 - Canada

Distributore: VERMEIREN Group N.V. - Belgio

Descrizione: Il cuscino **Resolve** è stato realizzato per garantire una postura stabile ed un naturale allineamento degli arti inferiori. Gli adduttori laterali e l'abduktore mediale della coscia sostengono la parte inferiore del paziente e il cuneo divaricatore previene lo scivolamento in avanti. Il cuscino **Resolve** è destinato agli utenti in carrozzina che attualmente hanno o potrebbero essere a rischio di piaghe da decubito e necessitano di assistenza per il posizionamento per sedersi.

Articolo: S2256 / S2257 / S2258 / S2259

Codice ISO: 18.09.39.015 oppure 18.09.39.006

CND: Y180939

Repertorio DM SSN (Art. 1 comma 409 legge 266/2005): **in corso**

Materiale: Base multistrato (Plastazote, Memory Foam, Uretano) con cuneo antiscivolamento. Fodera esterna stretch resistente all'acqua, interna trasparente con velcro.

Dimensioni:

Standard: 25x25, 25x30, 30x30, 30x35, 35x35, 35x40


Spessore: 7,6 cm

Peso: 1,6 Kg circa

Portata massima: 68 Kg per le misure fino 30x35, 136 Kg dalla misura 35x35 in su.

CONFORMITA': Il cuscino RESOLVE è un dispositivo medico di Classe I ed è conforme a quanto stabilito dal Regolamento 2017/745/UE.

GARANZIA: Il cuscino RESOLVE è garantito per 2 anni, mentre la fodera è garantita per 6 mesi. In entrambi i casi per problemi strutturali e non da usura normale.



VERMEIREN Italia s.r.l.

Sede operativa/amministrativa:

via Ramazzotti, 12

20045 Lainate (MI)

Tel.: +39 02 99 77 07

Cod.Fisc./P.IVA: IT 02298170123

www.vermeiren.it | info@vermeiren.it

Sede legale:

via Francesco Petrarca, 24

20123 Milano

Capitale Sociale: € 96.900,00 i.v.

R.E.A. MI-1973392

Ischr.reg. R.A.E.E. n. IT 08090000005465

VERMEIREN
we care for you

