



SCHEMA TECNICA

ASSE DI TRASFERIMENTO CON SEDUTA ROTANTE MOD. VERA

PRODUTTORE: Vermeiren Group N.V. Belgio

DESCRIZIONE: Asse di trasferimento con seduta rotante mod. VERA

REPERTORIO DM SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005): in corso

CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONI:

- Lunghezza: cm. 73
- Larghezza: cm. 35
- Altezza: cm. 17,5
- Diametro del disco rotante: cm. 32,5
- Larghezza interna della vasca: da cm. 32,5 a cm. 68
- Peso: kg. 3,75
- Portata massima: kg. 130



UNITÀ di CONFEZIONAMENTO: Pz. 1

CONFORMITÀ: L'asse di trasferimento VERA è stata sottoposta a test e controlli di qualità ed è conforme alle normative vigenti in materia.

E' stata classificata come Dispositivo di Classe I e viene fabbricata secondo le normative Medical Devices Regulation 2017/745/MD, ISO 17966:2016, ISO 21856 (ex EN 12182) ed è marchiata CE.

L'ottemperanza alle normative menzionate è garantita dalla certificazione aziendale ISO 13485.

I prodotti Vermeiren sono stati certificati anche da altri enti europei accreditati, che garantiscono ulteriormente il rispetto delle normative europee vigenti in materia.

GARANZIA: L'asse di trasferimento VERA è garantita per 2 anni per problemi strutturali e non da usura normale, inoltre tutte le parti di ricambio sono disponibili per almeno 5 anni.

VERMEIREN Italia s.r.l.

Sede operativa/amministrativa:
via Ramazzotti, 12
20045 Lainate (MI)
Tel.: +39 02 99 77 07
Fax: +39 02 93 58 56 17
Cod.Fisc./P.IVA: IT 02298170123
www.vermeiren.it | info@vermeiren.it

Sede legale:
via Francesco Petrarca, 24
20123 Milano
Capitale Sociale: € 96.900,00 i.v.
R.E.A. MI-1973392
Iscr.reg. R.A.E.E. n. IT 08090000005465

VERMEIREN
we care for you

