



## SCHEMA TECNICA

### SEGGIOLINO GIREVOLE PER VASCA MOD. MAGDA

**PRODUTTORE:** Vermeiren Group N.V. Belgio

**DESCRIZIONE:** Seggiolino girevole a 360° per vasca mod. MAGDA realizzato per svolgere le attività igieniche personali, sia in modo autonomo che assistito dal caregiver. Grazie agli appoggi di supporto, in materiale antiscivolo, garantisce stabilità e sicurezza alle diverse tipologie di vasche. Un blocco della rotazione garantisce sicurezza durante il trasferimento.

**REPERTORIO DM SSN** – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005): **1516058/R**

**CODICE Nr: 8002446**

#### CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONI:

- Larghezza: mm. 535
- Lunghezza regolabile da mm.735 a 785
- Altezza: mm.530
- Larghezza del sedile: mm. 440
- Profondità del sedile: mm. 360
- Altezza dello schienale: mm. 370
- Larghezza interna della vasca: mm. 560-660
- Peso totale: 4,20 kg.
- Portata massima: 130 kg.



**MATERIALE:** sedile in materiale plastico ad alta densità e resistenza e atossico. Parti in alluminio laccato in polvere epossidica anticorrosione.

**UNITÀ di CONFEZIONAMENTO:** Pz. 1

**CONFORMITÀ:** Il seggiolino girevole mod. MAGDA è stato sottoposto a test e controlli di qualità ed è conforme alle normative vigenti in materia.

E' stato classificato come Dispositivo di Classe I e viene fabbricato secondo le normative Medical Devices Regulation 2017/745/MD, ISO 17966:2016, ISO 21856 (ex EN 12182) ed è marchiato CE.

L'ottemperanza alle normative menzionate è garantita dalla certificazione aziendale ISO 13485.

I prodotti Vermeiren sono stati certificati anche da altri enti europei accreditati, che garantiscono ulteriormente il rispetto delle normative europee vigenti in materia.

**GARANZIA:** Il seggiolino girevole per vasca mod. MAGDA è garantito per 2 anni per problemi strutturali e non da usura normale, inoltre tutte le parti di ricambio sono disponibili per almeno 5 anni.

#### VERMEIREN Italia s.r.l.

Sede operativa/amministrativa:  
via Ramazzotti, 12  
20045 Lainate (MI)  
Tel.: +39 02 99 77 07  
Fax: +39 02 93 58 56 17  
Cod.Fisc./P.IVA: IT 02298170123  
www.vermeiren.it | info@vermeiren.it

Sede legale:  
via Francesco Petrarca, 24  
20123 Milano  
Capitale Sociale: € 96.900,00 i.v.  
R.E.A. MI-1973392  
Ischr.reg. R.A.E.E. n. IT 08090000005465

**VERMEIREN**  
we care for you

