



## SCHEDA TECNICA

### CARROZZINA ELETTRICA MODELLO EXPRESS-VB

**PRODOTTURE:** Vermeiren Group N.V. Belgio

**DESCRIZIONE:** La carrozzina EXPRESS-VB è una carrozzina elettrica studiata per l'indipendenza della persona, la quale può utilizzarla particolarmente negli ambienti domestici. Le sue misure ridotte la rendono agile, facile da manovrare e da trasportare, smontabile e posizionabile nel baule dell'autovettura.

**CODICE ISO:** 12.23.06.009 (ex 12.21.27.006)

**REPERTORIO DM SSN Nr:** 395839/R

**MISURE:** La carrozzina è disponibile nelle misure di sedile da cm 39-42-44-46-48-50.

#### CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONI:

- Schienale estraibile, non reclinabile.
- Braccioli estraibili, regolabili in altezza.
- Ruote posteriori gonfiabili da 12".
- Ruote anteriori gonfiabili da 200x50.
- Pedane regolabili in altezza ed estraibili mod. B06.
- Colori telaio disponibili: grigio C29.
- Rivestimenti in skay nero.
- Nr. 2 motori da 150W
- Nr.2 batterie 12V / 38 Ah cad.
- Autonomia ca. 18 Km
- Velocità massima: 6 Km/h
- Pendenza superabile. 7°

**MATERIALE:** Telaio in acciaio cromato e rivestimento in tela skay.

**UNITÀ di CONFEZIONAMENTO:** Pz. 1

**CONFORMITÀ:** La carrozzina elettrica mod. EXPRESS-VB è stata sottoposta a test e controlli di qualità ed è conforme alle normative vigenti in materia.

È stata classificata come dispositivo di Classe I e viene fabbricata secondo le normative Medical Devices Regulation 2017/745, 2006/42/EG, RoHS 2011/65/EU, EMC directive 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU, rispetta gli standard prodotto EN 12184. ed è marchiata CE.

L'ottemperanza alle normative menzionate è garantita dalla certificazione aziendale ISO 13485.

Le tele sedile e schienale sono state testate secondo le normative EN1021-1 e EN1021-2 o ISO 7176-16, hanno quindi una limitata infiammabilità in particolari condizioni.

Le carrozzine Vermeiren sono state certificate anche da altri enti europei riconosciuti, che garantiscono ulteriormente il rispetto delle normative europee vigenti in materia.

**GARANZIA:** La carrozzina EXPRESS-VB è garantita per 2 anni su problemi strutturali e non da usura normale, 6 mesi per le batterie. Inoltre tutte le parti di ricambio sono disponibili per almeno 5 anni.



#### VERMEIREN Italia s.r.l.

Sede operativa/amministrativa:  
via Ramazzotti, 12  
20045 Lainate (MI)  
Tel.: +39 02 99 77 07  
Fax: +39 02 93 58 56 17  
Cod.Fisc./P.IVA: IT 02298170123  
www.vermeiren.it | info@vermeiren.it

Sede legale:  
via Francesco Petrarca, 24  
20123 Milano  
Capitale Sociale: € 96.900,00 i.v.  
R.E.A. MI-1973392  
Iscr.reg. R.A.E.E. n. IT 08090000005465

**VERMEIREN**  
we care for you

