



SCHEDA TECNICA

CARROZZINA ELETTRICA A TRAZIONE ANTERIORE MOD. NAVIX SU

PRODOTTURE: Vermeiren Group N.V. Belgio

DESCRIZIONE: La carrozzina NAVIX SU è una carrozzina elettrica studiata per l'indipendenza della persona, la quale può utilizzarla particolarmente negli ambienti domestici. Le sue misure ridotte la rendono agile, facile da manovrare.

CODICE ISO: 12.23.06.012
(ex 12.21.27.009 / 12.24.03.157 / 12.24.03.160 / 12.24.03.163)

REPERTORIO DM SSN Nr: 1294792/R

MISURE: La carrozzina è disponibile nelle larghezze sedile cm.40 e cm.45.

CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONI:

- Schienale reclinabile elettricamente.
- Braccioli ribaltabili, regolabili in altezza e larghezza.
- Ruote posteriori 200x50 piene.
- Ruote anteriori 12" gonfiabili.
- Pedana unica con movimento elettrico auto correggente
- Colori telaio: blu brillante C71, altri colori su richiesta (vedi scheda d'ordine)
- Rivestimenti in nylon nero.
- Schienale imbottito soft.
- Impianto di illuminazione di serie.
- Nr.2 batterie 12V / 50 Ah cad.
- Autonomia ca. 20 Km
- Velocità massima: 6 Km/h
- Pendenza superabile. 9° / 15%
- Portata massima: 130 Kg.

MATERIALE: Telaio in acciaio cromato e rivestimento in nylon.

UNITÀ di CONFEZIONAMENTO: Pz. 1

CONFORMITÀ: La carrozzina modello NAVIX SU è stata sottoposta a test e controlli di qualità ed è conforme alle normative vigenti in materia.

È stata classificata come dispositivo di Classe I e viene fabbricata secondo le normative Medical Devices Regulation 2017/745, 2006/42/EG, RoHS 2011/65/EU, EMC directive 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU, rispetta gli standard prodotto EN 12184. ed è marchiata CE.

L'ottemperanza alle normative menzionate è garantita dalla certificazione aziendale ISO 13485.

Le tele sedile e schienale sono state testate secondo le normative EN1021-1 e EN1021-2 o ISO 7176-16, hanno quindi una limitata infiammabilità in particolari condizioni.

Le carrozzine Vermeiren sono state certificate anche da altri enti europei riconosciuti, che garantiscono ulteriormente il rispetto delle normative europee vigenti in materia.

GARANZIA: La carrozzina NAVIX SU è garantita per 2 anni su problemi strutturali e non da usura normale, 6 mesi per le batterie. Le parti di ricambio sono disponibili per almeno 5 anni.



VERMEIREN Italia s.r.l.

Sede operativa/amministrativa:
via Ramazzotti, 12
20045 Lainate (MI)
Tel.: +39 02 99 77 07
Fax: +39 02 93 58 56 17
Cod.Fisc./P.IVA: IT 02298170123
www.vermeiren.it | info@vermeiren.it

Sede legale:
via Francesco Petrarca, 24
20123 Milano
Capitale Sociale: € 96.900,00 i.v.
R.E.A. MI-1973392
Ischr.reg. R.A.E.E. n. IT 08090000005465

VERMEIREN
we care for you

