



SCHEMA TECNICA

SEDIA DA COMODO MOD.9300B – 9300B-T30

PRODOTTURE: Vermeiren Group N.V. - Belgio

DESCRIZIONE: Sedia da comodo in acciaio verniciato. Sedile e schienale anatomici imbottiti, apertura del sedile frontale con maniglia, schienale reclinabile a 30°. Braccioli ribaltabili ed estraibili, pedane elevabili ed estraibili con appoggiapolpacci. Grazie alle ruote è facile da spostare sia in ambienti domestici che in strutture sanitarie.

CODICE ISO: 12.22.18.006

CND: Y122106

REPERTORIO DM SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) – **Nr: 2304542/R**

MISURE: Le sedie da comodo mod. 9300B e 9300T30-B sono disponibili nelle misure di sedile da cm 43-46-50, con profondità cm 45.

CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONI: Sono disponibili con o senza dispositivo WC.

- Gommapiuma indeformabile, densità 35 Kg/m³
- Schienale reclinabile 30° a forma anatomica.
- Braccioli estraibili.
- **Mod. 9300B:** 2 ruote posteriori da 24x1 3/8 Krypton piene soft estraibili.
- **Mod.9300B T30:** 2 ruote posteriori da 300 mm Krypton piene soft.
- 2 ruote anteriori da mm 200x50 piroettanti.
- Pedane regolabili in altezza, elevabili ed estraibili.
- Colori disponibili: - telaio argento rivestimento blu in materiale lavabile.
- Portata massima: Kg 100 per sedile cm 39/43/46; Kg 110 per sedile cm 50; Kg 120 per sedile cm 53

MATERIALE: Telaio in acciaio e sedile e schienale in skai.

ACCESSORI PER DETTA:

- Cuneo divaricatore B22
- Cuscinetti di spinta per il tronco L04/B
- Appoggiatesta normale L06
- Appoggiatesta regolabile L55
- Braccioli regolabili in altezza B05
- Tavolino B12
- Tavolino B15 doppio attacco
- B86 ruotine passaggi stretti
- B87 antiribaltamento

UNITÀ di CONFEZIONAMENTO: Pz. 1



VERMEIREN Italia s.r.l.

Sede operativa/amministrativa:
via Ramazzotti, 12
20045 Lainate (MI)
Tel.: +39 02 99 77 07
Cod.Fisc./P.IVA: IT 02298170123
www.vermeiren.it | info@vermeiren.it

Sede legale:
via Francesco Petrarca, 24
20123 Milano
Capitale Sociale: € 96.900,00 i.v.
R.E.A. MI-1973392
Iscr.reg. R.A.E.E. n. IT 08090000005465

VERMEIREN
we care for you



CONFORMITÀ: Le sedie da comodo mod. 9300B e 9300T30-B sono state sottoposte a test e controlli di qualità di varie nazioni Europee, il marchio TÜV è riportato sul telaio, vi è quindi la certezza che rispondono alle norme di sicurezza previste.

I braccioli sono ignifughi e rispettano le norme ISO 8191 parte 1.

Le carrozzine vengono fabbricate secondo le normative Medical Devices Regulation 2017/745/MDR e rispettano le seguenti normative Europee: EN 1041 – EN 14971 – EN 12182 – EN 12183 ed è marchiata CE.

GARANZIA: Le sedie da comodo mod. 9300B e 9300B T30 sono garantite per 2 anni su problemi strutturali e non da usura normale, inoltre tutte le parti di ricambio sono disponibili per almeno 5 anni.

VERMEIREN Italia s.r.l.

Sede operativa/amministrativa:

via Ramazzotti, 12

20045 Lainate (MI)

Tel.: +39 02 99 77 07

Cod.Fisc./P.IVA: IT 02298170123

www.vermeiren.it | info@vermeiren.it

Sede legale:

via Francesco Petrarca, 24

20123 Milano

Capitale Sociale: € 96.900,00 i.v.

R.E.A. MI-1973392

Iscr.reg. R.A.E.E. n. IT 08090000005465

VERMEIREN
we care for you