



SCHEDA TECNICA

PEDALIERA MOD. KIM

PRODUTTORE: Vermeiren Group N.V. Belgio

DESCRIZIONE: La pedaliera mod. Kim è adatta per continuare la riabilitazione pur rimanendo a casa. Fornita di computer conta calorie.

CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONI:

- Larghezza: cm. 40
- Lunghezza: cm. 50
- Altezza: cm. 30
- Peso: kg. 2,35
- Portata massima: kg. 50
- Dotata di misuratore di calorie a cristalli liquidi



UNITÀ di CONFEZIONAMENTO: Pz. 1

CONFORMITÀ: La pedaliera mod. KIM è stata sottoposta a test e controlli di qualità ed è conforme alle normative vigenti in materia.

E' stata classificata come Dispositivo di Classe I e viene fabbricata secondo le normative Medical Devices Regulation 2017/745/MD, ISO 21856 (ex EN 12182) ed è marchiata CE.

L'ottemperanza alle normative menzionate è garantita dalla certificazione aziendale ISO 13485.

I prodotti Vermeiren sono stati certificati anche da altri enti europei accreditati, che garantiscono ulteriormente il rispetto delle normative europee vigenti in materia.

GARANZIA: La pedaliera mod. KIM è garantita per 2 anni per problemi strutturali e non da usura normale, inoltre tutte le parti di ricambio sono disponibili per almeno 5 anni.

VERMEIREN Italia s.r.l.

Sede operativa/amministrativa:
via Ramazzotti, 12
20045 Lainate (MI)
Tel.: +39 02 99 77 07
Fax: +39 02 93 58 56 17
Cod.Fisc./P.IVA: IT 02298170123
www.vermeiren.it | info@vermeiren.it

Sede legale:
via Francesco Petrarca, 24
20123 Milano
Capitale Sociale: € 96.900,00 i.v.
R.E.A. MI-1973392
Iscr.reg. R.A.E.E. n. IT 08090000005465

VERMEIREN
we care for you

