



SCHEMA TECNICA

ROLLATOR MOD. ECO-PLUS

PRODUTTORE: Vermeiren Group N.V. Belgio

DESCRIZIONE: Rollator leggero in alluminio, pieghevole. Dotato di cestino morbido estraibile, sedile imbottito, schienale di appoggio imbottito e porta bastone. Freni di stazionamento e maniglie di spinta regolabili in altezza.

CODICE ISO: 12.06.06.006
(ex 12.06.09.009 / 12.06.09.130 / 12.06.09.106 / 12.06.09.142)

REPERTORIO DM SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005):
1692442/R

CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONI:

- Cestino estraibile
- Sedile
- Impugnature anatomiche
- Ruote anteriori mm 200X35 mm
- Ruote posteriori 200x35 mm
- Freni di stazionamento
- Barra
- Larghezza totale: mm 610
- Lunghezza: mm 680-795
- Altezza minima: mm 845
- Altezza massima: mm 985
- Altezza sedile: mm 555-625
- Larghezza sedile: cm 360
- Profondità sedile: mm 360
- Peso: 7,2 Kg.
- Portata massima: Kg 136
- Telaio in alluminio
- Colore telaio: grigio o blu elettrico



UNITÀ di CONFEZIONAMENTO: Pz. 1

CONFORMITÀ: Il rollator mod. ECO-PLUS è stato sottoposto a test e controlli di qualità ed è conforme alle normative vigenti in materia.

E' stato classificato come Dispositivo di Classe I e viene fabbricato secondo le normative Medical Devices Regulation 2017/745/MDR, rispetta gli standard prodotto EN 19859:1999, ISO 11199-2:2021, ISO 21856 (ex EN 12182) ed è marchiato CE.

L'ottemperanza alle normative menzionate è garantita dalla certificazione aziendale ISO 13485.

I deambulatori e rollator Vermeiren sono stati certificati anche da altri enti europei accreditati, che garantiscono ulteriormente il rispetto delle normative europee vigenti in materia.

GARANZIA: Il rollator mod. ECO-PLUS è garantito per 2 anni per problemi strutturali e non da usura normale, inoltre tutte le parti di ricambio sono disponibili per almeno 5 anni.

VERMEIREN Italia s.r.l.

Sede operativa/amministrativa:
via Ramazzotti, 12
20045 Lainate (MI)
Tel.: +39 02 99 77 07
Fax: +39 02 93 58 56 17
Cod.Fisc./P.IVA: IT 02298170123
www.vermeiren.it | info@vermeiren.it

Sede legale:
via Francesco Petrarca, 24
20123 Milano
Capitale Sociale: € 96.900,00 i.v.
R.E.A. MI-1973392
Ischr.reg. R.A.E.E. n. IT 08090000005465

VERMEIREN
we care for you

