



SCHEDA TECNICA

DISPOSITIVO DI PROPULSIONE PER CARROZZINA MOD. MOOST

PRODUTTORE: Vermeiren Group N.V. Belgio

DESCRIZIONE: **MOOST** è un dispositivo di propulsione assistita che si aggancia e si sgancia facilmente dalla carrozzina. Fornisce una spinta aggiuntiva che permette di risparmiare energia durante gli spostamenti quotidiani. Compatibile per i ns modelli di carrozzina Trigo, serie V e Sagitta.

REPERTORIO DM SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/200Nr: **3078838/R**)

CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONI:


- Velocità massima 6 Km/h
- Autonomia: fino a 20 km.
- Motore da 250 W
- Batterie: 24V, 6,6 Ah
- Peso: 7,3 Kg.
 - Portata massima: Kg 100

UNITÀ di CONFEZIONAMENTO: Pz. 1

CONFORMITÀ: Il dispositivo di propulsione MOOST è stata sottoposto a test e controlli di qualità ed è conforme alle normative vigenti in materia. È stato classificato come dispositivo di Classe I e viene fabbricato secondo le normative Medical Devices Regulation 2017/745/MDR, 2006/42/EG, RoHS 2011/65/EU, EMC directive 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU, rispetta gli standard prodotto EN 12184 ed è marchiato CE.

L'ottemperanza alle normative menzionate è garantita dalla certificazione aziendale ISO 13485.

GARANZIA: Il dispositivo di propulsione MOOST è garantito per 2 anni per problemi strutturali e non da usura normale, 6 mesi per quanto riguarda le batterie. Le parti di ricambio sono disponibili per almeno 5 anni.



VERMEIREN Italia s.r.l.

Sede operativa/amministrativa:
via Ramazzotti, 12
20045 Lainate (MI)
Tel.: +39 02 99 77 07
Fax: +39 02 93 58 56 17
Cod.Fisc./P.IVA: IT 02298170123
www.vermeiren.it | info@vermeiren.it

Sede legale:
via Francesco Petrarca, 24
20123 Milano
Capitale Sociale: € 96.900,00 i.v.
R.E.A. MI-1973392
Iscr.reg. R.A.E.E. n. IT 08090000005465

VERMEIREN
we care for you

