



## SCHEDA TECNICA

### SEGGIOLONE BASCULANTE MOD. CORAILLE

**PRODUTTORE:** Vermeiren Group N.V. Belgio

**DESCRIZIONE:** Il seggiolone basculante CORAILLE è fornito in esecuzione standard con il sedile di spessore da cm 8. L'altezza dello schienale e dei braccioli varia a seconda dello spessore del sedile. (6 – 8 – 10 cm). La struttura in acciaio, da 32 mm di diametro con verniciatura epossidica, assicura un'alta resistenza alle aggressioni chimiche e meccaniche esterne. Fornita di 2 ruote grandi posteriori e 2 ruote anteriori da 6" direzionali, che favoriscono gli spostamenti sia all'interno che all'esterno. Il sedile e lo schienale in gomma schiuma (a semi memoria) assicurano confort al paziente, mentre il rivestimento in PU soft favorisce la traspirazione. La pedana è in ABS ad alta resistenza. CORAILLE è dotata di serie di tavolo in legno estraibile, appoggiatesta imbottito e cinture di sicurezza. CORAILLE è studiata per garantire una corretta posizione ed il massimo confort al paziente. CORAILLE è ideale per i pazienti anziani con problemi di Alzheimer.

**CODICE ISO:** 12.22.18.009 (ex 18.09.18.012/18.09.18.226)

**REPERTORIO DM SSN** – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - **Nr: 12607/R.**

**MISURE:** CORAILLE è disponibile nelle misure di sedile da cm 38 – 40 – 42 – 44 – 48.

#### CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONI:

- Posizione basculante da 0° a + 40°
- 2 ruote posteriori 315x15
- 2 ruote anteriori da 150x30 direzionali
- Pedana regolabile in altezza ed elevabile
- Appoggia testa imbottito
- Appoggia polpacci imbottito a contenimento laterale
- Base regolabile in altezza in 3 posizioni
- Imbottitura in gomma schiuma a semi memoria
- Rivestimento in PU soft traspirante e lavabile
- Colori disponibili: verde – arancio
- Dotata di tavolo ribaltabile ed estraibile

**MATERIALE:** Telaio in acciaio colorato e rivestimento in PU soft

**UNITÀ di CONFEZIONAMENTO:** Pz. 1

**CONFORMITÀ:** Il seggiolone polifunzionale mod. CORAILLE è stato sottoposto a test e controlli di qualità ed è conforme alle normative vigenti in materia.

È classificato come dispositivo di Classe I e viene fabbricato secondo le normative Medical Devices Regulation 2017/745/MDR, rispetta gli standard prodotto EN 12183 ed è marchiata CE.

L'ottemperanza alle normative menzionate è garantita dalla certificazione aziendale ISO 13485.

Il sedile e lo schienale sono stati testati secondo le normative BS7175, hanno quindi una limitata infiammabilità in particolari condizioni.

I prodotti Vermeiren sono stati certificati anche da altri enti europei riconosciuti, che garantiscono ulteriormente il rispetto delle normative europee vigenti in materia.

**GARANZIA:** Il seggiolone basculante CORAILLE è garantito per 2 anni per problemi strutturali e non da usura normale, inoltre tutte le parti di ricambio sono disponibili per almeno 5 anni.



#### VERMEIREN Italia s.r.l.

Sede operativa/amministrativa:  
via Ramazzotti, 12  
20045 Lainate (MI)  
Tel.: +39 02 99 77 07  
Fax: +39 02 93 58 56 17  
Cod.Fisc./P.IVA: IT 02298170123  
www.vermeiren.it | info@vermeiren.it

Sede legale:  
via Francesco Petrarca, 24  
20123 Milano  
Capitale Sociale: € 96.900,00 i.v.  
R.E.A. MI-1973392  
Ischr.reg. R.A.E.E. n. IT 08090000005465

**VERMEIREN**  
we care for you

