



SCHEDA TECNICA

TRICICLO A PEDALI MOD. FREEDOM

PRODOTTURE: Vermeiren Group N.V. Belgio

DESCRIZIONE: Il triciclo mod. Freedom è adatto ai ragazzi. Il telaio è particolarmente studiato per un ingresso facilitato dell'utente senza particolari sforzi. Dotato di svariati optional che ne garantiscono un'adattabilità specifica ad ogni situazione.

REPERTORIO DM SSN Nr: 1848601/R

CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONI:

Lunghezza totale	1599 mm.
Larghezza totale	670 mm.
Distanza terra-sedile	da 720 mm. a 860 mm.
Distanza sella-pedale	da 590 mm. a 780 mm.
Altezza tubo del telaio	174 mm.
Altezza manubrio	da 986 mm. a 1174 mm.
Ruote	20"x 1,75 gonfiabili
Peso del triciclo	25,5 Kg
Portata nominale (carico max)	110 Kg
Pendenza massima	7°



Per le diverse configurazioni ed optional consultate la scheda d'ordine dedicata

UNITÀ di CONFEZIONAMENTO: Pz. 1

CONFORMITÀ: Il triciclo a pedali mod. FREEDOM è stato sottoposto a test e controlli di qualità ed è conforme alle normative vigenti in materia. E' stato classificato come dispositivo di Classe I e viene fabbricato secondo le normative Medical Devices Regulation 2017/745/MDR, rispetta gli standard prodotto EN 12183, la norma internazionale 14764:2005 ed è marchiato CE.

L'ottemperanza alle normative menzionate è garantita dalla certificazione aziendale ISO 13485.

I prodotti Vermeiren sono stati certificati anche da altri enti europei riconosciuti, che garantiscono ulteriormente il rispetto delle normative europee vigenti in materia.

GARANZIA: Il triciclo a pedali mod. FREEDOM è garantito per 2 anni per problemi strutturali e non da usura normale, inoltre tutte le parti di ricambio sono disponibili per almeno 5 anni.

VERMEIREN Italia s.r.l.

Sede operativa/amministrativa:
via Ramazzotti, 12
20045 Lainate (MI)
Tel.: +39 02 99 77 07
Fax: +39 02 93 58 56 17
Cod.Fisc./P.IVA: IT 02298170123
www.vermeiren.it | info@vermeiren.it

Sede legale:
via Francesco Petrarca, 24
20123 Milano
Capitale Sociale: € 96.900,00 i.v.
R.E.A. MI-1973392
Iscr.reg. R.A.E.E. n. IT 08090000005465

VERMEIREN
we care for you

