



## SCHEDA TECNICA

### LETTO INTERVAL 3 MOTORI – RETE CM. 120

**PRODOTTURE:** Vermeiren Group N.V. Belgio

**DESCRIZIONE:** Il letto INTERVAL 120 dispone di un rialzo dorsale regolabile elettricamente.

Tramite la semplice pressione di un pulsante è possibile regolarne l'inclinazione per leggere, guardare la televisione oppure mangiare. Anche il sostegno per i piedi può essere portato manualmente nella posizione più confortevole.

Questo letto medico è dotato di 4 ruote, ognuna con freno proprio per assicurare una stabilità perfetta. La rete a doghe di plastica resistente e flessibile è di facile manutenzione. Inoltre il letto può essere montato e smontato rapidamente, senza dover ricorrere all'utilizzo di utensili.

Le parti del letto in legno conferiscono a questo letto medico un carattere prettamente domestico. Questo aspetto gradevole rende il letto un perfetto mobile di arredamento che si armonizza con qualsiasi ambiente. Inoltre il letto è anche di facile manutenzione.



**REPERTORIO DM SSN** - (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - **Nr.: 48005/R**

#### CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONI:

- Larghezza totale: cm 133
- Lunghezza totale: cm 208
- Altezza minima da terra: cm 43
- Altezza massima da terra: cm 83
- Inclinazione del busto: 70°
- Inclinazione delle gambe: 30°
- Peso totale Kg 105
- Portata massima: Kg 240

**MATERIALE:** Telaio in acciaio e parti in legno.

**CONFORMITÀ:** Il letto modello INTERVAL 120 è stato sottoposto a test e controlli di qualità ed è conforme alle normative vigenti in materia.

E' stato classificato come dispositivo di Classe I e viene fabbricato secondo le normative Medical Devices Regulation MDR (EU) 2017/745, 2006/42/EG, RoHS 2011/65/EU, EMC directive 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU, rispetta le seguenti norme internazionali: EN IEC 60601-2-52:2015, EN IEC 60601-1:2005 ed è marchiato CE.

L'ottemperanza alle normative menzionate è garantita dalla certificazione aziendale ISO 13485.

I prodotti Vermeiren sono stati certificati anche da altri enti europei riconosciuti, che garantiscono ulteriormente il rispetto delle normative europee vigenti in materia.

**GARANZIA:** Il letto INTERVAL 120 è garantito per 2 anni per problemi strutturali e non da usura normale, inoltre tutte le parti di ricambio sono disponibili per almeno 5 anni.

#### VERMEIREN Italia s.r.l.

Sede operativa/amministrativa:  
via Ramazzotti, 12  
20045 Lainate (MI)  
Tel.: +39 02 99 77 07  
Fax: +39 02 93 58 56 17  
Cod.Fisc./P.IVA: IT 02298170123  
www.vermeiren.it | info@vermeiren.it

Sede legale:  
via Francesco Petrarca, 24  
20123 Milano  
Capitale Sociale: € 96.900,00 i.v.  
R.E.A. MI-1973392  
Ischr.reg. R.A.E.E. n. IT 08090000005465

**VERMEIREN**  
we care for you

