



SCHEDA TECNICA

CUSCINO ULTRA PHYSIPRO

Produttore: PHYSIPRO

370, 10^e Avenue Sud, Sherbrooke (Québec) – J1G 2R7 - Canada

Distributore: VERMEIREN Group N.V. - Belgio

Descrizione: Il cuscino **Ultra** è un cuscino confortevole, che offre un migliore controllo della pressione sulle prominenze ossee (ischio e coccige), distribuendo il peso sulla superficie del cuscino. Adatto in particolare per persone con ridotto tono muscolare, aiuta ad ottimizzare la postura impedendo al bacino di scivolare in avanti o lateralmente.

Codice ISO: 18.09.39.015

CND: Y180939

Repertorio DM SSN (Art. 1 comma 409 legge 266/2005): **in corso**

Materiale: Base preformata in comfort foam con strato superiore in materiale viscoelastico, per migliorare il comfort. Lo strato di dispersion-foam nella parte posteriore offre un'immersione più profonda della tuberosità ischiatica, per garantire un ottimale assorbimento della pressione. Fodera esterna resistente all'umidità e lavabile in lavatrice.

Dimensioni:

Standard: 35x35 - 40,5x40,5 - 40,5x45,5 – 45,5x40,5 – 45,5x45,5 - 51x51.

Spessore: 7,5 cm

Peso: 2 Kg

Portata massima: per misure da 35 a 51 cm.: 136 kg - per misure oltre 53 cm.: 227 kg.

CONFORMITA': Il cuscino ULTRA è un dispositivo medico di Classe I ed è conforme a quanto stabilito dal Regolamento 2017/745/UE.

GARANZIA: Il cuscino ULTRA è garantito per 2 anni, mentre la fodera è garantita per 6 mesi. In entrambi i casi per problemi strutturali e non da usura normale.



VERMEIREN Italia s.r.l.

Sede operativa/amministrativa:

via Ramazzotti, 12

20045 Lainate (MI)

Tel.: +39 02 99 77 07

Cod.Fisc./P.IVA: IT 02298170123

www.vermeiren.it | info@vermeiren.it

Sede legale:

via Francesco Petrarca, 24

20123 Milano

Capitale Sociale: € 96.900,00 i.v.

R.E.A. MI-1973392

Ischr.reg. R.A.E.E. n. IT 08090000005465

VERMEIREN
we care for you

