



SCHEDA TECNICA

CARROZZINA ELETTRICA PER INTERNO MOD. PLEGO CARBON

PRODOTTURE: Vermeiren Group N.V. Belgio

DESCRIZIONE: La carrozzina PLEGO CARBON è una carrozzina elettrica per uso interno, progettata per garantire comfort e favorire l'indipendenza quotidiana. La sua particolarità è avere il telaio in carbonio e una chiusura compatta.

CODICE ISO: 12.36.06.015

REPERTORIO DM SSN Nr: 3003812/R

MISURE: La carrozzina è disponibile nella larghezza seduta cm.46.

CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONI:

- Schienale Premium: schiuma + rivestimento 3D, completo di tasca posteriore
- Sedile imbottito in schiuma viscoelastica
- Braccioli ribaltabili.
- Cintura di sicurezza
- Ruote posteriori 12'5" PU nere con cerchi in magnesio (leggero e resistente)
- Ruote anteriori 165x50 PU nere con cerchi in magnesio (leggero e resistente)
- Ruotine antiribaltamento B78
- Pedana unica centrale
- Nr. 2 motori da 250W
- Batterie 12,8 Ah / 25,9 V Li-ion
- Autonomia fino a 16 Km
- Velocità massima: 6 Km/h
- Pendenza nominale: 6°
- Portata massima: 130 kg.
- Peso della carrozzina: 15,15 kg (senza batteria e cuscino del sedile)
- Colori telaio disponibili: nero opaco C75;

MATERIALE: Telaio in carbonio e rivestimenti in 3D net.

UNITÀ di CONFEZIONAMENTO: Pz. 1

CONFORMITÀ: La carrozzina elettrica mod. PLEGO CARBON è stata sottoposta a test e controlli di qualità ed è conforme alle normative vigenti in materia.

È stata classificata come dispositivo di Classe I e viene fabbricata secondo le normative Medical Devices Regulation 2017/745, 2006/42/EG, RoHS 2011/65/EU, EMC directive 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU, rispetta gli standard prodotto EN 12184. ed è marchiata CE.

L'ottemperanza alle normative menzionate è garantita dalla certificazione aziendale ISO 13485.

Le carrozzine Vermeiren sono state certificate anche da altri enti europei riconosciuti, che garantiscono ulteriormente il rispetto delle normative europee vigenti in materia.

GARANZIA: La carrozzina PLEGO CARBON è garantita per 2 anni su problemi strutturali e non da usura normale, 6 mesi per le batterie. Inoltre tutte le parti di ricambio sono disponibili per almeno 5 anni.



VERMEIREN Italia s.r.l.

Sede operativa/amministrativa:
via Ramazzotti, 12
20045 Lainate (MI)
Tel.: +39 02 99 77 07
Fax: +39 02 93 58 56 17
Cod.Fisc./P.IVA: IT 02298170123
www.vermeiren.it | info@vermeiren.it

Sede legale:
via Francesco Petrarca, 24
20123 Milano
Capitale Sociale: € 96.900,00 i.v.
R.E.A. MI-1973392
Ischr.reg. R.A.E.E. n. IT 08090000005465

VERMEIREN
we care for you

