



SCHEDA TECNICA

LETTO INTERVAL 3 MOTORI – RETE CM.140


PRODOTTURE: Vermeiren group N.V. Belgio

DESCRIZIONE: Il letto INTERVAL 140 dispone di un rialzo dorsale regolabile elettricamente.

Tramite la semplice pressione di un pulsante è possibile regolarne l'inclinazione per leggere, guardare la televisione oppure mangiare. Anche il sostegno per i piedi può essere portato manualmente nella posizione più confortevole.

Questo letto medico è dotato di 4 ruote, ognuna con freno proprio per assicurare una stabilità perfetta. La rete a doghe di plastica resistente e flessibile è di facile manutenzione. Inoltre il letto può essere montato e smontato rapidamente, senza dover ricorrere all'utilizzo di utensili.

Le parti del letto in legno conferiscono a questo letto medico un carattere prettamente domestico. Questo aspetto gradevole rende il letto un perfetto mobile di arredamento che si armonizza con qualsiasi ambiente. Inoltre il letto è anche di facile manutenzione.



REPERTORIO DM SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) – Nr.: 48005/R

CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONI:

- Larghezza totale: cm 153
- Lunghezza totale: cm 208
- Altezza minima da terra: cm 43
- Altezza massima da terra: cm 83
- Inclinazione del busto: 70°
- Inclinazione delle gambe: 30°
- Peso totale Kg 105
- Portata massima: Kg 240

MATERIALE: Telaio in acciaio e parti in legno.

CONFORMITÀ: Il letto modello INTERVAL 140 è stato sottoposto a test e controlli di qualità ed è conforme alle normative vigenti in materia.

E' stato classificato come dispositivo di Classe I e viene fabbricato secondo le normative Medical Devices Regulation MDR (EU) 2017/745, 2006/42/EG, RoHS 2011/65/EU, EMC directive 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU, rispetta le seguenti norme internazionali: EN IEC 60601-2-52:2015, EN IEC 60601-1:2005 ed è marchiato CE.

L'ottemperanza alle normative menzionate è garantita dalla certificazione aziendale ISO 13485.

I prodotti Vermeiren sono stati certificati anche da altri enti europei riconosciuti, che garantiscono ulteriormente il rispetto delle normative europee vigenti in materia.

GARANZIA: Il letto INTERVAL 140 è garantito per 2 anni per problemi strutturali e non da usura normale, inoltre tutte le parti di ricambio sono disponibili per almeno 5 anni.

VERMEIREN Italia s.r.l.

Sede operativa/amministrativa:
via Ramazzotti, 12
20045 Lainate (MI)
Tel.: +39 02 99 77 07
Fax: +39 02 93 58 56 17
Cod.Fisc./P.IVA: IT 02298170123
www.vermeiren.it | info@vermeiren.it

Sede legale:
via Francesco Petrarca, 24
20123 Milano
Capitale Sociale: € 96.900,00 i.v.
R.E.A. MI-1973392
Iscr.reg. R.A.E.E. n. IT 08090000005465

VERMEIREN
we care for you

