



## SCHEDA TECNICA

### SCHIENALE CONTOUR CINCH PHYSIPRO

**Produttore:** PHYSIPRO  
370, 10<sup>e</sup> Avenue Sud, Sherbrooke (Québec) – J1G 2R7 - Canada

**Distributore:** VERMEIREN Group N.V. - Belgio

**Descrizione:** Lo schienale **Contour Cinch** è composto da una scocca in alluminio, regolabile e rimovibile e da un'imbottitura morbida. Grazie ai supporti laterali integrati nella scocca, permette all'utente di mantenere una posizione eretta del busto, garantendo un controllo posturale ottimale.

**Codice ISO:** 18.09.39.015

**CND:** Y180939

**Repertorio DM SSN** (Art. 1 comma 409 legge 266/2005): **in corso**

**Materiale:** Imbottitura in uretano. Fodera esterna in lycra e nylon.

**Dimensioni:**

Larghezza: da 35,60 cm a 66 cm.

Altezza: 40,6, 45,7 e 50,8 cm.

Spessore: 3,8 cm.

**Peso:** 1,3 kg (51x40,5 cm)



**CONFORMITA':** Lo schienale CONTOUR CINCH è un dispositivo medico di Classe I ed è conforme a quanto stabilito dal Regolamento 2017/745/UE.

**GARANZIA:** Lo schienale CONTOUR CINCH è garantito per 2 anni per problemi strutturali e non da usura normale.

**VERMEIREN Italia s.r.l.**

Sede operativa/amministrativa:  
via Ramazzotti, 12  
20045 Lainate (MI)  
Tel.: +39 02 99 77 07  
Cod.Fisc./P.IVA: IT 02298170123  
[www.vermeiren.it](http://www.vermeiren.it) | [info@vermeiren.it](mailto:info@vermeiren.it)

Sede legale:  
via Francesco Petrarca, 24  
20123 Milano  
Capitale Sociale: € 96.900,00 i.v.  
R.E.A. MI-1973392  
Iscr.reg. R.A.E.E. n. IT 08090000005465

**VERMEIREN**  
we care for you

