



## SCHEDA TECNICA

### SOLLEVATORE VERTICALIZZANTE MOD. ALBATROS 1

**PRODOTTURE:** Vermeiren Group N.V. Belgio

**CODICE ISO:** 12.36.03.006

**REPERTORIO DM SSN** – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005): **406500/R**

#### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Sollevatore elettrico completo di imbragatura media standard.

- Struttura in acciaio verniciato epossidico
- Nr. 2 batterie sigillate da 12 V cadauna Linak BAJ1
- Centralina Linak CBJ2
- Caricabatterie interno
- Nr. 4 ruote gemellari da 10 cm. di cui 2 con freno
- Dotato dei seguenti sistemi di sicurezza: arresto di emergenza; abbassamento manuale di emergenza; segnalatore acustico: avverte che le batterie sono da ricaricare.

#### SPECIFICHE TECNICHE E DIMENSIONI:

- Altezza massima totale: 174 cm
- Altezza minima del braccio da terra: 104 cm.
- Range di movimento: 70 cm
- Altezza della base da terra: 11,7 cm.
- Base interna regolabile da 47 cm. a 95 cm.
- Autonomia batterie: 40 sollevamenti circa
- Motore: mod. Linak LA34 (7.500 N)
- Telecomando: mod. Linak HB5X
- Scatola di controllo: mod. Linak CBJ 2
- Tempo di lavoro: ogni 2 minuti di lavoro / 18 minuti di pausa
- Peso complessivo 44,85 Kg.
- Capacità di sollevamento: 150 Kg.
- Imbragatura standard M portata: 120 Kg.
- Imbragatura XL (opzionale) portata: 150 Kg.
- Classe di protezione scatola di controllo: IPX4
- Classe di protezione del telecomando: IPX5
- Classe di protezione delle batterie: IPX5
- Classe di protezione del motore: IP54
- Classe di isolamento: II – tipo B

#### UNITÀ di CONFEZIONAMENTO: Pz. 1

**CONFORMITÀ:** Il sollevatore mod. Albatros è stato sottoposto a test e controlli di qualità ed è conforme alle normative vigenti in materia.

E' stato classificato come dispositivo di Classe I e viene fabbricato secondo le normative Medical Devices Regulation 2017/745/MDR e quelle sotto riportate, comprese le ultime variazioni e secondo la legge nazionale che regolamenta dette direttive: MDR (EU) 2017/745, 2006/42/EG, RoHS 2011/65/EU, EMC directive 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU e rispettano le seguenti normative europee armonizzate: EN ISO 10535:2006.

L'ottemperanza alle normative menzionate è garantita dalla certificazione aziendale ISO 13485.

I prodotti Vermeiren sono stati certificati anche da altri enti europei riconosciuti, che garantiscono ulteriormente il rispetto delle normative europee vigenti in materia.

#### VERMEIREN Italia s.r.l.

Sede operativa/amministrativa:  
via Ramazzotti, 12  
20045 Lainate (MI)  
Tel.: +39 02 99 77 07  
Fax: +39 02 93 58 56 17  
Cod.Fisc./P.IVA: IT 02298170123  
www.vermeiren.it | info@vermeiren.it

Sede legale:  
via Francesco Petrarca, 24  
20123 Milano  
Capitale Sociale: € 96.900,00 i.v.  
R.E.A. MI-1973392  
Iscr.reg. R.A.E.E. n. IT 08090000005465

**VERMEIREN**  
we care for you





**GARANZIA:** Il sollevatore mod. Albatros è garantito per 2 anni per problemi strutturali e non da usura normale, inoltre tutte le parti di ricambio sono disponibili per almeno 5 anni.

---

**VERMEIREN Italia s.r.l.**

Sede operativa/amministrativa:  
via Ramazzotti, 12  
20045 Lainate (MI)  
Tel.: +39 02 99 77 07  
Fax: +39 02 93 58 56 17  
Cod.Fisc./P.IVA: IT 02298170123  
[www.vermeiren.it](http://www.vermeiren.it) | [info@vermeiren.it](mailto:info@vermeiren.it)

Sede legale:  
via Francesco Petrarca, 24  
20123 Milano  
Capitale Sociale: € 96.900,00 i.v.  
R.E.A. MI-1973392  
Iscr.reg. R.A.E.E. n. IT 08090000005465

**VERMEIREN**  
we care **for you**

