



SCHEDA TECNICA

SUPPORTO PER IL BRACCIO REGOLABILE PHYSIPRO

Produttore: PHYSIPRO

370, 10^e Avenue Sud, Sherbrooke (Québec) – J1G 2R7 - Canada

Distributore: VERMEIREN Group N.V. - Belgio

Descrizione: Supporto per il braccio che garantisce protezione e comfort per l'arto superiore. Il sistema di ancoraggio permette continue regolazioni per garantire una postura ottimale. Il meccanismo swing away permette il posizionamento del tavolino. Disponibile in tre misure: small, medium, large.

Codice ISO: 18.09.39.154

Repertorio DM SSN (Art. 1 comma 409 legge 266/2005): **3078836/R**

Materiale: Neoprene, parti in plastica e alluminio.

Dimensioni: vedi dettagli sotto

CONFORMITA': I braccioli Physipro sono classificati come dispositivi medici di Classe I e sono conformi a quanto stabilito dal Regolamento 2017/745/UE.

GARANZIA: I braccioli Physipro sono garantiti per 2 anni per problemi strutturali e non da usura normale.

SIZE CHART					
					
Sizes	Forearm			Hand	
	Length (D1)	Width (W1)	Height (H)	Length (D2)	Width (W2)
Small	7 1/2" 191 mm	4" 102 mm	1 3/4" 45 mm	6" 152 mm	5 1/2" 127 mm
Medium	11" 280 mm	4" 102 mm	1 3/4" 45 mm	6" 152 mm	5 1/2" 127 mm
Large	13 1/2" 343 mm	4" 102 mm	1 3/4" 45 mm	6" 152 mm	5 1/2" 127 mm

VERMEIREN Italia s.r.l.

Sede operativa/amministrativa:
via Ramazzotti, 12
20045 Lainate (MI)
Tel.: +39 02 99 77 07
Cod.Fisc./P.IVA: IT 02298170123
www.vermeiren.it | info@vermeiren.it

Sede legale:
via Francesco Petrarca, 24
20123 Milano
Capitale Sociale: € 96.900,00 i.v.
R.E.A. MI-1973392
Ischr.reg. R.A.E.E. n. IT 08090000005465

VERMEIREN
we care for you

