



SCHEDA TECNICA

CARROZZINA MODELLO V300 XL

PRODOTTURE: Vermeiren Group N.V. Belgio

DESCRIZIONE: La V300 XL è una carrozzina studiata per il trasporto delle persone. Facile da manovrare e da trasportare, grazie al telaio e alla doppia crociera rinforzata è ideale per pazienti fino a 170 kg di peso.

CODICE ISO: 12.22.18.015

(ex 12.21.06.039 - 12.24.03.121 - 12.24.21.106 - 12.24.06.172 12.24.21.109 - 12.24.21.112 - 12.24.03.118 - 12.24.06.160 - 12.24.06.175)

REPERTORIO DM SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) – **2139269/R**

MISURE: La carrozzina V300 XL è disponibile nelle misure di larghezza sedile da cm. 53 - 56 - 60; con profondità sedile regolabile da cm. 49 a cm. 53; altezza sedile da terra regolabile cm. 44 - 47 - 50 - 53; altezza schienale cm. 40.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Braccioli B05 regolabili in altezza
- Ruote anteriori 200x50 piene Krypton soft antiforatura e per un miglior scorrimento su vari terreni interni ed esterni.
- Ruote posteriori 24x1 3/8 piene Krypton soft antiforatura, ad estrazione rapida, con rotellina ascensore, oppure T30 da ruote da transito.
- Pedane B06 estraibili e girevoli, con piatto pedana regolabile in flessione/estensione.
- Sedile e schienale tensionabili in nylon.
- Viene fornita di serie con barra tenditrice B90
- Colori disponibili: champagne C59

MATERIALI: Telaio in alluminio colorato e rivestimento in Nylon. No lattice

OPZIONI ED ACCESSORI PER DETTA:

- Braccioli B03 desk
- Pedane inclinabili e regolabili in altezza BZ8
- Sedili e schienali imbottiti ed ergonomici e anatomici soft
- Appoggiatesta L55
- Tavolo in legno B12
- Tavolo in plexiglas B15
- Cintura di sicurezza B20
- Ruotine antiribaltamento B78
- Versione da transito
- Versione con schienale reclinabile

UNITÀ di CONFEZIONAMENTO: Pz. 1

CONFORMITÀ: La carrozzina mod. V300 XL è stata sottoposta a test e controlli di qualità ed è conforme alle normative vigenti in materia.

E' stata classificata come dispositivo di Classe I e viene fabbricata secondo le normative Medical Devices Regulation 2017/745/MDR, rispetta gli standard prodotto EN 12183 ed è marchiata CE.

L'ottemperanza alle normative menzionate è garantita dalla certificazione aziendale ISO 13485.



VERMEIREN Italia s.r.l.

Sede operativa/amministrativa:
via Ramazzotti, 12
20045 Lainate (MI)
Tel.: +39 02 99 77 07
Fax: +39 02 93 58 56 17
Cod.Fisc./P.IVA: IT 02298170123
www.vermeiren.it | info@vermeiren.it

Sede legale:
via Francesco Petrarca, 24
20123 Milano
Capitale Sociale: € 96.900,00 i.v.
R.E.A. MI-1973392
Iscr.reg. R.A.E.E. n. IT 08090000005465

VERMEIREN
we care for you





Le tele sedile e schienale sono state testate secondo le normative EN1021-1 e EN1021-2 o ISO 7176-16, hanno quindi una limitata infiammabilità in particolari condizioni.
Le carrozzine Vermeiren sono state certificate anche da altri enti europei riconosciuti, che garantiscono ulteriormente il rispetto delle normative europee vigenti in materia.

GARANZIA: La carrozzina V300 XL è garantita per 2 anni per problemi strutturali e non da usura normale, inoltre tutte le parti di ricambio sono disponibili per almeno 5 anni.

VERMEIREN Italia s.r.l.

Sede operativa/amministrativa:
via Ramazzotti, 12
20045 Lainate (MI)
Tel.: +39 02 99 77 07
Fax: +39 02 93 58 56 17
Cod.Fisc./P.IVA: IT 02298170123
www.vermeiren.it | info@vermeiren.it

Sede legale:
via Francesco Petrarca, 24
20123 Milano
Capitale Sociale: € 96.900,00 i.v.
R.E.A. MI-1973392
Iscr.reg. R.A.E.E. n. IT 08090000005465

VERMEIREN
we care for you

