



SCHEMA TECNICA

SEGGIOLINO DA BAGNO PER BAMBINI MOD. PEPI

PRODUTTORE: Vermeiren Group N.V. Belgio

DESCRIZIONE: Il seggiolino da bagno mod. PEPI è dotato di serie di supporto regolabile per il capo, questi cuscinetti possono essere utilizzati anche come supporto per il tronco. Le cinture a velcro per il tronco ed i piedi sono regolabili e riposizionabili. Quattro punti di regolazione permettono l'adattamento del seggiolino in qualsiasi vasca e soprattutto garantiscono il miglior posizionamento dell'utente.

REPERTORIO DM SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005): **in corso**

CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONI:

- Lunghezza totale da sdraiati: cm. 110
- Larghezza: cm. 38
- Profondità totale: cm. 45
- Profondità del sedile: cm. 20
- Lunghezza schienale: cm.63
- Peso: kg. 3,7
- Portata massima: kg. 30
- Telaio in alluminio



UNITÀ di CONFEZIONAMENTO: Pz. 1

CONFORMITÀ: Il seggiolino da bagno PEPI è stato sottoposto a test e controlli di qualità ed è conforme alle normative vigenti in materia.

E' stato classificato come Dispositivo di Classe I e viene fabbricato secondo le normative Medical Devices Regulation 2017/745/MD, ISO 17966:2016, ISO 21856 (ex EN 12182) ed è marchiato CE.

L'ottemperanza alle normative menzionate è garantita dalla certificazione aziendale ISO 13485.

I prodotti Vermeiren sono stati certificati anche da altri enti europei accreditati, che garantiscono ulteriormente il rispetto delle normative europee vigenti in materia.

GARANZIA: Il seggiolino da bagno PEPI è garantito per 2 anni per problemi strutturali e non da usura normale, inoltre tutte le parti di ricambio sono disponibili per almeno 5 anni.

VERMEIREN Italia s.r.l.

Sede operativa/amministrativa:
via Ramazzotti, 12
20045 Lainate (MI)
Tel.: +39 02 99 77 07
Fax: +39 02 93 58 56 17
Cod.Fisc./P.IVA: IT 02298170123
www.vermeiren.it | info@vermeiren.it

Sede legale:
via Francesco Petrarca, 24
20123 Milano
Capitale Sociale: € 96.900,00 i.v.
R.E.A. MI-1973392
Iscr.reg. R.A.E.E. n. IT 08090000005465

VERMEIREN
we care for you

