



## SCHEDA TECNICA

### CARROZZINA MODELLO V100 XL

**PRODOTTURE:** Vermeiren Group N.V. Belgio

**DESCRIZIONE:** La V100 XL è una carrozzina studiata per il trasporto delle persone.  
Facile da manovrare e da trasportare, dotata di crociera rinforzata è ideale per pazienti fino a 170 kg di peso.

**CODICE ISO:** 12.22.18.015

**REPERTORIO DM SSN** – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) – **2476200/R**

**MISURE:** La carrozzina V100 XL è disponibile nelle misure di larghezza sedile da cm. 53 - 56 - 60; con profondità sedile cm. 49; altezza sedile da terra regolabile cm. 47 - 50 - 53; altezza schienale cm. 38.

#### CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Braccioli estraibili B03 a scrivania
- Ruote anteriori 200x50 piene Krypton soft
- Ruote posteriori 24x1 3/8 piene Krypton soft ad estrazione rapida,
- Pedane B06 estraibili.
- B18 cinghia ferma talloni
- B77 piedino posteriore per il superamento degli ostacoli
- Tele sedile e schienale in nylon nero.
- Colore telaio: champagne C59
- Viene fornita di serie con barra tenditrice B90

**MATERIALI:** Telaio in acciaio e rivestimenti in Nylon.

**UNITÀ di CONFEZIONAMENTO:** Pz. 1

**CONFORMITÀ:** La carrozzina mod. V100 XL è stata sottoposta a test e controlli di qualità ed è conforme alle normative vigenti in materia.

E' stata classificata come dispositivo di Classe I e viene fabbricata secondo le normative Medical Devices Regulation 2017/745/MDR, rispetta gli standard prodotto EN 12183 ed è marchiata CE.

L'ottemperanza alle normative menzionate è garantita dalla certificazione aziendale ISO 13485.

Le tele sedile e schienale sono state testate secondo le normative EN1021-1 e EN1021-2 o ISO 7176-16, hanno quindi una limitata infiammabilità in particolari condizioni.

Le carrozzine Vermeiren sono state certificate anche da altri enti europei riconosciuti, che garantiscono ulteriormente il rispetto delle normative europee vigenti in materia.

**GARANZIA:** La carrozzina V100 XL è garantita per 2 anni per problemi strutturali e non da usura normale, inoltre tutte le parti di ricambio sono disponibili per almeno 5 anni.



#### VERMEIREN Italia s.r.l.

Sede operativa/amministrativa:  
via Ramazzotti, 12  
20045 Lainate (MI)  
Tel.: +39 02 99 77 07  
Fax: +39 02 93 58 56 17  
Cod.Fisc./P.IVA: IT 02298170123  
www.vermeiren.it | info@vermeiren.it

Sede legale:  
via Francesco Petrarca, 24  
20123 Milano  
Capitale Sociale: € 96.900,00 i.v.  
R.E.A. MI-1973392  
Iscr.reg. R.A.E.E. n. IT 08090000005465

**VERMEIREN**  
we care for you

