



## SCHEDA TECNICA

### CARROZZINA ELETTRICA A TRAZIONE POSTERIORE MOD. TURIOS DELUXE

**PRODOTTURE:** Vermeiren Group N.V. Belgio

**DESCRIZIONE:** La carrozzina TURIOS DELUXE è una carrozzina elettrica studiata per l'indipendenza della persona, che può utilizzarla in particolar modo all'esterno. Le sue misure ridotte la rendono agile anche all'interno, facile da manovrare e da trasportare, smontabile e posizionabile nel baule dell'autovettura.

**CODICE ISO:** 12.36.06.015

**REPERTORIO DM SSN Nr:** 2015076/R

**MISURE:** La carrozzina è disponibile nelle larghezze sedile da cm. 39-45-51

#### CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONI:

- Schienale reclinabile manualmente da 0° a 32° (5 posizioni ogni 8°)
- Basculamento sedile manuale con regolazioni a 0°-2°-4°-6°
- Braccioli regolabili in altezza e larghezza
- Ruote anteriori da 9" ed in alternativa da 10" gonfiabili
- Ruote posteriori 300x8 gonfiabili
- Pedane regolabili in altezza ed estraibili mod. B06
- Colori telaio: vari a scelta, vedi scheda d'ordine
- Rivestimenti in nylon nero
- Schienale tensionabile
- Altezza sedile da terra 44-49-54 mm (su richiesta)
- Impianto di illuminazione a LED
- Nr. 2 batterie 12V / 50 Ah cad.
- Autonomia circa 35 Km
- Velocità massima: 10 Km/h
- Pendenza superabile: 6°
- Portata massima: 130 Kg.

**MATERIALE:** Telaio in acciaio e rivestimento in nylon.

**UNITÀ di CONFEZIONAMENTO:** Pz. 1

**CONFORMITÀ:** La carrozzina elettrica mod. TURIOS DELUXE è stata sottoposta a test e controlli di qualità ed è conforme alle normative vigenti in materia.

È stata classificata come dispositivo di Classe I e viene fabbricata secondo le normative Medical Devices Regulation 2017/745, 2006/42/EG, RoHS 2011/65/EU, EMC directive 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU, rispetta gli standard prodotto EN 12184. ed è marchiata CE.

L'ottemperanza alle normative menzionate è garantita dalla certificazione aziendale ISO 13485.

Le tele sedile e schienale sono state testate secondo le normative EN1021-1 e EN1021-2 o ISO 7176-16, hanno quindi una limitata infiammabilità in particolari condizioni.

La carrozzina mod. TURIOS DELUXE è stata sottoposta al "CRASH TEST" secondo lo standard ISO 7176-19; la conformità a questa normativa europea, ne consente l'utilizzo all'interno di automezzi attrezzati al trasporto.

Le carrozzine Vermeiren sono state certificate anche da altri enti europei riconosciuti, che garantiscono ulteriormente il rispetto delle normative europee vigenti in materia.

**GARANZIA:** La carrozzina TURIOS DELUXE è garantita per 2 anni per problemi strutturali e non da usura normale, 6 mesi per le batterie. Le parti di ricambio sono disponibili per almeno 5 anni.



#### VERMEIREN Italia s.r.l.

Sede operativa/amministrativa:  
via Ramazzotti, 12  
20045 Lainate (MI)  
Tel.: +39 02 99 77 07  
Fax: +39 02 93 58 56 17  
Cod.Fisc./P.IVA: IT 02298170123  
www.vermeiren.it | info@vermeiren.it

Sede legale:  
via Francesco Petrarca, 24  
20123 Milano  
Capitale Sociale: € 96.900,00 i.v.  
R.E.A. MI-1973392  
Iscr.reg. R.A.E.E. n. IT 08090000005465

**VERMEIREN**  
we care for you

