

# KUARZ

Ispirati dal passato,  
proiettati verso il futuro



# CHI SIAMO

**VERMEIREN**, produttore di carrozzine dal 1957, gioca un ruolo importante nel settore medicale. Negli anni, il team Vermeiren Group si è specializzato nella produzione di carrozzine, letti domiciliari, poltrone, sedie relax e ogni altro prodotto che possa essere necessario alla persona per aiutarlo nella sua autonomia e mobilità.

I teams europei di sviluppo e design lavorano con precisione con strumenti di alta tecnologia, per rendere ogni prodotto Vermeiren affidabile e di ottima qualità. Oggi giorno Vermeiren è un Gruppo con più di 750 dipendenti, con filiali in Europa e Asia. Vermeiren consegna prodotti in più di 45 paesi nel mondo.

Email : [info@vermeiren.it](mailto:info@vermeiren.it)  
Website : <https://www.vermeiren.it>









# MOBILITÀ

## CON DIGNITÀ E STILE

---

Uno scooter elettrico moderno per senior è molto più di un semplice mezzo per spostarsi da un punto all'altro: è libertà, dignità e stile in un'unica soluzione. Con il suo design elegante e contemporaneo, è il tipo di veicolo di cui si va fieri, sia che si tratti di incontrare amici per un caffè, fare un po' di shopping o godersi un pomeriggio rilassante al parco.

Rappresenta il piacere di muoversi con sicurezza, sapendo di avere l'indipendenza di andare dove si desidera, quando si desidera. Non è solo mobilità: è un vero e proprio miglioramento dello stile di vita, che unisce comfort, praticità e un tocco di personalità capace di trasformare ogni spostamento in una piccola celebrazione di sé.









# PROGETTATO CON PRECISIONE

I nostri scooter elettrici per senior nascono da precisione e orgoglio, progettati e realizzati interamente nei nostri stabilimenti. Ogni elemento è curato con attenzione: nessun dettaglio è troppo piccolo per fare la differenza. Dalla fluidità della colonna dello sterzo alla luminosità delle luci a LED, dal comfort della seduta regolabile alla qualità di ogni singolo dado e

bullone — tutto è analizzato con la massima cura per raggiungere la perfezione. Non si tratta solo di costruire uno scooter, ma di creare un compagno affidabile per i tuoi spostamenti quotidiani. Il risultato è un veicolo che unisce funzionalità, sicurezza e stile — un prodotto di cui siamo davvero orgogliosi di firmare il nome, e che tu sarai orgoglioso di guidare.





SBS\* LUCI ANTERIORI A LED



LED INDICATORI DI DIREZIONE



SEDILE PIEGHEVOLE



FRENO DI STAZIONAMENTO



LED LUCI POSTERIORI



ANTIRIBALTAMENTO



SEDILE ROTANTE/REGOLABILE



LCD DISPLAY CON LUMINOSITÀ ADATTIVA



FINITURA DEI SEDILI PREMIUM

\*SBS: See and Be Seen - Tecnologia avanzata di illuminazione a LED

# COLORI

## FAI TUA LA SCELTA

Kuarz è disponibile in una vivace gamma di sei colori, perché il tuo scooter dovrebbe rispecchiare te. Che tu voglia abbinarlo al colore dei tuoi occhi, coordinarti con il tuo guardaroba o semplicemente scegliere la tua tonalità preferita, il colore è un modo potente per esprimere la tua personalità. Un rosso deciso può dire "spirito avventuroso", mentre un grigio elegante sussurra "calma e sicurezza".

Dai neutri raffinati alle tonalità più vivaci e accattivanti, c'è un Kuarz perfetto per ogni stato d'animo e per ogni gusto. Dopotutto, Kuarz non è solo un mezzo di trasporto: è parte del tuo stile personale, e il colore giusto fa davvero la differenza.



### Verde Artico

Il Kuarz in Verde Artico riflette una personalità calma ed equilibrata, con un amore per la natura e per i nuovi inizi. È la scelta perfetta per chi valorizza l'armonia, l'ottimismo e uno stile fresco e sicuro di sé.



### Rosso Borgogna

Il Kuarz in Rosso Borgogna esprime profondità, calore e forza silenziosa. È la scelta di chi vive con passione, apprezza i dettagli raffinati e possiede un fascino classico e senza tempo, che si manifesta con naturale eleganza.







### Grigio freddo

Perché scegliere il Grigio Freddo per il tuo Kuarz? Perché esprime fiducia moderna, eleganza discreta e una natura calma e affidabile, ideale per chi preferisce uno stile che sussurra anziché gridare.



### Verde Oliva

Il Verde Oliva per il tuo Kuarz? Rappresenta armonia, fiducia radicata e connessione con la natura, ideale per chi apprezza la forza tranquilla e uno stile fresco e duraturo.



### Oro opaco

Il color oro opaco riflette una personalità che valorizza raffinatezza, sicurezza ed eleganza senza tempo. Indica un gusto per i dettagli ricercati e la capacità di distinguersi con stile sobrio ma autorevole.



### Arancione Perlato

Arancione perlato suggerisce una personalità energica, creativa e piena di ottimismo. Riflette un entusiasmo per la vita, un amore per distinguersi e la capacità di ispirare calore e positività negli altri.



# PERSONALIZZA IL TUO SCOOTER

---

Le opzioni sono ciò che trasforma uno scooter da "semplice mezzo di trasporto" nel tuo scooter. Gli specchietti, le telecamere posteriori e le coperture antipioggia non sono solo accessori: sono piccoli dettagli che rendono ogni viaggio più fluido, sicuro e piacevole. Una copertura antipolvere lo mantiene in perfette condizioni, mentre un supporto per deambulatore significa che la tua mobilità è sempre con te.

Che si tratti di comfort, stile o praticità, personalizzare il tuo scooter ti permette di adattarlo perfettamente alla tua vita quotidiana. Dopotutto, perché accontentarsi dello standard quando puoi avere un mezzo tanto unico, pratico e pronto come sei tu?

**Da sinistra a destra:** protezione pioggia/sole MOVO, set di specchietti retrovisori, pneumatici lisci o chiodati, copricerchio colorato abbinato al colore dello scooter, bauletto posteriore, cestino anteriore per la spesa, copertura protettiva per lo stoccaggio, telecamera posteriore.







# TECNOLOGIA

## IN DETTAGLIO

Quando si parla di scooter per anziani, i dettagli tecnici non sono semplici numeri: sono le chiavi della libertà su quattro ruote. La larghezza e la lunghezza determinano se potrai attraversare le porte con eleganza o se dovrai fare una manovra a due punti nel corridoio. Il peso indica se si tratta di un compagno di strada solido o di un mezzo facile da spostare e gestire.

L'autonomia ti dice se potrai andare fino al bar e tornare senza dover cercare una presa di corrente, mentre la velocità massima serve per sentire la brezza sul viso, ma senza rischiare di perdere il cappello.

Queste specifiche tecniche assicurano che la tua guida sia sicura, confortevole e piacevolmente tua.

■ Larghezza totale	680 mm
■ Lunghezza totale	1505 mm
■ Altezza totale	1345 mm - 1395 mm
■ Altezza ripiegata	870 mm
■ Altezza sedile	480 mm - 530 mm
■ Larghezza sedile	525 mm
■ Profondità sedile	480 mm
■ Altezza schienale	550 mm
■ Altezza della pedana	200 mm

■ Luce libera da terra	100 mm
■ Raggio di sterzata	3400 mm
■ Batterie	80 Ah (C20), 12V DC, batteria AGM sigillata e anti-perdita
■ Grado di protezione	IPX4
■ Motore	750 W
■ Velocità*	15 km/h
■ Autonomia*	45 km
■ Peso	158 kg
■ Portata massima	150 kg

\* Campo teorico, calcolato secondo gli standard UE in condizioni ideali. Le velocità e l'autonomia possono variare (circa 15%). Per le dimensioni in mm, peso in kg. Sono possibili delle tolleranze ammesse (15 mm - 1,5 kg). Modifiche tecniche riservate. Immagini per il solo scopo illustrativo. Alcune funzionalità possono essere opzionali.





KUARZ



# IL PASSATO INCONTRA IL FUTURO

Nel nostro film di presentazione abbiamo cercato di creare un collegamento tra passato e futuro. Le linee eleganti e le forme armoniose sono senza tempo, sia che si tratti di un mezzo di trasporto classico, costruito con amore e cura, sia di un nuovo design moderno e alla moda per uno scooter elettrico. **Scansiona il QR code in cima a questa pagina e preparati a scoprire lo stile e le sensazioni del Kuarz.**



**SCANSIONAMI  
E GUARDA IL  
VIDEO**









# VERMEIREN

we care for you



R.R. : **VERMEIREN GROUP**, Vermeirenplein 1/15, 2920 Kalmthout - Belgio  
[info@vermeiren.com](mailto:info@vermeiren.com) - [www.vermeiren.com](http://www.vermeiren.com) - BL Quarz IT 2026-02 v1.2