

EON

Inspirados en el pasado,
mirando hacia el futuro



SOBRE NOSOTROS

VERMEIREN, fabricante de sillas de ruedas desde 1957, es un actor importante en el mundo de los productos de apoyo y ayudas a la movilidad. A lo largo de los años, el grupo Vermeiren se ha especializado en la producción de sillas de ruedas, camas sanitarias, sillas confort, sillones de descanso y cualquier otro producto que pueda acompañar a un usuario en el mantenimiento de su autonomía y movilidad.

Los equipos europeos de desarrollo y diseño están equipados con herramientas de precisión de alta tecnología, lo que resulta en fiabilidad y calidad para cada producto que Vermeiren produce. Hoy, Vermeiren es un grupo con más de 750 empleados con filiales en Europa y Asia. Vermeiren ofrece productos para la venta en más de 45 países en todo el mundo.

VERMEIREN Ibérica, S.L.U.

Carretera de Cartellà, Km. 0,5
Sant Gregori Parc Industrial - Edifici A
17150 Sant Gregori (Girona)

Email: info@vermeiren.es

Website: <https://www.vermeiren.es>





 YouTube



ESCANEA Y
MÍRAME



DISEÑADO CON PRECISIÓN

Nuestros scooters nacen de la precisión y el orgullo, diseñados y contruidos íntegramente en nuestras propias fábricas. Cada elemento está cuidadosamente diseñado, ningún detalle es demasiado pequeño para importar. Desde el tacto suave de la columna de dirección hasta el brillo de las luces LED, desde la comodidad de la silla ajustable hasta la calidad

de cada tuerca y tornillo, todo se examina a la perfección. No se trata solo de construir un scooter; Se trata de crear un compañero de confianza para tus desplazamientos diarios. El resultado es un vehículo que combina función, seguridad y estilo, algo en lo que estamos realmente orgullosos de poner nuestro nombre, y tú estarás orgulloso de conducir.



LUCES DELANTERAS LED SBS*



INDICADORES LED



RESPALDO PLEGABLE



REPOSABRAZOS AJUSTABLES



LUCES TRASERAS LED



ANTIVUELCO



MODO DE CONDUCCIÓN/PUNTO MUERTO



CONTROLADOR CON INDICADOR DE BATERÍA



GUARDABARROS DE DIRECCIÓN

*SBS: Ver y ser visto: tecnología de iluminación LED avanzada para una mayor seguridad al conducir en condiciones de poca luz.

COLORES QUE DEFINEN

Eon viene en una gama vibrante de seis colores, porque tu viaje debe reflejarte. Ya sea que desees que coincida con el color de tus ojos, coordine con tu guardarropa o simplemente elijas tu tono favorito de todos los tiempos, el color es una forma poderosa de expresar tu personalidad. Un rojo audaz podría decir "espíritu aventurero", mientras que un gris frío susurra "tranquilo y confiado".

Desde elegantes neutros hasta llamativos brillos, hay una combinación perfecta para cada estado de ánimo y gusto. Después de todo, Eon no es solo transporte, es parte de tu estilo personal, y el color correcto marca la diferencia.




Arctic Green



Burgundy Red



Cool Grey



Matt Gold



Olive Green



Pearl Orange



Arctic Green

El Eon en Arctic Green refleja una personalidad tranquila y equilibrada con amor por la naturaleza y nuevos comienzos, perfecto para conductores que valoran la armonía, el optimismo, y un estilo refrescante y seguro.



Cool Grey

¿Por qué elegir Cool Grey para tu Eon? Porque habla de confianza moderna, elegancia discreta y una naturaleza tranquila y confiable, ideal para aquellos que prefieren un estilo de susurros en lugar de gritos.



Matt Gold

Matt Gold refleja una personalidad que valora el refinamiento, confianza y elegancia atemporal. Aprecias los detalles más finos de la vida y disfrutas haciendo una declaración que se siente sutil y distinguida.





PERSONALIZA TU CONDUCCIÓN

Las opciones son las que convierten un scooter de "solo transporte" en tu scooter. Los espejos, los tapacubos a juego y las fundas antipolvo no son solo accesorios, sino pequeños detalles que hacen que cada viaje sea más suave, seguro y placentero. Una cubierta antipolvo lo mantiene con un aspecto nítido.

Ya sea comodidad, estilo o conveniencia, personalizar tu scooter te permite combinarlo perfectamente con tu vida diaria. Después de todo, ¿por qué conformarse con lo estándar cuando puedes tener un viaje que es tan único, práctico y listo para cualquier cosa como tú?

De izquierda a derecha: soporte para muletas, juego de espejos, neumáticos lisos o con tacos, tapacubos de color a juego con el color de tu scooter, cesta de la compra en la parte delantera, baúl en la parte trasera, cubierta de protección de almacenamiento.





Póngase en contacto con su distribuidor especializado para obtener información sobre la compatibilidad.

TÉCNICA

AL DETALLE

Cuando se trata de scooters, los detalles técnicos no son solo números, son las claves de la libertad sobre cuatro ruedas. El ancho y el largo deciden si se desliza con gracia a través de las puertas o tiene que hacer un giro de 2 puntos en el pasillo. El peso te dice si es un compañero de carretera resistente o más fácil de empujar.

El alcance significa saber si puede llegar al café y regresar sin buscar un enchufe de carga. Incluso la velocidad máxima importa: lo suficientemente rápida como para sentir la brisa, lo suficientemente lenta como para mantener el sombrero puesto. Estas especificaciones aseguran que tu viaje sea seguro, cómodo y alegremente tuyo.

■ Ancho total	565 mm
■ Largo total	1170 mm
■ Altura total	1050 mm - 1100 mm
■ Altura plegada	900 mm
■ Altura del asiento	460 mm - 520 mm
■ Ancho del asiento	470 mm
■ Profundidad del asiento	420 mm
■ Altura del respaldo	480 mm
■ Altura de la paleta	140 mm

■ Distancia al suelo	80 mm
■ Radio de giro mínimo	2700 mm
■ Baterías	38 Ah o 50 Ah (C20), 12V DC, batería AGM no derramable
■ Grado de protección	IPX4
■ Motor	320 W
■ Velocidad*	6 km/h o 10 km/h
■ Autonomía*	32 km o 37 km
■ Peso	89 kg
■ Peso máximo del usuario	140 kg

* La autonomía se calcula según las normas europeas. * La velocidad y la autonomía pueden variar (aprox. un 15%). Medidas en mm y kg. Son posibles las desviaciones en los tamaños y el peso (15 mm, 1,5 kg, 1,5"). Sujeto a modificaciones técnicas. Imágenes solo con fines ilustrativos. Ciertas características pueden ser opcionales.



VERMEIREN

we care for you



E.R.: **VERMEIREN** GROUP, Vermeirenplein 1/15, 2920 Kalmthout - Belgica
info@vermeiren.com - www.vermeiren.com - BL Eon ES 2026-08 v1.0