

V500 ACTIVE



De V-serie,
nu actief!



VERMEIREN
we care for you



VEDERLICHT: VANAF 11,9 KG

Dankzij onze inspanningen zijn we erin geslaagd een uitzonderlijk lichtgewicht model te maken met een gewicht van slechts 11,9 kg. Dit opmerkelijke resultaat toont onze toewijding aan innovatie en het leveren van een rolstoel die er niet alleen dynamisch uitziet, maar ook verbeterde mobiliteit en gebruiksgemak biedt.

V500 ACTIVE


Introductie van de **V500 Active rolstoel**, die voortbouwt op het succesvolle concept van de V500 familie. Dit geavanceerde model brengt een overvloed aan opties en accessoires met zich mee. Hij is gericht op diverse behoeften, inclusief de meest geavanceerde vereisten.

De V500 Active is ontworpen voor ultieme personalisatie en biedt een hoge maat van configureerbaarheid, zodat hij perfect past bij elk individu. Met zijn actieve en moderne esthetiek is hij aantrekkelijk voor iedereen die op zoek is naar een stijlvolle en dynamische uitstraling.


Ervaar de ideale combinatie van comfort en aanpassingsvermogen van een standaard rolstoel, naadloos gecombineerd met de slankheid en wendbaarheid van een actieve vouwstoel. De V500 Active vormt de perfecte balans en biedt een ongeëvenaarde mobiliteitsoplossing die gebruikers in staat stelt hun dagelijkse activiteiten uit te voeren.



**VERSTELBARE
ZITHOEK:**
0° - 10°



**VERSTELBARE
ZITHOOGTE:**
44* - 47 - 50 - 53 CM



**VERSTELBARE
ZITDIEPTE:**
42 TO 48 CM



**AFNEEMBARE,
IN- EN UITKLAPBARE
VOETSTEUNEN**

**Verplicht met 22" achterwielen*



HOOGTE RUGLEUNING

- 30 cm
- 35 cm
- 40 cm

DUWHANDGREPEN 5 OPLOSSINGEN

- Duwhandgrepen - vast (12 cm)
- Duwbeugels - vast kort (8 cm)
- Opvouwbaar duwhandvatten
- In hoogte verstelbare vaste handgrepen, met klemmen
- In hoogte verstelbare opvouwbaar handgrepen, met klemmen



VOETSTEUNEN

- Er is een groot en gevarieerd aanbod van voetsteunen en beensteunen voor oplossingen zodat deze voldoen aan verschillende gebruikerseisen en die zich aanpassen aan hun veranderende behoeften in de loop der tijd.

REMMEN

Duwrem



Sportrem



ARMSTEUNEN

Armsteunen zijn verkrijgbaar in een breed scala aan opties, variërend van slanke aluminium kledingbeschermers tot handige, verstelbare en afneembare armsteunen die ontworpen zijn voor optimaal comfort.

- B82S - Kledingbeschermers (standaard)
- B82 - Spatlappen op kledingbeschermers
- Bi5 - Afneembare, in hoogte verstelbare armsteun
- Bi5A - Afneembaar, in hoogte verstelbaar, gebogen spatbord
- Bi5SA - Afneembare, in hoogte verstelbaar spatbord (recht)

WIELEN

- 11 oplossingen voor achterwielen
- 21 oplossingen voorwielen
- Vind de juiste balans tussen gewicht, comfort en budget.





BESCHIKBARE KLEUREN

Omarm een spectrum van kleuren! Elke kleur die we zorgvuldig hebben samengesteld weerspiegelt niet alleen onze stemming, maar definieert ook onze manier van leven.

Maak gebruik van de mogelijkheid om uit verschillende tinten te kiezen, zodat je je rolstoel kunt personaliseren en echt je eigenheid kunt belichamen.



C86 Carbongrijs



C79 Lichtblauw



C89 Koper



C85 Helder groen



C76 Wit

Technische informatie

■ Totale breedte	590 - 620 - 640 - 660 - 680 - 700 mm
■ Totale hoogte (dichtgevouwen, afhankelijk v. zithoogte)	740 - 840 mm
■ Totale lengte	975 - 1035 mm
■ Dichtgevouwen breedte	310 mm
■ Zitbreedte	390 - 420 - 440 - 460 - 480 - 500 mm
■ Zwaarste onderdeel	7,5 kg

■ Zithoogte	440 verplicht 22" achterwielen - 470 - 500 - 530 mm
■ Hoogte rug	300 - 350 - 400 mm
■ Zitdiepte	420 - 440 - 460 - 480 mm
■ Gewicht (zonder kussen)	vanaf 11,9 kg
■ Maximum gebruikersgewicht	130 kg
■ Extra informatie	CE

Maten in mm, gewicht in kg. Afwijkingen in maten en gewicht (15 mm en 1,5 kg) zijn mogelijk. Voorbehouden technische wijzigingen. Beelden enkel ter illustratie. Bepaalde functies kunnen optioneel zijn.

VERMEIREN Nederland bv

Correspondentieadres:
Vermeirenplein 1-15 - B-2920 Kalmthout
België

www.vermeiren.co.nl
orders@vermeiren.co.nl

Voor meer info, neem contact op met de dealer in uw buurt.

