



PLEGO

CARBON

MOBILITÀ LEGGERA
SENZA COMPROMESSI



MOBILITÀ QUOTIDIANA

Telaio in carbonio, chiusura compatta e comfort quotidiano. Perfetta per uno stile di vita attivo, per i viaggi e per l'indipendenza di tutti i giorni.

Grazie alla sua struttura in fibra di carbonio ultraleggera, al design pieghevole compatto e alle caratteristiche di comfort premium, PLEGO CARBON è progettata per l'indipendenza di tutti i giorni. Che tu sia a casa, in città o in viaggio all'estero, offre il perfetto equilibrio tra portabilità, prestazioni ed eleganza.

VISITA ORA
WWW.VERMEIREN.IT

CURVE LINEARI
E SCORREVOLI

SI ADATTA FACILMENTE
AL BAGAGLIAIO DELL'AUTO

PERFETTA PER
I TUOI VIAGGI

LIBERTÀ IN OGNI VOLTA





CARBON

MATERIALI DI PRIMA
QUALITÀ, PRESTAZIONI
SUPERIORI

REALIZZATA CON UN TELAIO INTERAMENTE
IN FIBRA DI CARBONIO

FORZA, LEGGEREZZA ED ELEGANZA

DOTATA DI CERCHI E FORCELLE
IN MAGNESIO ULTRALEGGERI

COMFORT PER OGNI VIAGGIO

SCHIENALE PREMIUM:
SCHIUMA + RETE 3D



CUSCINO IN SCHIUMA
VISCOELASTICA



CUSCINO
RIMOVIBILE



TASCA
POSTERIORE



OGNI VIAGGIO RESO CONFORTEVOLE

OPZIONI

SOLUZIONE
"IN PIEDI"



CONTROLLORE DI
SORVEGLIANZA



LIBERTÀ COMPATTA
RESA SEMPLICE

SI PIEGA IN SECONDI

CI PRENDEMO CURA DELLA
TUA MOBILITÀ

Una delle carrozzine elettroniche più compatte nella sua categoria, PLEGO CARBON si piega in pochi secondi e si adatta facilmente al bagagliaio di un'auto.

IDEALE PER LA VITA IN CITTÀ, I
VIAGGI E LO SPAZIO PER IL DEPOSITO



CI PRENDIAMO CURA DI TE

PROGETTATA PER LA VITA IN CITTÀ, I VIAGGI

E COMODITÀ QUOTIDIANA

VIAGGIARE È FACILE

15,15 KG



Optional standing support

**VIAGGIA IN TUTTA
TRANQUILLITÀ**

La Plego Carbon è dotata di una batteria al litio conforme agli standard internazionali IATA, che ti offre la libertà di volare in tutta sicurezza.

* Nota bene: ogni compagnia aerea ha i propri requisiti in materia di trasporto di batterie agli ioni di litio e si riserva il diritto di decidere in via definitiva se la sedia a rotelle possa essere accettata a bordo. Prima di partire, ti consigliamo di verificare con la tua compagnia aerea o con il vettore se sono ammessi i veicoli alimentati a batteria classificati come UN3171. Per ulteriori dettagli, consulta il manuale d'uso.

PRESTAZIONI INTELLIGENTI

* LE IMPOSTAZIONI DI GUIDA POSSONO ESSERE REGOLATE DA UN PROFESSIONISTA QUALIFICATO UTILIZZANDO APPARECCHIATURE DI PROGRAMMAZIONE DEDICATE.

PLEGO CARBON offre prestazioni affidabili per la vita di tutti i giorni.

Il joystick programmabile* consente di personalizzare accelerazione, reattività e controllo, per un'esperienza di guida davvero su misura.



AUTONOMIA DI 16 KM CON UNA BATTERIA

JOYSTICK PROGRAMMABILE*

MOTORI LINUX DA 250W

BATTERIA AL LITIO DA 12,8AH 25,9V

PERCHÉ SCEGLIERE PLEGO CARBON?

Rispetto ad altre carrozzine pieghevoli in carbonio simili, PLEGO CARBON offre molto più della semplice leggerezza. Il suo comfort di alta qualità, i componenti in magnesio e il design compatto stabiliscono un nuovo standard.

È tra le carrozzine elettriche più compatte disponibili, pur offrendo il comfort e l'adattabilità di cui gli utenti hanno bisogno ogni giorno.



**LEGGEREZZA E PORTATILI, COMFORT
ECCELLENTE E PRESTAZIONI INTELLIGENTI**



Più che leggerezza.
Una scelta più intelligente!

Categoria	Valore
Larghezza	590 mm
Lunghezza	915 mm
Larghezza sedile	450 mm
Profondità sedile	460 mm
Peso*	15,15 kg
Telaio	Fibra di carbonio integrale (leggero e resistente)
Ruote e forcella	Magnesio (leggero e resistente)
Motore	Linux 250W
Velocità massima*	6 km/h
Autonomia*	fino a 16 km
Peso massimo dell'utente	110 kg
Superamento massimo del marciapiede	15 mm
Raggio di sterzata	1030 mm
Batteria	Ioni di litio 12,8 Ah, 25,9 V
Batteria rimovibile	Sì
Controller	Joystick programmabile (guida personalizzata)
Schienale	Imbottitura in schiuma + rete 3D traspirante
Cuscino sedile	Viscosa con memory foam, removibile
Pieghevole	Uno dei più compatti della sua categoria
Trasporto	Facile da riporre e trasportare

* Peso senza batteria e cuscino del sedile * Campo teorico, calcolato secondo gli standard UE in condizioni ideali. Le velocità e l'autonomia possono variare (circa 15%). Per le dimensioni in mm, peso in kg. Sono possibili delle tolleranze ammesse (15 mm - 1,5 kg). Modifiche tecniche riservate.

**PER ULTERIORI INFORMAZIONI, VISITA
WWW.VERMEIREN.IT**

PLEGO

CARBON



**LEGGERA. COMPATTA.
COMFORT ECCEZIONALE.**



VERMEIREN Italia S.R.L.

Via Ramazzotti 12

20045 Lainate (MI) - Italia

www.vermeiren.it

info@vermeiren.it