

KUARZ

Inspiriert von der Vergangenheit,
mit Blick in die Zukunft



ÜBER UNS

VERMEIREN, seit 1957 Hersteller von Rollstühlen, spielt eine Schlüsselrolle in der Welt der Hilfsmittel zur Rehabilitation. Die europäische Gruppe Vermeiren hat sich im Laufe der Jahre auf die Herstellung von Rollstühlen, medizinischen Betten, Elektromobilen, Rollatoren und anderen Produkten spezialisiert, die Patienten oder Benutzer bei der Wahrung der Autonomie und Mobilität bestmöglich unterstützen.

Unsere europäischen Entwicklungs- und Designerteams sind mit High-Tech-Werkzeugen ausgestattet, die jedem von uns hergestellten Produkt Präzision, Zuverlässigkeit und Qualität verleihen. Heute ist Vermeiren ein Konzern mit mehr als 1300 Mitarbeitern und Niederlassungen in Europa und Asien. Vermeiren liefert weltweit Produkte in mehr als 45 Länder.

Email: info@vermeiren.ch
Website: <https://www.vermeiren.ch>







MOBILITÄT

MIT WÜRDE UND STIL

Ein moderner Elektroroller für Senioren ist mehr als nur ein Fortbewegungsmittel, um von A nach B zu gelangen – er steht für Freiheit, Würde und Stil in einem. Mit seinem schlanken, trendigen Design ist es genau das Mobil, mit dem Sie sich gerne sehen lassen, egal ob Sie sich mit Freunden zum Kaffee treffen, ein bisschen shoppen gehen oder einen gemütlichen Nachmittag

im Park verbringen. Es geht darum, selbstbewusst durchs Leben zu gehen und zu wissen, dass man die Unabhängigkeit hat, jederzeit dorthin zu gehen, wohin man möchte. Das ist nicht nur Mobilität – es ist eine Verbesserung Ihres Lebensstils, die Komfort, Praktikabilität und einen Hauch von Flair vereint und jede Fahrt zu einem kleinen Fest für Sie macht.







MIT PRÄZISION ENTWICKELT

Unsere Elektroroller für Senioren entstehen mit Präzision und Stolz und werden vollständig in unseren eigenen Fabriken entwickelt und hergestellt. Jedes Element ist sorgfältig gestaltet – kein Detail ist zu klein, um wichtig zu sein. Von der geschmeidigen Haptik der Lenksäule bis zur Helligkeit der LED-Leuchten, vom Komfort des verstellbaren Sitzes bis zur Qualität jeder Schraube

und Mutter – alles wird geprüft. Es geht nicht nur darum, einen Roller zu bauen, sondern einen zuverlässigen Begleiter für Ihre täglichen Fahrten zu schaffen. Das Ergebnis ist ein Fahrzeug, das Funktionalität, Sicherheit und Stil vereint – etwas, auf das wir wirklich stolz sind und das Sie mit Vergnügen fahren dürfen.



SBS*-LED-FRONTSCHWEINWERFER



LED-LEUCHTANZEIGEN



KLAPPSTUHL



FESTSTELLBREMSE



LED-RÜCKLEUCHTEN



KIPPSCHUTZ



DREHBARER/VERSTELLBARER SITZ



LCD-DISPLAY MIT ADAPTIVER HELLGKEIT



PREMIUM-SITZAUSSTATTUNG

*SBS: See and Be Seen - fortschrittliche LED-Lichttechnologie

FARBEN

IHR STYLE

Kuarz ist in sechs leuchtenden Farben erhältlich, denn Ihr Roller sollte Ihre Persönlichkeit widerspiegeln. Ob Sie nun möchten, dass die Farbe zu Ihrer Augenfarbe und zu Ihrer Garderobe passt oder einfach nur Ihren Lieblingsfarbton wählen möchten – Farbe ist ein wirkungsvolles Mittel, um Ihre Persönlichkeit zum Ausdruck zu bringen. Ein kräftiges Rot könnte für „Abenteuerlust“ stehen, während ein kühles Grau „Ruhe und Selbstbewusstsein“ vermittelt.

Von stilvollen neutralen Tönen bis hin zu auffälligen Knallfarben – für jede Stimmung und jeden Geschmack ist das Passende dabei. Schließlich ist Kuarz nicht nur ein Transportmittel, sondern Teil Ihres persönlichen Stils, und die richtige Farbe macht den Unterschied.

Arctic Green

Der Kuarz in Arctic Green spiegelt eine ruhige, ausgeglichene Persönlichkeit wider, die die Natur und Neuanfänge liebt – perfekt für Fahrer, die Harmonie, Optimismus und einen erfrischenden, selbstbewussten Stil schätzen.



Burgundy Red

Das Burgundy Red des Kuarz-Rollers strahlt Tiefe, Wärme und Kraft aus. Es ist die Wahl für alle, die das Leben mit Leidenschaft genießen, feine Details zu schätzen wissen und einen mühelos klassischen Charme versprühen.





Cool Grey

Warum sollten Sie Cool Grey für Ihren Kuarz wählen? Weil es für modernes Selbstbewusstsein, zurückhaltende Eleganz und eine ruhige, verlässliche Art steht – ideal für diejenigen, die einen Stil bevorzugen, der eher flüstert als schreit.



Olive Green

Olive Green als Farbe für Ihren Kuarz? Diese Farbe verkörpert Harmonie, fundiertes Selbstvertrauen und eine Verbindung zur Natur – ideal für alle, die Stärke und einen Stil schätzen, der sowohl frisch als auch beständig wirkt.



Mat Gold

Mat Gold spiegelt eine Persönlichkeit wider, die Wert auf Raffinesse, Selbstbewusstsein und zeitlose Eleganz legt. Sie schätzen die feinen Details des Lebens und genießen es, ein Statement zu setzen, das sowohl subtil als auch elegant wirkt.



Pearl Orange

Pearl Orange steht für eine Persönlichkeit, die energiegeladen, kreativ und voller Optimismus ist. Sie spiegelt Lebensfreude, die Liebe zum Besonderen und die Fähigkeit wider, Wärme und Positivität in anderen zu wecken.



PASSEN SIE IHREN ROLLER AN

Optionen machen aus einem Roller mehr als nur ein Transportmittel – sie machen ihn zu Ihrem Roller. Spiegel, Rückfahrkameras und Regenschutz sind nicht nur Zubehör, sondern kleine Details, die jede Fahrt angenehmer, sicherer und komfortabler machen. Eine Staubschutzhülle sorgt dafür, dass Ihr Roller immer gut aussieht, und dank eines Rollatorhalters haben Sie Ihre Mobilität immer dabei.

Ob Komfort, Stil oder Bequemlichkeit – durch die individuelle Anpassung Ihres Rollers können Sie ihn perfekt auf Ihren Alltag abstimmen. Warum sollten Sie sich mit einem Standardmodell zufrieden geben, wenn Sie ein Fahrzeug haben können, das so einzigartig, praktisch und vielseitig ist wie Sie selbst?

Von links nach rechts: MOVO Regen-/Sonnenschutz, Spiegel-Set, Slick- oder Spikereifen, farbige Radkappen passend zur Farbe Ihres Rollers, Topcase hinten, Einkaufskorb vorne, Schutzabdeckung für Stauraum, Rückfahrkamera





TECHNIK

IM DETAIL

Bei Rollern für Senioren sind die technischen Details nicht nur Zahlen, sondern der Schlüssel zur Freiheit auf vier Rädern. Die Breite und Länge entscheiden darüber, ob Sie elegant durch Türen gleiten oder im Flur eine 2-Punkt-Wende machen müssen. Das Gewicht gibt Auskunft darüber, ob es sich um einen robusten Begleiter für unterwegs handelt oder ob sich das Gerät leichter schieben lässt.

Reichweite bedeutet, dass Sie wissen, ob Sie es zum Café und zurück schaffen, ohne nach einer Steckdose zum Aufladen suchen zu müssen. Auch die Höchstgeschwindigkeit ist wichtig – schnell genug, um den Wind zu spüren, langsam genug, damit Ihr Hut nicht wegfliegt. Diese Spezifikationen sorgen dafür, dass Ihre Fahrt sicher, komfortabel und ein Vergnügen ist.

■ Gesamtbreite	680 mm
■ Gesamtlänge	1505 mm
■ Gesamthöhe	1345 mm - 1395 mm
■ Höhe im zusammengeklappten	870 mm
■ Sitzhöhe	480 mm - 530 mm
■ Sitzbreite	525 mm
■ Sitztiefe	480 mm
■ Höhe der Rückenlehne	550 mm
■ Fußplattenhöhe	200 mm

■ Bodenfreiheit	100 mm
■ Wendekreis	3400 mm
■ Batterien	80 Ah (C20), 12V DC, auslaufsichere AGM-Batterie
■ Geschützt gegen Spritzwasser	IPX4
■ Motor	750 W
■ Geschwindigkeit*	10 km/h
■ Reichweite*	45 km
■ Gewicht	158 kg
■ Maximale Belastbarkeit	150 kg

* Reichweite/Geschwindigkeit unter optimalen Umgebungsbedingungen und Batteriezuständen ermittelt nach ISO 7176-4.
Abweichungen bei Maßen, Gewichten und Winkeln (15 mm, 1,5 kg, 1,5°) sind möglich. - Abgebildete Ausstattungen können optional sein.



KUARZ



SCANNEN UND
ANSEHEN

VERGANGENHEIT TRIFFT AUF ZUKUNFT

In unserem vorgestellten Film haben wir uns bemüht, eine Verbindung zwischen Vergangenheit und Zukunft herzustellen. Elegante Linien und Formen sind zeitlos, sei es bei einem klassischen Transportmittel, das mit Liebe und Sorgfalt gebaut wurde, oder bei einem neuen und trendigen Design für einen Elektroroller. Scannen Sie den QR-Code oben auf dieser Seite und machen Sie sich bereit, das Gefühl und Aussehen des Quarz zu entdecken.





VERMEIREN

we care for you



VR - **VERMEIREN** GROUP, Vermeirenplein 1/15, 2920 Kalmthout - België
info@vermeiren.com - www.vermeiren.com - BL Kuarz CH DE 2026-02 v1.2