

SYNC

Inspirados en el pasado,
mirando hacia el futuro



SOBRE NOSOTROS

VERMEIREN, fabricante de sillas de ruedas desde 1957, es un actor importante en el mundo de los productos de apoyo y ayudas a la movilidad. A lo largo de los años, el grupo Vermeiren se ha especializado en la producción de sillas de ruedas, camas sanitarias, sillas confort, sillones de descanso y cualquier otro producto que pueda acompañar a un usuario en el mantenimiento de su autonomía y movilidad.

Los equipos europeos de desarrollo y diseño están equipados con herramientas de precisión de alta tecnología, lo que resulta en fiabilidad y calidad para cada producto que Vermeiren produce. Hoy, Vermeiren es un grupo con más de 750 empleados con filiales en Europa y Asia. Vermeiren ofrece productos para la venta en más de 45 países en todo el mundo.

VERMEIREN Ibérica, S.L.U.

Carretera de Cartellà, Km. 0,5
Sant Gregori Parc Industrial - Edifici A
17150 Sant Gregori (Girona)

Email: info@vermeiren.es

Website: <https://www.vermeiren.es>





YouTube



ESCANEA Y
MÍRAME



DISEÑADO CON PRECISIÓN

Nuestros scooters nacen de la precisión y el orgullo, diseñados y fabricados íntegramente en nuestras propias fábricas. Cada elemento está cuidadosamente elaborado; ningún detalle es insignificante. Desde la suavidad de la columna de dirección hasta el brillo de las luces LED, desde la comodidad del asiento ajustable hasta la calidad de cada tuerca y tornillo,

todo se examina minuciosamente. No se trata solo de fabricar un scooter; se trata de crear un compañero fiable para tus desplazamientos diarios. El resultado es un vehículo que combina funcionalidad, seguridad y estilo: algo de lo que estamos realmente orgullosos de llevar nuestro nombre y que tú estarás orgulloso de conducir.



LUCES DELANTERAS LED SBS*



INTERMITENTES LED



COMPARTIMENTO DE ALMACENAMIENTO COMPACTO



ASIENTO GIRATORIO Y AJUSTABLE



LUCES TRASERAS LED



SISTEMA ANTIVUELCO



MODO DE CONDUCCIÓN O PUNTO MUERTO



CONTROLADOR CON INDICADOR DE BATERÍA



RESPALDO ABATIBLE

*SBS: Ver y ser visto: tecnología de iluminación LED avanzada para una mayor seguridad al conducir en condiciones de poca luz.

COLORES

HÁZLO TUYO

Sync viene en una vibrante gama de seis colores, porque tu scooter debe reflejar tu personalidad. Ya sea que quieras que combine con el color de tus ojos, que armonice con tu ropa o simplemente que elijas tu tono favorito, el color es una poderosa forma de expresar tu personalidad. Un rojo intenso puede transmitir un espíritu aventurero, mientras que un gris frío susurra tranquilidad y confianza.

Desde elegantes tonos neutros hasta llamativos colores brillantes, hay una opción perfecta para cada estado de ánimo y gusto. Después de todo, Sync no es solo un medio de transporte, es parte de tu estilo personal, y el color adecuado marca la diferencia.




Arctic Green



Burgundy Red



Cool Grey



Matt Gold



Olive Green



Pearl Orange



Burgundy Red

El color Burgundy Red del scooter Sync transmite profundidad, calidez y una fuerza serena. Es la elección ideal para quienes viven la vida con pasión, aprecian los detalles y desprenden un encanto clásico sin esfuerzo.



Cool Grey

¿Por qué elegir el Cool Grey para tu Eon? Porque transmite confianza moderna, elegancia discreta y una naturaleza tranquila y fiable, ideal para quienes prefieren un estilo que susurra en lugar de gritar.



Olive Green

¿Olive Green como color para tu Sync? Esto encarna la armonía, la confianza arraigada y la conexión con la naturaleza, ideal para aquellos que aprecian la fuerza tranquila y un estilo que se siente fresco y duradero.





PERSONALIZA TU VEHÍCULO

Las opciones son lo que transforma un scooter de un simple medio de transporte en tu scooter. Los espejos, los tapacubos a juego y las fundas para la lluvia no son solo accesorios, son pequeños detalles que hacen que cada viaje sea más suave, seguro y placentero. Una funda antipolvo lo mantiene con un aspecto impecable, mientras que un soporte para andador significa que tu movilidad siempre te acompaña.

Ya sea por comodidad, estilo o practicidad, personalizar tu scooter te permite adaptarlo perfectamente a tu día a día. Al fin y al cabo, ¿por qué conformarse con lo estándar cuando puedes tener un vehículo tan único, práctico y preparado para cualquier cosa como tú?

De izquierda a derecha: protección contra la lluvia y el sol MOVO, juego de espejos, neumáticos lisos o con tacos, tapacubos del mismo color que el scooter, baúl trasero, cesta de la compra delantera, funda protectora, soporte para andador Quadri-Light, soporte para andador 286i, soporte para muletas





TÉCNICA

EN DETALLE

En lo que respecta a los patinetes eléctricos, los detalles técnicos no son solo números, son la clave para la libertad sobre cuatro ruedas. El ancho y el largo determinan si te deslizas con gracia por las puertas o si tienes que hacer una maniobra complicada en el pasillo. El peso indica si es un compañero de carretera robusto o más fácil de maniobrar.

La autonomía te permite saber si puedes ir al café y volver sin tener que buscar un enchufe para cargarlo. Incluso la velocidad máxima importa: lo suficientemente rápida para sentir la brisa, lo suficientemente lenta para no perder el sombrero.

Estas especificaciones garantizan que tu viaje sea seguro, cómodo y totalmente tuyo.

■ Ancho total	630 mm
■ Largo total	1235 mm
■ Altura total	1275 mm - 1325 mm
■ Altura plegada	830 mm
■ Altura del asiento	420 mm - 470 mm
■ Ancho del asiento	470 mm
■ Profundidad del asiento	495 mm
■ Altura del respaldo	530 mm
■ Altura del reposapiés	185 mm

■ Capacidad para superar obstáculos	110 mm
■ Diámetro de giro	3530 mm
■ Baterías	38 Ah o 50 Ah (C20), 12V DC, batería AGM no derramable
■ Pendiente nominal	10°
■ Motores	450 W / 500 W / 650 W
■ Velocidad*	10 km/h / 15 km/h
■ Autonomía*	25 km - 32 km
■ Peso	109 kg
■ Peso máximo del usuario	140 kg

*La autonomía se calcula según las normas europeas. *La velocidad y la autonomía pueden variar (aprox. un 15 %). Tolerancias dimensionales y de peso permitidas: 15 mm, 1,5 kg y 1,5°.
Sujeto a modificaciones técnicas. Imágenes con fines ilustrativos. Algunas características pueden ser opcionales.



VERMEIREN

we care for you



E.R. VERMEIREN group, Vermeirenplein 1/15, 2920 Kalmthout - Belgica
info@vermeiren.com - www.vermeiren.com - BL Sync ES 2026-08 v1.0