

EON

Ispirati dal passato,
proiettati verso il futuro



CHI SIAMO

VERMEIREN, produttore di carrozzine dal 1957, gioca un ruolo importante nel settore medicale. Negli anni, il team Vermeiren Group si e' specializzato nella produzione di carrozzine, letti domiciliari, poltrone, sedie relax e ogni altro prodotto che possa essere necessario alla persona per aiutarlo nella sua autonomia e mobilità'.

I teams europei di sviluppo e design lavorano con precisione con strumenti di alta tecnologia, per rendere ogni prodotto Vermeiren affidabile e diottima qualita' Oggi giorno Vermeiren è un Gruppo con più di 750 dipendenti, con filiali in Europa e Asia. Vermeiren consegna prodotti in piu' di 45 paesi nel mondo.

Email : info@vermeiren.it

Website : <https://www.vermeiren.it>





 YouTube



SCANSIONAMI
E GUARDA IL
VIDEO



PROGETTATO CON PRECISIONE

I nostri scooter per senior nascono da precisione e orgoglio, progettati e realizzati interamente nei nostri stabilimenti. Ogni elemento è curato con attenzione: nessun dettaglio è troppo piccolo per fare la differenza. Dalla fluidità della colonna dello sterzo alla luminosità delle luci a LED, dal comfort della seduta regolabile alla qualità di ogni singolo dado e bullone — tutto è

analizzato con la massima cura per raggiungere la perfezione. Non si tratta solo di costruire uno scooter, ma di creare un compagno affidabile per i tuoi spostamenti quotidiani. Il risultato è un veicolo che unisce funzionalità, sicurezza e stile — un prodotto di cui siamo davvero orgogliosi di firmare il nome, e che tu sarai orgoglioso di guidare.



SBS* LUCI ANTERIORI A LED



LED INDICATORI DI DIREZIONE



SCHIENALE PIEGHEVOLE




BRACCIOLI REGOLABILI



LED LUCI POSTERIORI



ANTIRIBALTAMENTO



MODALITÀ DI GUIDA/FOLLE



CONTROLLER CON INDICATORE DI BATTERIA



PARAFANGHI DELLO STERZO


*SBS: Vedere ed essere visti - Tecnologia avanzata di illuminazione a LED per una maggiore sicurezza durante la guida in condizioni di scarsa illuminazione.

COLORI

FAI TUA LA SCELTA

Eon è disponibile in una vivace gamma di sei colori, perché il tuo scooter dovrebbe rispecchiare te. Che tu voglia abbinarlo al colore dei tuoi occhi, coordinarti con il tuo guardaroba o semplicemente scegliere la tua tonalità preferita, il colore è un modo potente per esprimere la tua personalità. Un rosso deciso può dire "spirito avventuroso", mentre un grigio elegante sussurra "calma e sicurezza".

Dai neutri raffinati alle tonalità più vivaci e accattivanti, c'è un Eon perfetto per ogni stato d'animo e per ogni gusto. Dopotutto, Eon non è solo un mezzo di trasporto: è parte del tuo stile personale, e il colore giusto fa davvero la differenza.



Verde Artico




Rosso Borgogna




Grigio freddo



Oro opaco



Verde Oliva



Arancione Perlato



Verde Artico

Il Eon in Verde Artico riflette una personalità calma ed equilibrata, con un amore per la natura e per i nuovi inizi. È la scelta perfetta per chi valorizza l'armonia, l'ottimismo e uno stile fresco e sicuro di sé.



Grigio freddo

Perché scegliere il Grigio Freddo per il tuo Eon? Perché esprime fiducia moderna, eleganza discreta e una natura calma e affidabile, ideale per chi preferisce uno stile che sussurra anziché gridare.



Oro opaco

Il color oro opaco riflette una personalità che valorizza raffinatezza, sicurezza ed eleganza senza tempo. Indica un gusto per i dettagli ricercati e la capacità di distinguersi con stile sobrio ma autorevole.





PERSONALIZZA


IL TUO SCOOTER

Le opzioni sono ciò che trasforma uno scooter da “semplice mezzo di trasporto” nel tuo scooter. Specchietti, coprimozzi coordinati e coperture antipolvere non sono semplici accessori: sono piccoli dettagli che rendono ogni viaggio più fluido, sicuro e piacevole. Una copertura antipolvere lo mantiene in perfette condizioni.

Che si tratti di comfort, stile o praticità, personalizzare il tuo scooter ti permette di adattarlo perfettamente alla tua vita quotidiana. Dopotutto, perché accontentarsi dello standard quando puoi avere un mezzo tanto unico, pratico e pronto come sei tu?

Da sinistra a destra: supporto per stampelle, set di specchietti retrovisori, pneumatici lisci o chiodati, copricerchio colorato abbinato al colore dello scooter, cestino anteriore per la spesa, bauletto posteriore, copertura protettiva per lo stoccaggio.





Per informazioni sulla compatibilità, rivolgersi al proprio concessionario autorizzato.

TECNOLOGIA

IN DETTAGLIO

Quando si parla di scooter, i dettagli tecnici non sono semplici numeri: sono le chiavi della libertà su quattro ruote. La larghezza e la lunghezza determinano se potrai attraversare le porte con eleganza o se dovrai fare una manovra a due punti nel corridoio. Il peso indica se si tratta di un compagno di strada solido o di un mezzo facile da spostare e gestire.

L'autonomia ti dice se potrai andare fino al bar e tornare senza dover cercare una presa di corrente, mentre la velocità massima serve per sentire la brezza sul viso, ma senza rischiare di perdere il cappello. Queste specifiche tecniche assicurano che la tua guida sia sicura, confortevole e piacevolmente tua.

■ Larghezza totale	565 mm
■ Lunghezza totale	1170 mm
■ Altezza totale	1050 mm - 1100 mm
■ Altezza ripiegata	900 mm
■ Altezza sedile	460 mm - 520 mm
■ Larghezza sedile	470 mm
■ Profondità sedile	420 mm
■ Altezza schienale	480 mm
■ Altezza della pedana	140 mm

■ Luce libera da terra	80 mm
■ Raggio di sterzata	2700 mm
■ Batterie	38 Ah o 50 Ah (C20), 12V DC, batteria AGM sigillata e anti-perdita
■ Grado di protezione	IPX4
■ Motore	320 W
■ Velocità*	10 km/h
■ Autonomia*	29 km o 37 km
■ Peso	89 kg
■ Portata massima	140 kg

* Campo teorico, calcolato secondo gli standard UE in condizioni ideali. Le velocità e l'autonomia possono variare (circa 15%). Per le dimensioni in mm, peso in kg. Sono possibili delle tolleranze ammesse (15 mm - 1,5 kg). Modifiche tecniche riservate. Immagini per il solo scopo illustrativo. Alcune funzionalità possono essere opzionali.



VERMEIREN

we care for you



R.R.: **VERMEIREN GROUP**, Vermeirenplein 1/15, 2920 Kalmthout - België
info@vermeiren.com - www.vermeiren.com - BL Eon IT 2026-08 v1.0