

KUARZ

Inspirados en el pasado,
mirando hacia el futuro



SOBRE NOSOTROS

VERMEIREN, fabricante de sillas de ruedas desde 1957, es un actor importante en el mundo de los productos de apoyo y ayudas a la movilidad. A lo largo de los años, el grupo Vermeiren se ha especializado en la producción de sillas de ruedas, camas sanitarias, sillas confort, sillones de descanso y cualquier otro producto que pueda acompañar a un usuario en el mantenimiento de su autonomía y movilidad.

Los equipos europeos de desarrollo y diseño están equipados con herramientas de precisión de alta tecnología, lo que resulta en fiabilidad y calidad para cada producto que Vermeiren produce. Hoy, Vermeiren es un grupo con más de 750 empleados con filiales en Europa y Asia. Vermeiren ofrece productos para la venta en más de 45 países en todo el mundo.

Email: info@vermeiren.es

Website: <https://www.vermeiren.es>







MOVILIDAD

CON DIGNIDAD Y ESTILO

Un scooter moderno para personas mayores es más que una forma de ir de A a B: es libertad, dignidad y estilo. Con su diseño elegante y moderno, es el tipo de atracción en la que estás orgulloso de que te vean, ya sea que te reúnas con amigos para tomar un café, salgas de compras o disfrutes de una tarde tranquila en el parque. Se trata de moverse por la

vida con confianza, sabiendo que tienes la independencia para ir a donde quieras, cuando quieras.

Esto no es solo movilidad, es una mejora de estilo de vida, que combina comodidad, practicidad y un toque de estilo que convierte cada viaje en una pequeña celebración de ti.







DISEÑADO CON PRECISIÓN

Nuestros scooters para personas mayores nacen de la precisión y el orgullo, diseñados y contruidos íntegramente en nuestras propias fábricas. Cada elemento está cuidadosamente diseñado, ningún detalle es demasiado pequeño para importar. Desde el tacto suave de la columna de dirección hasta el brillo de las luces LED, desde la comodidad de la silla ajustable hasta la calidad de

cada tuerca y tornillo, todo se examina a la perfección. No se trata solo de construir un scooter; Se trata de crear un compañero de confianza para tus desplazamientos diarios. El resultado es un vehículo que combina función, seguridad y estilo, algo en lo que estamos realmente orgullosos de poner nuestro nombre, y tú estarás orgulloso de conducir.



LUCES DELANTERAS LED SBS*



INDICADORES LED



RESPALDO ABATIBLE



FRENO DE MANO



LUCES TRASERAS LED



ANTIVUELCO



ASIENTO GIRATORIO/AJUSTABLE



PANTALLA LCD CON BRILLO ADAPTABLE



ACABADO DE ASIENTOS PREMIUM

*SBS: See and Be Seen - Ver y ser visto: tecnología avanzada de iluminación LED

COLORES

QUE DEFINEN

Kuarz viene en una gama vibrante de seis colores, porque tu viaje debe reflejarte. Ya sea que desees que coincida con el color de tus ojos, coordine con tu guardarropa o simplemente elijas tu tono favorito de todos los tiempos, el color es una forma poderosa de expresar tu personalidad. Un rojo audaz podría decir "espíritu aventurero", mientras que un gris frío susurra "tranquilo y confiado".

Desde elegantes neutros hasta llamativos brillos, hay una combinación perfecta para cada estado de ánimo y gusto. Después de todo, Kuarz no es solo transporte, es parte de tu estilo personal, y el color correcto marca la diferencia.



Arctic Green

El Kuarz en Arctic Green refleja una personalidad tranquila y equilibrada con amor por la naturaleza y nuevos comienzos, perfecto para conductores que valoran la armonía, el optimismo, y un estilo refrescante y seguro.



Burgundy Red

El Burgundy Red en el scooter Kuarz habla de profundidad, calidez y fuerza silenciosa. Es una opción para aquellos que abrazan la vida con pasión, aprecian los detalles finos y exudan un encanto clásico sin esfuerzo.





Cool Grey

¿Por qué elegir Cool Grey para tu Kuarz? Porque habla de confianza moderna, elegancia discreta y una naturaleza tranquila y confiable, ideal para aquellos que prefieren un estilo de susurros en lugar de gritos.



Olive Green

¿Olive Green como color para tu Kuarz? Esto encarna la armonía, la confianza arraigada y la conexión con la naturaleza, ideal para aquellos que aprecian la fuerza tranquila y un estilo que se siente fresco y duradero.



Mat Gold

Mat Gold refleja una personalidad que valora el refinamiento, confianza y elegancia atemporal. Aprecias los detalles más finos de la vida y disfrutas haciendo una declaración que se siente sutil y distinguida.



Pearl Orange

Pearl Orange sugiere una personalidad energética, creativa y llena de optimismo. Refleja un entusiasmo por la vida, el amor por sobresalir y la capacidad de inspirar calidez y positividad en los demás.



PERSONALIZA TU CONDUCCIÓN

Las opciones son las que convierten un scooter de "solo transporte" en tu scooter. Los espejos, las cámaras retrovisoras y las cubiertas para la lluvia no son solo accesorios, son pequeños toques que hacen que cada viaje sea más suave, seguro y agradable. Una cubierta antipolvo lo mantiene con un aspecto nítido, mientras que un soporte para andador significa que su movilidad siempre viene contigo.

Ya sea comodidad, estilo o conveniencia, personalizar tu scooter te permite combinarlo perfectamente con tu vida diaria. Después de todo, ¿por qué conformarse con lo estándar cuando puedes tener un viaje que es tan único, práctico y listo para cualquier cosa como tú?

De izquierda a derecha: protección contra la lluvia/sol MOVO, juego de espejos, neumáticos lisos o con tacos, tapacubos de color a juego con el color de tu scooter, baúl en la parte trasera, cesta de la compra en la parte delantera, cubierta de protección de almacenamiento, cámara de visión trasera.





TÉCNICA

AL DETALLE

Cuando se trata de scooters para personas mayores, los detalles técnicos no son solo números, son las claves de la libertad sobre cuatro ruedas. El ancho y el largo deciden si se desliza con gracia a través de las puertas o tiene que hacer un giro de 2 puntos en el pasillo. El peso te dice si es un compañero de carretera resistente o más fácil de empujar.

El alcance significa saber si puede llegar al café y regresar sin buscar un enchufe de carga. Incluso la velocidad máxima importa: lo suficientemente rápida como para sentir la brisa, lo suficientemente lenta como para mantener el sombrero puesto. Estas especificaciones aseguran que tu viaje sea seguro, cómodo y alegremente tuyo.

■ Ancho total	680 mm
■ Largo total	1505 mm
■ Altura total	1345 mm - 1395 mm
■ Altura plegada	870 mm
■ Altura del asiento	480 mm - 530 mm
■ Ancho del asiento	525 mm
■ Profundidad del asiento	480 mm
■ Altura del respaldo	550 mm
■ Altura de la paleta	200 mm

■ Distancia al suelo	100 mm
■ Radio de giro mínimo	3400 mm
■ Baterías	80 Ah (C20), 12V DC, batería AGM no derramable
■ Grado de protección	IPX4
■ Motor	750 W
■ Velocidad*	15 km/h
■ Autonomía*	45 km
■ Peso	158 kg
■ Peso máximo del usuario	150 kg

* La autonomía se calcula según las normas europeas. * La velocidad y la autonomía pueden variar (aprox. un 15%). Medidas en mm y kg. Son posibles las desviaciones en los tamaños y el peso (1,5 mm, 1,5 kg, 1,5"). Sujeto a modificaciones técnicas. Imágenes solo con fines ilustrativos. Ciertas características pueden ser opcionales.



KUARZ



ESCANEA Y
MÍRAME

EL PASADO

ENCUENTRA EL FUTURO

En nuestra película destacada, nos esforzamos por establecer una conexión entre el pasado y el futuro. Las líneas y formas elegantes son atemporales, ya sea en un modo de transporte clásico que fue construido con amor y cuidado o en un diseño nuevo y moderno para un scooter eléctrico. Escanea el código QR en la parte superior de esta página y prepárate para descubrir la sensación y el aspecto del Kuarz.





VERMEIREN

we care for you



E.R.: **VERMEIREN** GROUP, Vermeirenplein 1/15, 2920 Kalmthout - Belgica
info@vermeiren.com - www.vermeiren.com - BL Kuarz ES 2026-02 v1.2