

SYNC

Geïnspireerd door het verleden,
gericht op de toekomst



OVER ONS

VERMEIREN, fabrikant van rolstoelen sinds 1957, is een belangrijke speler in de wereld van medische apparatuur. In de loop der jaren heeft de Vermeiren zich gespecialiseerd in de productie van rolstoelen, verpleegbedden, geriatrische stoelen, comfortstoelen en elk ander product dat een patiënt of gebruiker kan begeleiden bij het behoud van zijn autonomie en mobiliteit.

De Europese ontwikkelings- en ontwerpteams zijn uitgerust met hoogtechnologische precisie-instrumenten, wat resulteert in betrouwbaarheid en kwaliteit voor elk product dat Vermeiren produceert. Vandaag is Vermeiren een groep met meer dan 1300 werknemers en dochterondernemingen in Europa en Azië. Vermeiren levert producten voor verkoop in meer dan 45 landen wereldwijd.

NV VERMEIREN nv

Vermeirenplein 1-15
B-2920 Kalmthout
België

Email: info@vermeiren.be

Website: <https://www.vermeiren.be>





PURA BRASA



DEEL 1: PASTA COMPAGNIE	
<i>Il grande libro degli spaghetti</i>	
PASTA FRESCA	
Avrete la... di casa	

PESCADOS



CARNES

PURA

CARNES

PURA

CARNES

PURA

CARNES

PURA

CARNES

PURA

CARNES

PURA

CARNES

PURA

CARNES

PURA

CARNES

PURA

CARNES

PURA

CARNES

PURA

CARNES

PURA

CARNES

PURA

CARNES

PURA

CARNES

PURA

CARNES

PURA

CARNES

PURA

CARNES

PURA

CARNES

PURA

CARNES



SCAN EN
BEKIJK



ONTWORPEN

MET PRECISIE

Onze scooters zijn ontstaan uit precisie en trots, ontworpen en volledig gebouwd in onze eigen fabrieken. Elk onderdeel is met zorg vormgegeven – geen detail is te klein om belangrijk te zijn. Van het soepele gevoel van de stuurkolom tot de helderheid van de LED-verlichting, van het comfort van de verstelbare stoel tot de kwaliteit van elke schroef of bout, alles

wordt tot in de perfectie gecontroleerd. Het gaat niet alleen om het bouwen van een scooter, maar om het creëren van een betrouwbare metgezel voor je dagelijkse ritten. Het resultaat is een voertuig waarin je functionaliteit, veiligheid en stijl samen komen – iets waar wij oprecht trots op zijn, en waar jij trots op zal rijden.



SBS* LED VERLICHTING



LED RICHTINGAANWIJZERS



COMPACT OPBERGEN




DRAAIBARE EN VERSTELBARE STOEL



LED VERLICHTING



ANTI-TIPPING



RIJ-/VRIJLOOP MODUS



BESTURING MET BATTERIJ-INDICATOR



NEERKLAPBARE RUGLEUNING

*SBS: See and Be Seen - Zien en Gezien worden - Geavanceerde LED-lichttechnologie voor meer veiligheid tijdens het rijden in omstandigheden met weinig licht.

KLEUREN

MAAK ZE VAN JOU

Sync is verkrijgbaar in een levendige reeks van zes kleuren, want jouw voertuig mag laten zien wie jij bent. Of je nu wilt dat hij past bij de kleur van je ogen, aansluit bij je garderobe, of gewoon jouw favoriete tint weerspiegelt, kleur is een krachtige manier om je persoonlijkheid uit te drukken. Een gedurfde rode tint zegt "avontuurlijke geest", terwijl een koele grijsstoon zachtjes fluistert "kalm en zelfverzekerd".


Van stijlvolle neutrale tinten tot opvallende, levendige kleuren, er is voor elke stemming en smaak een perfecte match. Want Sync is niet zomaar een vervoermiddel, het is een onderdeel van jouw persoonlijke stijl. En de juiste kleur maakt daarin het verschil.




Arctic Green




Burgundy Red




Cool Grey



Matt Gold



Olive Green



Pearl Orange



Burgundy Red

Sync in Burgundy Red ademt warmte, diepgang en ingetogen kracht. Perfect voor gebruikers met een passie voor het leven, een liefde voor verfijning en een natuurlijke klassieke uitstraling.



Cool Grey

Waarom Cool Grey kiezen voor je Sync? Deze kleur staat voor moderne zelfverzekerdheid, ingetogen elegantie en een kalme, betrouwbare aard. Ideaal voor wie houdt van een stijl die fluistert in plaats van schreeuwt.



Olive Green

Olive Green als kleur voor je Sync? Deze tint belichaamt harmonie, geaard zelfvertrouwen en een sterke verbondenheid met de natuur, ideaal voor wie kalme kracht waardeert en houdt van een stijl die zowel fris als tijdloos aanvoelt.





PERSONALISEER JOUW RIT

Opties zijn wat een scooter verandert van 'gewoon vervoer' naar jouw scooter. Spiegels, bijpassende wieldoppen en beschermhoezen zijn niet zomaar accessoires – het zijn de kleine details die elke rit soepeler, veiliger en aangenamer maken. Een beschermhoes houdt je scooter er altijd strak uitzien, terwijl een rollatorhouder ervoor zorgt dat jouw mobiliteit altijd met je meegaat.

Of het nu gaat om comfort, stijl of gebruiksgemak, door je scooter te personaliseren stem je hem perfect af op jouw dagelijkse leven. Want waarom genoeg nemen met standaard, als je een rit kunt hebben die net zo uniek, praktisch en veelzijdig is als jijzelf.

Van links naar rechts: MOVO regen-/zonnebescherming, set spiegels (standaard), lijnprofiel en blokprofiel banden, gekleurde wieldop in de kleur van je scooter, opbergkoffer achteraan, boodschappenmand vooraan (standaard), beschermhoes voor opslag, Quadri-Light rollatorhouder, 286i rollatorhouder, krukkenhouder





TECHNIEK

IN DETAIL

Bij scooters zijn de technische details niet zomaar cijfers, ze zijn de sleutel tot vrijheid op vier wielen. De breedte en lengte bepalen of je moeiteloos door deurposten glijdt of een 2-puntsdraaibeweging in de gang moet maken. Het gewicht laat zien of het een stevige metgezel op de weg is of makkelijker te verplaatsen.

Het bereik vertelt je of je zonder oplader het café kan bereiken en weer thuis kunt komen. Zelfs de topsnelheid doet ertoe – snel genoeg om de wind door je haren te voelen, langzaam genoeg om je hoed op te houden. Deze specificaties zorgen ervoor dat jouw rit veilig, comfortabel en puur plezierig is.

■ Totale breedte	630 mm
■ Totale lengte	1235 mm
■ Totale hoogte	1275 mm - 1325 mm
■ Hoogte dichtgevouwen	830 mm
■ Zithoogte	420 mm - 470 mm
■ Zitbreedte	470 mm
■ Zitdiepte	495 mm
■ Rughoogte	530 mm
■ Hoogte voetplaat	185 mm

■ Grondspeling	110 mm
■ Draaicirkel	3530 mm
■ Batterijen	38 Ah of 50 Ah (C20), 12V DC, gel batterij
■ Beschermingsgraad	IPX4
■ Motoren	450 W / 500 W / 650 W
■ Snelheid*	10 km/u / 12 km/u / 15 km/u
■ Actieradius*	25 km - 41 km
■ Gewicht	109 kg
■ Gebruikersgewicht	140 kg

* De actieradius is berekend volgens Europese normen. * Snelheid en bereik kunnen afwijken (ca. 15%). Maten in mm, gewicht in kg. Afwijkingen in maten en gewicht (15 mm en 1,5 kg) zijn mogelijk. Voorbehouden technische wijzigingen. Beelden enkel ter illustratie. Bepaalde functies kunnen optioneel zijn.



VERMEIREN

we care for you



V.U. : **VERMEIREN GROUP**, Vermeirenplein 1/15, 2920 Kalmthout - België
info@vermeiren.com - www.vermeiren.com - BL Sync VL 2026-08 v1.0