



PLEGO

CARBON

MOVILIDAD LIGERA
SIN COMPROMISOS



MOVILIDAD COTIDIANA

Chasis de carbono, plegado compacto y comodidad para el día a día. Perfecto para estilos de vida activos, viajes e independencia cotidiana.

Con su estructura ultraligera de fibra de carbono, diseño plegable compacto y características de confort premium, PLEGO CARBON está diseñada para la independencia diaria. Ya sea en casa, en la ciudad o de viaje, ofrece el equilibrio perfecto entre portabilidad, rendimiento y estilo.

VISITA AHORA
WWW.VERMEIREN.ES

GIROS SUAVES
Y PRECISOS

CABE FÁCILMENTE EN EL
MALETERO DE TU COCHE

PERFECTO PARA
TUS VIAJES

LIBERTAD EN TODOS LOS SENTIDOS





CARBON

**MATERIALES DE PRIMERA
CALIDAD, RENDIMIENTO
SUPERIOR**

**FABRICADO CON UN CHASIS COMPLETO
DE FIBRA DE CARBONO**

FUERZA, LIGEREZA Y ELEGANCIA

**EQUIPADA CON LLANTAS Y HORQUILLAS
ULTRALIGERAS DE MAGNESIO**

COMODIDAD PARA CADA VIAJE

RESPALDO PREMIUM:
ESPUMA + MALLA 3D



COJÍN DE ESPUMA
VISCOELÁSTICA



COJÍN
DESMONTABLE



BOLSILLO
TRASERO



CADA VIAJE SE CONVIERTE EN
UNA EXPERIENCIA CÓMODA

SE PLIEGA EN SEGUNDOS

LIBERTAD COMPACTA
SIMPLIFICADA



WE CARE FOR YOUR MOBILITY

La PLEGO CARBON, una de las sillas de ruedas eléctricas más compactas de su categoría, se pliega en segundos y cabe fácilmente en el maletero de un coche.

IDEAL PARA LA VIDA EN LA CIUDAD,
LOS VIAJES Y EL ALMACENAMIENTO



WE CARE FOR YOU

DISEÑADO PARA LA VIDA URBANA Y LOS VIAJES

Y COMODIDAD PARA EL DÍA A DÍA

**VIAJA CON
TOTAL SIMPLICIDAD**

15,15 KG



**VIAJA CON
TRANQUILIDAD**

La Plego Carbon está equipada con una batería de litio que cumple con los estándares internacionales IATA, lo que le brinda la libertad de viajar con confianza.

* Nota: cada compañía aérea tiene sus propios requisitos en cuanto al transporte de baterías de ionen litio y es ella quien decide en última instancia si la silla de ruedas puede ser aceptada a bordo. Antes de viajar, le recomendamos que confirme con su compañía aérea o transportista que admiten vehículos alimentados por baterías clasificados bajo el código UN3171. Para más información, consulte el manual de usuario.

RENDIMIENTO INTELIGENTE

PLEGO CARBON ofrece un rendimiento fiable para el día a día.

El joystick programable* te permite personalizar la aceleración, la capacidad de respuesta y el control, brindándote una experiencia de conducción totalmente personalizada.



AUTONOMÍA DE 16 KM CON UNA SOLA BATERÍA

JOYSTICK PROGRAMABLE*

MOTORES LINUX DE 250 W

BATERÍA DE LITIO DE 12,8 AH Y 25,9 V

* LOS AJUSTES DE CONDUCCIÓN PUEDEN SER AJUSTADOS POR UN PROFESIONAL CUALIFICADO MEDIANTE EQUIPOS DE PROGRAMACIÓN ESPECÍFICOS.

¿POR QUÉ ELEGIR PLEGO CARBON?

En comparación con otras sillas de ruedas plegables de carbono similares, la PLEGO CARBON ofrece mucho más que ligereza. Su comodidad superior, sus componentes de magnesio y su diseño compacto establecen un nuevo estándar. Es una de las sillas de ruedas eléctricas más compactas del mercado, a la vez que ofrece la comodidad y la adaptabilidad que los usuarios necesitan a diario.



**LIGERA, PORTÁTIL, COMODIDAD SUPERIOR
Y RENDIMIENTO INTELIGENTE**



Más que ligereza.
¡Una elección más inteligente!

Categoría	Valor
Ancho	590 mm
Largo	915 mm
Ancho del asiento	450 mm
Profundidad del asiento	460 mm
Peso*	15,15 kg
Chasis	Fibra de carbono (ligero y resistente)
Ruedas y horquilla	Magnesio (ligero y duradero)
Motor	Linux 250W
Velocidad máxima*	6 km/h
Autonomía*	hasta 16 km
Peso máximo del usuario	110 kg
Superación máxima de bordillos	15 mm
Radio de giro mínimo	1030 mm
Batería	Iones de litio 12,8 Ah, 25,9 V
Batería extraíble	Sí
Controlador	Joystick programable (conducción personalizada)
Respaldo	Acolchado de espuma + malla 3D transpirable
Cojín del asiento	Viscoelástica con espuma viscoelástica, extraíble
Plegado	Uno de los más compactos de su categoría
Transporte	Fácil de guardar y transportar

* Peso sin batería y cojín del asiento * La autonomía se calcula según las normas europeas.

* La velocidad y la autonomía pueden variar (aprox. un 15%). Medidas en mm y kg.

Son posibles las desviaciones en los tamaños y el peso (15 mm, 1,5 kg, 1,5°).

Sujeto a modificaciones técnicas.

PARA MÁS INFORMACIÓN, CONSULTE
WWW.VERMEIREN.ES

PLEGO

CARBON



LIGERA. COMPACTA.
COMODIDAD PREMIUM.



VERMEIREN Ibérica, S.L.U.

Carretera de Cartellà, Km. 0,5
Sant Gregori Parc Industrial - Edifici A
17150 Sant Gregori (Girona)

www.vermeiren.es
info@vermeiren.es