

EON

Geïnspireerd door
het verleden, gericht
op de toekomst.



OVER ONS

VERMEIREN, fabrikant van rolstoelen sinds 1957, is een belangrijke speler in de wereld van medische apparatuur. In de loop der jaren heeft de Vermeiren zich gespecialiseerd in de productie van rolstoelen, verpleegbedden, geriatrische stoelen, comfortstoelen en elk ander product dat een patiënt of gebruiker kan begeleiden bij het behoud van zijn autonomie en mobiliteit.

De Europese ontwikkelings- en ontwerpteams zijn uitgerust met hoogtechnologische precisie-instrumenten, wat resulteert in betrouwbaarheid en kwaliteit voor elk product dat Vermeiren produceert. Vandaag is Vermeiren een groep met meer dan 1300 werknemers en dochterondernemingen in Europa en Azië. Vermeiren levert producten voor verkoop in meer dan 45 landen wereldwijd.

Email: orders@vermeiren.co.nl
Website: <https://www.vermeiren.co.nl>





 YouTube



SCAN EN
BEKIJK



ONTWORPEN

MET PRECISIE

Onze scootmobielen zijn ontstaan uit precisie en trots, ontworpen en volledig gebouwd in onze eigen fabrieken. Elk onderdeel is met zorg vormgegeven – geen detail is te klein om belangrijk te zijn. Van het soepele gevoel van de stuurkolom tot de helderheid van de LED-verlichting, van het comfort van de verstelbare stoel tot de kwaliteit van elke schroef of bout, alles

wordt tot in de perfectie gecontroleerd. Het gaat niet alleen om het bouwen van een scootmobiel, maar om het creëren van een betrouwbare metgezel voor je dagelijkse ritten.

Het resultaat is een voertuig waarin je functionaliteit, veiligheid en stijl samen komen – iets waar wij oprecht trots op zijn, en waar jij trots op zal rijden.



SBS* LED VERLICHTING



LED RICHTINGAANWIJZERS




NEERKLAPBARE RUGLEUNING



VERSTELBARE ARMLEUNINGEN



LED VERLICHTING



ANTI-TIPPING



RIJ-/VRIJLOOP MODUS



BESTURING MET BATTERIJ-INDICATOR



SPATBORDEN

*SBS: See and Be Seen - Zien en Gezien worden - Geavanceerde LED-lichttechnologie voor meer veiligheid tijdens het rijden in omstandigheden met weinig licht.

KLEUREN

MAAK ZE VAN JOU

Eon is verkrijgbaar in een levendige reeks van zes kleuren, want jouw voertuig mag laten zien wie jij bent. Of je nu wilt dat hij past bij de kleur van je ogen, aansluit bij je garderobe, of gewoon jouw favoriete tint weerspiegelt, kleur is een krachtige manier om je persoonlijkheid uit te drukken. Een gedurfde rode tint zegt "avontuurlijke geest", terwijl een koele grijsstoon zachtjes fluistert "kalm en zelfverzekerd".


Van stijlvolle neutrale tinten tot opvallende, levendige kleuren, er is voor elke stemming en smaak een perfecte match. Want Eon is niet zomaar een vervoermiddel, het is een onderdeel van jouw persoonlijke stijl. En de juiste kleur maakt daarin het verschil.




Arctic Green




Burgundy Red




Cool Grey



Mat Gold



Olive Green



Pearl Orange



Arctic Green

De Eon in Arctic Green straalt rust en balans uit, een kleur voor wie houdt van de natuur, nieuwe kansen en een frisse start. Ideaal voor gebruikers die harmonie, optimisme en zelfvertrouwen combineren met een stijlvolle uitstraling.



Cool Grey

Waarom Cool Grey kiezen voor je Eon? Deze kleur staat voor moderne zelfverzekerdheid, ingetogen elegantie en een kalme, betrouwbare aard. Ideaal voor wie houdt van een stijl die fluistert in plaats van schreeuwt.



Mat Gold

Mat Gold weerspiegelt een persoonlijkheid die waarde hecht aan verfijning, zelfvertrouwen en tijdloze elegantie. Je hebt oog voor de mooie details in het leven en houdt ervan om een statement te maken dat zowel subtiel als onderscheidend aanvoelt.





PERSONALISEER


JOUW RIT

Opties zijn wat een scootmobiel verandert van 'gewoon vervoer' naar jouw scootmobiel. Spiegels, bijpassende wioldoppen en beschermhoezen zijn niet zomaar accessoires – het zijn de kleine details die elke rit soepeler, veiliger en aangenamer maken. Een beschermhoes houdt je scootmobiel er altijd strak uitzien, terwijl een rollatorhouder ervoor zorgt dat jouw mobiliteit altijd met je meegaat.

Of het nu gaat om comfort, stijl of gebruiksgemak, door je scootmobiel te personaliseren stem je hem perfect af op jouw dagelijkse leven. Want waarom genoeg nemen met standaard, als je een rit kunt hebben die net zo uniek, praktisch en veelzijdig is als jijzelf.

Van links naar rechts: krukkenhouder, set spiegels, lijnprofiel en blokprofiel banden, gekleurde wioldop in de kleur van je scootmobiel, opbergkoffer achteraan, boodschappenmand vooraan, beschermhoes voor opslag, rollatorhouder.





TECHNIEK

IN DETAIL

Bij scootmobielen zijn de technische details niet zomaar cijfers, ze zijn de sleutel tot vrijheid op vier wielen. De breedte en lengte bepalen of je moeiteloos door deurposten glijdt of een 2-puntsdraaibeweging in de gang moet maken. Het gewicht laat zien of het een stevige metgezel op de weg is of makkelijker te verplaatsen.

Het bereik vertelt je of je zonder oplader het café kan bereiken en weer thuis kunt komen. Zelfs de topsnelheid doet ertoe – snel genoeg om de wind door je haren te voelen, langzaam genoeg om je hoed op te houden. Deze specificaties zorgen ervoor dat jouw rit veilig, comfortabel en puur plezierig is.

■ Totale breedte	565 mm
■ Totale lengte	1170 mm
■ Totale hoogte	1050 mm - 1100 mm
■ Hoogte dichtgevouwen	900 mm
■ Zithoogte	460 mm - 520 mm
■ Zitbreedte	470 mm
■ Zitdiepte	420 mm
■ Rughoogte	480 mm
■ Hoogte voetplaat	140 mm

■ Grondspeling	80 mm
■ Draaicirkel	2700 mm
■ Batterijen	50 Ah (C20), 12V DC, lekvrije AGM-batterijen
■ Beschermingsgraad	IPX4
■ Motoren	320 W
■ Snelheid*	10 km/u
■ Actieradius*	40 km
■ Gewicht	89 kg
■ Gebruikersgewicht	140 kg

* De actieradius is berekend volgens Europese normen. * Snelheid en bereik kunnen afwijken (ca. 15%). Maten in mm, gewicht in kg. Afwijkingen in maten en gewicht (15 mm en 1,5 kg) zijn mogelijk. Voorbehouden technische wijzigingen. Beelden enkel ter illustratie. Bepaalde functies kunnen optioneel zijn.



VERMEIREN

we care for you



V.U.: **VERMEIREN** GROUP, Vermeirenplein 1/15, 2920 Kalmthout - België
orders@vermeiren.co.nl - www.vermeiren.co.nl - BL Eon NL 2026-05 v1.0