

SYNC

Inspiriert von der Vergangenheit,
gestaltet für die Zukunft.



WER WIR SIND

VERMEIREN, seit 1957 Hersteller von Rollstühlen, spielt eine Schlüsselrolle in der Welt der Hilfsmittel zur Rehabilitation. Die europäische Gruppe Vermeiren hat sich im Laufe der Jahre auf die Herstellung von Rollstühlen, medizinischen Betten, Elektromobilen, Rollatoren und anderen Produkten spezialisiert, die Patienten oder Benutzer bei der Wahrung der Autonomie und Mobilität bestmöglich unterstützen.

Unsere europäischen Entwicklungs- und Designerteams sind mit High-Tech-Werkzeugen ausgestattet, die jedem von uns hergestellten Produkt Präzision, Zuverlässigkeit und Qualität verleihen. Heute ist Vermeiren ein Konzern mit mehr als 1300 Mitarbeitern und Niederlassungen in Europa und Asien. Vermeiren liefert weltweit Produkte in mehr als 45 Länder.

VERMEIREN Deutschland GmbH

Wahlerstraße 12 a
D-40472 Düsseldorf
Deutschland

Email: info@vermeiren.de

Website: <https://www.vermeiren.de>





PURA BRASA

PESCADOS **CARNES**

PASTA FRESCA

PURA SURTIDA **CARNE A PIEDO**



YouTube



SCANNEN
UND SCHAUEN



PRÄZISE


ENTWICKELT

Unsere Scooter entstehen aus Präzision und Stolz, entwickelt und komplett in unseren eigenen Werken gefertigt. Jedes Element ist sorgfältig durchdacht – kein Detail ist zu klein, um nicht wichtig zu sein. Vom sanften Lenkgefühl bis zur Helligkeit der LED-Beleuchtung, vom Komfort des verstellbaren Sitzes bis zur Qualität jeder einzelnen Schraube

– alles wird bis ins kleinste Detail geprüft. Es geht uns nicht nur darum, einen Scooter zu bauen, sondern darum, einen zuverlässigen Begleiter für Deine täglichen Fahrten zu schaffen. Das Ergebnis ist ein Fahrzeug, das Funktion, Sicherheit und Stil vereint – etwas, worauf wir wirklich stolz sind und das Du mit Stolz fahren wirst.



SBS* LED-FRONTSCHLEINWERFER



LED-BLINKER



KOMPAKTES STAUVOLUMEN



DREH- UND VERSTELLBARER SITZ



LED-RÜCKLEUCHTEN



KIPPSCHUTZ



FAHR- ODER NEUTRALMODUS



CONTROLLER MIT AKKUANGEZE



KLAPPBARE RÜCKENLEHNE

*SBS: Sehen und gesehen werden – Fortschrittliche LED-Lichttechnologie für mehr Sicherheit beim Fahren bei schlechten Lichtverhältnissen.

FARBEN

MACH ES ZU DEINER

Sync ist in sechs lebendigen Farben erhältlich, denn Dein Scooter sollte Dich widerspiegeln. Ob Du ihn auf Deine Augenfarbe abstimmt, mit Deiner Garderobe kombinierst oder einfach Deine Lieblingsfarbe wählen möchtest – Farbe ist ein wirkungsvolles Mittel, um Deine Persönlichkeit auszudrücken. Ein kräftiges Rot könnte Abenteuerlust ausstrahlen, während ein kühles Grau Ruhe und Selbstbewusstsein vermittelt.

Von stilvollen Neutraltönen bis hin zu auffälligen Farben gibt es für jede Stimmung und jeden Geschmack die perfekte Farbe. Denn Sync ist nicht nur ein Fortbewegungsmittel, sondern Teil Deines persönlichen Stils, und die richtige Farbe macht den Unterschied.



Arktisgrün




Burgunderrot



Kühlgrau



Mattgold



Olivgrün



Perlorange



Burgunderrot

Das Burgunderrot des Sync Scooters strahlt Tiefe, Wärme und stille Stärke aus. Es ist die perfekte Wahl für alle, die das Leben mit Leidenschaft genießen, Feingefühl haben und einen mühelos klassischen Charme verströmen.



Kühlgrau

Warum Cool Grey für Deinen Sync wählen? Weil es modernes Selbstbewusstsein, dezente Eleganz und eine ruhige, verlässliche Art ausstrahlt – ideal für alle, die einen Stil bevorzugen, der eher subtil als aufdringlich ist.



Olivgrün

Mit Olivgrün entscheidest Du Dich für Harmonie, Natürlichkeit und Beständigkeit. Ein Farbton, der Bodenhaftung, Ruhe und innere Stärke ausstrahlt – perfekt für alle, die das Leben mit Gelassenheit und Stil genießen.





INDIVIDUALISIERE DEIN FAHRZEUG

Optionen machen aus einem Scooter nicht nur ein Transportmittel, sondern Deinen ganz persönlichen Scooter. Spiegel, passende Radkappen und Regenhüllen sind nicht nur Zubehör – es sind kleine Details, die jede Fahrt angenehmer, sicherer und komfortabler machen. Eine Staubschutzhülle sorgt dafür, dass Dein Scooter stets gepflegt aussieht, und mit einer Rollatorhalterung hast Du Deine Mobilität immer dabei.

Ob Komfort, Stil oder Bequemlichkeit – mit der individuellen Gestaltung Deines Scooters kannst Du ihn perfekt an Deinen Alltag anpassen. Denn warum solltest Du dich mit Standard zufriedengeben, wenn Du ein Fahrzeug haben kannst, das so einzigartig, praktisch und für alles bereit ist wie Du selbst?

Von links nach rechts: MOVO Regen-/Sonnenschutz, Spiegelsatz, Slick- oder Spikereifen, farblich passende Radkappe zum Scooter, Topcase hinten, Einkaufskorb vorne, Schutzhülle für Gepäckträger, Quadri-Light Rollatorhalterung, 286i Rollatorhalterung, Stockhalterung





TECHNIK

IM DETAIL

Bei Scootern geht es nicht nur um Zahlen, sondern um die technischen Details – sie sind der Schlüssel zur Freiheit auf vier Rädern. Breite und Länge entscheiden darüber, ob man elegant durch Türen gleitet oder im Flur wenden muss. Das Gewicht verrät, ob der Scooter stabil auf der Straße liegt oder sich leicht manövrieren lässt. Die Reichweite bestimmt, ob man ohne

Lademöglichkeit zum Café und zurück kommt. Selbst die Höchstgeschwindigkeit ist wichtig – schnell genug, um den Fahrtwind zu spüren, langsam genug, um die Mütze aufzulassen.

Diese Spezifikationen sorgen dafür, dass Deine Fahrt sicher, komfortabel und einfach ein Genuss ist.

■ Gesamtbreite	630 mm
■ Gesamtlänge	1235 mm
■ Gesamthöhe	1275 mm - 1325 mm
■ Höhe zusammengeklappt	830 mm
■ Sitzhöhe	420 mm - 470 mm
■ Sitzbreite	470 mm
■ Sitztiefe	495 mm
■ Rückenlehnenhöhe	530 mm
■ Fußplattenhöhe	185 mm

■ Hindernisüberwindung	110 mm
■ Wendekreis	3530 mm
■ Batterien 38 Ah od. 50 Ah (C20), 12V DC, auslaufsicherer AGM-Akku, wartungsfrei	
■ Schutzklasse	IPX4
■ Motoren	450 W / 650 W
■ Geschwindigkeit*	6 km/h / 10 km/h / 15 km/h
■ Reichweite*	28 km - 40 km
■ Gewicht	109 kg
■ Maximales Benutzergewicht	140 kg

*Die Reichweite wurde nach europäischen Normen berechnet. *Geschwindigkeit und Reichweite können abweichen (ca. 15 %). Zulässige Maß- und Gewichtstoleranzen: 15 mm, 1,5 kg und 1,5%. Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen dienen nur der Veranschaulichung. Bestimmte Ausstattungsmerkmale sind optional.



VERMEIREN

we care for you



VR - VERMEIREN GROUP, Vermeirenplein 1/15, 2920 Kalmthout - België
info@vermeiren.com - www.vermeiren.com - BL Kvarz DE 2026-05 v1.1