

# SYNC

Ispirati dal passato,  
proiettati verso il futuro



# CHI SIAMO

**VERMEIREN**, produttore di carrozzine dal 1957, gioca un ruolo importante nel settore medicale. Negli anni, il team Vermeiren Group si e' specializzato nella produzione di carrozzine, letti domiciliari, poltrone, sedie relax e ogni altro prodotto che possa essere necessario alla persona per aiutarlo nella sua autonomia e mobilità'.

I teams europei di sviluppo e design lavorano con precisione con strumenti di alta tecnologia, per rendere ogni prodotto Vermeiren affidabile e diottima qualita' Oggi giorno Vermeiren è un Gruppo con più di 750 dipendenti, con filiali in Europa e Asia. Vermeiren consegna prodotti in piu' di 45 paesi nel mondo.

**VERMEIREN Italia S.R.L.**

Via Ramazzotti 12  
20045 Lainate (MI)  
Italia

Email : [info@vermeiren.it](mailto:info@vermeiren.it)

Website : <https://www.vermeiren.it>





PURA BRASA

PESCADOS CARNES

DESSERTI PASTA CONFEZIONE

*Il piacere di un'esperienza*

PASTA FRESCA

PURA SUGRILE

CARNE A PESCO



YouTube



SCANSIONAMI  
E GUARDA IL  
VIDEO



# PROGETTATO CON PRECISIONE

I nostri scooter nascono dalla precisione e dall'orgoglio, progettati e costruiti interamente nei nostri stabilimenti. Ogni elemento è curato nei minimi dettagli, senza trascurare alcun particolare. Dalla fluidità del piantone dello sterzo alla luminosità delle luci a LED, dal comfort della sella regolabile alla qualità di ogni singolo bullone e vite, tutto è studiato

alla perfezione. Non si tratta solo di costruire uno scooter, ma di creare un compagno affidabile per i vostri spostamenti quotidiani. Il risultato è un veicolo che unisce funzionalità, sicurezza e stile: un prodotto di cui siamo davvero orgogliosi e che sarete orgogliosi di guidare.



FARI ANTERIORI A LED SBS\*



INDICATORI DI DIREZIONE A LED



VANO PORTAOGGETTI COMPATTO



SEDILE GIREVOLE E REGOLABILE



LUCI POSTERIORI A LED



SISTEMA ANTIRIBALTAMENTO



MODALITÀ DI GUIDA O FOLLE



COMANDANTE CON INDICATORE DI BATTERIA



SCHIENALE RIBALTABILE

\*SBS: Vedere ed essere visti - Tecnologia avanzata di illuminazione a LED per una maggiore sicurezza durante la guida in condizioni di scarsa illuminazione.

# COLORI POSSEDILO

Sync è disponibile in una vivace gamma di sei colori, perché il tuo monopattino dovrebbe rispecchiare la tua personalità. Che tu voglia abbinarlo al colore dei tuoi occhi, coordinarlo con il tuo guardaroba o semplicemente scegliere la tua tonalità preferita, il colore è un potente strumento per esprimere la tua personalità. Un rosso acceso potrebbe comunicare "spirito avventuroso", mentre un grigio sobrio sussurra "calma e sicurezza".

Dalle eleganti tonalità neutre ai colori vivaci e accattivanti, c'è la scelta perfetta per ogni stato d'animo e gusto. Dopotutto, Sync non è solo un mezzo di trasporto, è parte del tuo stile personale e il colore giusto fa la differenza.




Verde Artico



Rosso Borgogna




Grigio Freddo



Oro Opaco



Verde Oliva



Arancione Perla



## Rosso Borgogna

Il rosso bordeaux dello scooter Sync esprime profondità, calore e una forza discreta. È la scelta ideale per chi vive la vita con passione, chi apprezza i dettagli raffinati e sprigiona un fascino classico e disinvolto.



## Grigio Freddo

Perché scegliere il Grigio freddo per il tuo Sync? Perché esprime sicurezza moderna, eleganza discreta e una natura calma e affidabile, ideale per chi preferisce uno stile che sussurra piuttosto che grida.



## Verde Oliva

Il Verde Oliva per il tuo Sync? Rappresenta armonia, fiducia radicata e connessione con la natura, ideale per chi apprezza la forza tranquilla e uno stile fresco e duraturo.





# PERSONALIZZA

## IL TUO VEICOLO

---

Sono gli optional che trasformano uno scooter da “semplice mezzo di trasporto” nel tuo scooter personale. Specchietti, coprimozzi abbinati e coperture anti pioggia non sono semplici accessori, ma piccoli dettagli che rendono ogni viaggio più fluido, sicuro e piacevole. Una copertura antipolvere lo mantiene sempre in ordine, mentre un supporto per deambulatore ti permette di avere la mobilità sempre con te.

Che si tratti di comfort, stile o praticità, personalizzare il tuo scooter ti consente di adattarlo perfettamente alla tua vita quotidiana. Dopotutto, perché accontentarsi dello standard quando puoi avere un mezzo unico, pratico e pronto a tutto come te?

**Da sinistra a destra:** protezione anti pioggia/antisoletta MOVO, set di specchietti, pneumatici lisci o chiodati, coprimozzo colorato in tinta con il tuo scooter, bauletto posteriore, cestino portaoggetti anteriore, copertura protettiva per il rimessaggio, supporto per deambulatore Quadri-Light, 286i supporto per deambulatore, supporto per stampelle





# TECNICA

## NEL DETTAGLIO

Quando si parla di monopattini, i dettagli tecnici non sono solo numeri, ma le chiavi della libertà su quattro ruote. La larghezza e la lunghezza determinano se scivolerai con grazia attraverso le porte o se dovrai fare una manovra a due punti nel corridoio. Il peso ti dice se è un compagno di strada robusto o più facile da manovrare. L'autonomia ti permette di sapere

se puoi arrivare al bar e tornare indietro senza dover cercare una presa di corrente. Anche la velocità massima è importante: abbastanza veloce da sentire la brezza, abbastanza lenta da non farti mancare il cappello. Queste specifiche assicurano che la tua corsa sia sicura, comoda e un'esperienza davvero piacevole.

■ Larghezza totale	630 mm
■ Lunghezza totale	1235 mm
■ Altezza totale	1275 mm - 1325 mm
■ Altezza da piegato	830 mm
■ Altezza sedile	420 mm - 470 mm
■ Larghezza sedile	470 mm
■ Profondità sedile	495 mm
■ Altezza schienale	530 mm
■ Altezza poggipiedi	185 mm

■ Capacità di superare ostacoli	110 mm
■ Diametro di sterzata	3530 mm
■ Batterie	38 Ah o 50 Ah (C20), 12V DC, batteria AGM sigillata e anti-perdita
■ Grado di protezione	IPX4
■ Motori	450 W / 500 W / 650 W
■ Velocità*	6 km/h / 10 km/h / 12 km/h / 15 km/h
■ Autonomia*	28 km - 40 km
■ Peso	109 kg
■ Peso massimo utente	140 kg

\*L'autonomia di guida è calcolata secondo gli standard europei. \*Velocità e autonomia possono variare (circa il 15%). Tolleranze dimensionali e di peso ammesse: 15 mm, 1,5 kg e 1,5%. Soggetto a modifiche tecniche. Immagini a scopo puramente illustrativo. Alcune caratteristiche possono essere opzionali.



# VERMEIREN

we care for you



R.R. : **VERMEIREN** GROUP, Vermeirenplein 1/15, 2920 Kalmthout - Belgio  
info@vermeiren.com - www.vermeiren.com - BL Kuarz IT 2026-05 v1.1