



PLEGO

CARBON

LEICHTE MOBILITÄT
OHNE KOMPROMISSE



MOBILITÄT IM ALLTAG

Carbonrahmen, kompakte Faltbarkeit und hoher Tragekomfort im Alltag. Perfekt für einen aktiven Lebensstil, Reisen und die Unabhängigkeit im Alltag.

Mit seinem ultraleichten Carbonfaserrahmen, dem kompakten Faltmechanismus und den erstklassigen Komfortmerkmalen ist das PLEGO CARBON wie geschaffen für die Unabhängigkeit im Alltag. Ob zu Hause, in der Stadt oder auf Reisen – es bietet die perfekte Balance aus Mobilität, Leistung und Stil.

JETZT BESUCHEN:
WWW.VERMEIREN.CH

SANFTE, SCHARFE
KURVEN

PASST PROBLEMLOS IN
IHREN KOFFERRAUM

PERFEKT FÜR
IHRE REISEN

FREIHEIT IN JEDER HINSICHT





CARBON

HOCHWERTIGE MATERIALIEN,
ÜBERRAGENDE LEISTUNG

GEFERTIGT AUS EINEM
VOLLCARBONFASERRAHMEN

STÄRKE, LEICHTIGKEIT UND ELEGANZ

AUSGESTATTET MIT ULTRALEICHTEN
MAGNESIUM-FELGEN UND -GABELN

KOMFORT FÜR JEDE REISE

PREMIUM-RÜCKENLEHNE:
SCHAUMSTOFF + 3D-NETZ



VISKOELASTISCHES
SCHAUMSTOFFKISSEN



HERAUSNEHMBARES
KISSEN



HINTERTASCHE



OPTIONEN

LÖSUNG FÜR
AUFRECHTE HALTUNG



BEGLEIT-
STEUERGERÄT



JEDE REISE KOMFORTABEL GESTALTET

KOMPAKTE FREIHEIT
EINFACH GEMACHT

FALTET SICH IN SEKUNDEN

WIR KÜMMERN UNS UM
DEINE MOBILITÄT

PLEGO CARBON ist einer der kompaktesten Elektrorollstühle seiner Klasse, lässt sich in Sekundenschnelle zusammenklappen und passt problemlos in einen Kofferraum.

IDEAL FÜR STADTLEBEN,
REISEN UND AUFBEWAHRUNG



WIR KÜMMERN UNS UM SIE

FÜR DAS STADTLEBEN UND REISEN ENTWICKELT
UND ALLTAGSKOMFORT

REISEN MIT
EINFACHHEIT

15,15 KG



Optional standing support

REISEN SIE MIT
SORGENFREIHEIT

Der Plego Carbon ist mit einer Lithiumbatterie ausgestattet, die den internationalen IATA-Standards entspricht und Ihnen somit die Freiheit gibt, unbesorgt zu reisen.

* Hinweis: Jede Fluggesellschaft hat ihre eigenen Vorschriften für den Transport von Lithium-Ionen-Batterien und behält sich das Recht vor, endgültig zu entscheiden, ob der Rollstuhl an Bord mitgenommen werden darf. Wir empfehlen Ihnen, sich vor Reiseantritt bei Ihrer Fluggesellschaft oder Ihrem Beförderungsunternehmen zu erkundigen, ob batteriebetriebene Fahrzeuge mit der Nummer UN3171 zugelassen sind. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung.

INTELLIGENTE LEISTUNG

PLEGO CARBON bietet zuverlässige Leistung für den Alltag. Mit dem programmierbaren* Joystick können Sie Beschleunigung, Ansprechverhalten und Steuerung individuell anpassen und so ein maßgeschneidertes Fahrerlebnis genießen.



*DIE FAHREINSTELLUNGEN KÖNNEN VON EINEM QUALIFIZIERTEN FACHMANN MITTELS SPEZIELLEM PROGRAMMIERGERÄT ANGEPAST WERDEN.

16 KM REICHWEITE MIT EINEM AKKU
PROGRAMMIERBARER JOYSTICK*
LINIX 250-W-MOTOREN
12,8 AH 25,9-V-LITHIUM-AKKU

WARUM PLEGO CARBON WÄHLEN?

Im Vergleich zu ähnlichen faltbaren Carbonrollstühlen bietet der PLEGO CARBON mehr als nur ein geringes Gewicht. Sein erstklassiger Komfort, die Magnesiumkomponenten und das kompakte Design setzen neue Maßstäbe. Er gehört zu den kompaktesten Elektrorollstühlen auf dem Markt und bietet gleichzeitig den Komfort und die Anpassungsfähigkeit, die Nutzer täglich benötigen.



**LEICHTES GEWICHT, HOHER KOMFORT
UND INTELLIGENTE LEISTUNG**



Mehr als nur Leichtigkeit.
Eine klügere Wahl!

Kategorie	Wert
Breite	590 mm
Länge	915 mm
Sitzbreite	450 mm
Sitztiefe	460 mm
Gewicht*	15,15 kg
Rahmen	Vollcarbon (leicht und robust)
Räder und Gabel	Magnesium (leicht und langlebig)
Motoren	Linux 250W
Höchstgeschwindigkeit*	6 km/h
Reichweite*	bis zu 16 km
Benutzergewicht	110 kg
Maximale Bordsteinüberwindung	15 mm
Wendekreis	1030 mm
Akku	Lithium-Ionen 12,8 Ah, 25,9 V
Akku herausnehmbar	Ja
Steuerung	Programmierbarer Joystick (individuelles Fahrverhalten)
Rückenlehne	Schaumstoffpolsterung + atmungsaktives 3D-Netzgewebe
Sitzkissen	Visco mit Memory-Schaum, abnehmbar
Faltmechanismus	Einer der kompaktesten seiner Klasse
Transport	Leicht zu verstauen und zu transportieren

* Gewicht ohne Akku und Sitzkissen * Reichweite/Geschwindigkeit unter optimalen Umgebungsbedingungen und Batteriezuständen ermittelt nach ISO 7176-4.
Abweichungen bei Maßen, Gewichten und Winkeln (15 mm, 1,5 kg, 1,5°) sind möglich.

MEHR INFOS UNTER
WWW.VERMEIREN.CH

PLEGO

CARBON



**LEICHT. KOMPAKT.
HOCHWERTIGER KOMFORT.**



VERMEIREN Schweiz AG

Eisenbahnstrasse 62
3645 Gwatt (Thun)
Schweiz

www.vermeiren.ch
info@vermeiren.ch