

KUARZ

Zainspirowany przeszłością,
stworzony dla przyszłości



TO JEST WYRÓB MEDYCZNY. UŻYWAJ GO
ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ UŻYWANIA LUB ETYKIETĄ.

O NAS

VERMEIREN, producent wózków inwalidzkich od 1957 roku, jest znaczącym graczem w świecie sprzętu medycznego. Przez lata grupa Vermeiren wyspecjalizowała się w produkcji wózków inwalidzkich, łóżek pielęgnacyjnych, wózków specjalnych, komfortowych i wszelkich innych produktów, które mogą towarzyszyć użytkownikowi w utrzymaniu jego niezależności i mobilności.

Działy ds. rozwoju i projektowania w Europie są wyposażone w precyzyjne, zaawansowane technologicznie narzędzia, co zapewnia niezawodność i jakość każdego produktu wytwarzanego przez Vermeiren. Dzisiaj Vermeiren to grupa zatrudniająca ponad 750 pracowników z oddziałami w Europie i Azji. Vermeiren dostarcza produkty na sprzedaż w ponad 45 krajach na całym świecie.

Email : info@vermeiren.pl
Website : <https://www.vermeiren.pl>







MOBILNOŚĆ

Z KLASĄ I STYLEM

Nowoczesny skuter elektryczny dla seniorów to coś więcej niż tylko sposób na przemieszczanie się z punktu A do punktu B – to wolność, godność i styl w jednym. Dzięki eleganckiemu, modnemu wzornictwu, to pojazd, na którym z dumą będziesz się pokazywać, niezależnie od tego, czy spotkasz się z przyjaciółmi na kawę, wybierasz się na zakupy, czy spędzasz

leniwe popołudnie w parku. Chodzi o to, by poruszać się przez życie z pewnością siebie, wiedząc, że swobodnie możesz pojechać gdziekolwiek chcesz i kiedy chcesz. To nie tylko mobilność – to poprawa jakości i stylu życia, łącząca komfort, praktyczność i odrobinę elegancji, która zamienia każdą podróż w małe świętowanie Ciebie.







ZAPROJEKTOWANY Z PRECYZJĄ

Nasze skutery elektryczne tworzymy z pasją, precyzją i dumą – od pierwszego szkicu aż po ostatnią śrubkę powstają w naszych fabrykach. Każdy detal ma znaczenie: płynnie działająca kolumna kierownicy, mocne światła LED, wygodny, regulowany fotel – wszystko zaprojektowane po to, by

każda podróż była przyjemnością. To nie jest zwykły skuter, to niezawodny towarzysz codziennych wypraw – łączący funkcjonalność, bezpieczeństwo i styl. Sygnujemy go naszą marką i z dumą przekazujemy go użytkownikom.



PRZEDNIE ŚWIATŁA LED SBS*



KIERUNKOWSKAZY LED



SKŁADANY FOTEL



HAMULEC POSTOJOWY



TYLNE ŚWIATŁA LED



KÓŁKA PRZECIWWYWROTNE



OBROTOWE/REGULOWANE SIEDZISKO



WYŚWIETLACZ LCD Z ADAPTACYJNĄ JASNOŚCIĄ



NAJWYŻSZEJ KLASY MATERIAŁY I WYKOŃCZENIA FOTELI

*SBS: See and Be Seen - Widzieć i być widzianym – zaawansowana technologia oświetlenia LED

KOLORY RZĄDZĄ

Kuarz dostępny jest w sześciu wyjątkowych kolorach, bo Twój skuter powinien pasować właśnie do Ciebie. Może chcesz, by współgrał z Twoim stylem, ulubioną kurtką, a może po prostu z nastrojem? Kolor to przecież coś więcej niż odcień – to sposób, by pokazać swoją osobowość. Energetyczna czerwień mówi: „jestem gotów na przygodę”, a elegancka szarość dodaje spokoju i pewności siebie.

Od subtelnych tonów po wyraziste barwy – wybierz ten, który najlepiej podkreśla Twój charakter. Bo Kuarz to nie tylko środek transportu. To część Twojego stylu – i to, co sprawia, że każda podróż jest naprawdę Twoja.



Arktyczna zieleń

Kuarz w kolorze Arktycznej zieleni odzwierciedla spokojną, zrównoważoną osobowość z miłością do natury i świeżym początkiem – idealny dla ceniących harmonię, optymizm i orzeźwiający, pewny siebie styl.



Czerwień burgundowa

Burgundowa czerwień przyciąga spojrzenia – to barwa pełna ciepła, elegancji i wewnętrznej siły. Idealna dla osób, które z pasją podchodzą do życia i potrafią dostrzec piękno w każdym detalu.





Chłodna szarość

Chłodna szarość to esencja nowoczesnej elegancji – chłodny, wyważony i pewny siebie. Dostkonały wybór dla tych, którzy cenią klasę bez zbędnych słów i wiedzą, że prawdziwy styl nie potrzebuje krzyku, by zostać zauważony



Oliwkowa zieleń

Oliwkowa zieleń to kolor, który symbolizuje harmonię, wewnętrzną równowagę i pewność siebie zakorzenioną w naturze. Idealny dla osób, które cenią spokój, siłę i styl łączący świeżość z ponadczasową elegancją.



Złoty matowy

Złoty matowy to kolor dla osób, które cenią wyrafinowanie, pewność siebie i ponadczasową elegancję. Dla tych, którzy dostrzegają piękno w detalach i potrafią wyrażać siebie w sposób subtelny, a zarazem pełen klasy.



Perłowy pomarańczowy

Perłowy pomarańczowy to kolor osób pełnych energii, kreatywności i optymizmu. Odzwierciedla radość życia, zamiłowanie do wyróżniania się i naturalną umiejętność inspirowania innych ciepłem oraz pozytywną energią.



DOSTOSUJ SWÓJ SKUTER

Opcje i akcesoria sprawiają, że skuter przestaje być tylko środkiem transportu – a staje się Twoim skuterem.

Lusterka, kamery cofania czy osłony przeciwdeszczowe to nie dodatki, lecz detale, które sprawiają, że każda podróż jest płynniejsza, bezpieczniejsza i przyjemniejsza. Pokrowiec ochronny dba o wygląd, a uchwyt na balkonik pozwala Ci mieć go zawsze przy sobie.

Niezależnie od tego, czy cenisz komfort, styl czy wygodę, możesz dostosować swój skuter do własnego rytmu dnia. Bo po co zadowalać się standardem, skoro możesz mieć pojazd tak wyjątkowy, praktyczny i gotowy na wszystko – jak Ty sam?

Od lewej do prawej: osłona MOVO chroniąca przed deszczem i słońcem, zestaw lusterek, dwa typy bieżnika opon, kolorowe kołpaki dopasowane do barwy skutera, kufer tylny, koszyk na zakupy z przodu, pokrowiec ochronny oraz kamera cofania.





TECHNOLOGIA

W SZCZEGÓŁACH

Kiedy mówimy o skuterach dla seniorów, dane techniczne to nie tylko liczby – to klucze do wolności na czterech kołach. Szerokość i długość decydują, czy z gracją przejedziesz przez drzwi, czy będziesz musiał wykonać zwrot na dwa manewry w korytarzu. Waga mówi, czy to solidny towarzysz dłuższych tras, czy lekki model, którym łatwo manewrować.

Zasięg oznacza pewność, że dotrzesz do kawiarni i wrócisz bez nerwowego szukania gniazdka. A maksymalna prędkość? W sam raz, by poczuć wiatr we włosach – ale nie stracić kapelusza.

Te parametry sprawiają, że każda podróż jest bezpieczna, komfortowa i naprawdę Twoja.

■ Całkowita szerokość	680 mm
■ Całkowita długość	1505 mm
■ Całkowita wysokość	1345 mm - 1395 mm
■ Wysokość po złożeniu	870 mm
■ Wysokość siedzenia	480 mm - 530 mm
■ Szerokość siedzenia	525 mm
■ Głębokość siedziska	480 mm
■ Wysokość oparcia	550 mm
■ Wysokość podnóżka	200 mm

■ Prześwit	100 mm
■ Średnica skrętu	3400 mm
■ Akumulatory 80 Ah (C20), 12V DC, aku. AGM zabezpieczony przed wyciekami	
■ Stopień ochrony	IPX4
■ Silniki napędowe	750 W
■ Prędkość maksymalna*	15 km/h
■ Zasięg jazdy*	45 km
■ Waga	158 kg
■ Maksymalna waga użytkownika	150 kg

* Zasięg jazdy obliczany jest zgodnie ze standardami europejskimi. * Prędkość i zasięg jazdy mogą się różnić (ok. 15%). Dopuszczalne tolerancje wymiarowe i wagowe: 15 mm, 1,5 kg i 1,5%.
Zastrzega się zmiany techniczne. Obrazy służą wyłącznie celom ilustracyjnym. Niektóre funkcje mogą być opcjonalne.



KUARZ



ZESKANUJ I
OBEJRZYJ

PRZESZŁOŚĆ SPOTYKA SIĘ Z PRZYSZŁOŚCIĄ

W naszym filmie chcieliśmy połączyć przeszłość z przyszłością. Eleganckie linie i kształty są ponadczasowe – zarówno w klasycznych środkach transportu tworzonych z pasją i dbałością o detale, jak i w nowoczesnym, stylowym projekcie skutera elektrycznego. Zeskanuj kod QR znajdujący się na górze tej strony i odkryj wyjątkowy styl oraz charakter Kuarza.





VERMEIREN

we care for you



R.E. : **VERMEIREN GROUP**, Vermeirenplein 1/15, 2920 Kalmthout - België
info@vermeiren.com - www.vermeiren.com - BL Kuarz PL 2026-02 v1.2