

EON

Zainspirowany przeszłością,
stworzony dla przyszłości



TO JEST WYRÓB MEDYCZNY. UŻYWAJ GO
ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ UŻYWANIA LUB ETYKIETĄ.

O NAS

VERMEIREN, producent wózków inwalidzkich od 1957 roku, jest znaczącym graczem w świecie sprzętu medycznego. Przez lata grupa Vermeiren wyspecjalizowała się w produkcji wózków inwalidzkich, łóżek pielęgnacyjnych, wózków specjalnych, komfortowych i wszelkich innych produktów, które mogą towarzyszyć użytkownikowi w utrzymaniu jego niezależności i mobilności.

Działy rozwoju i projektowania w Europie są wyposażone w precyzyjne, zaawansowane technologicznie narzędzia, co zapewnia niezawodność i jakość każdego produktu wytwarzanego przez Vermeiren. Dzisiaj Vermeiren to grupa zatrudniająca ponad 750 pracowników z oddziałami w Europie i Azji. Vermeiren dostarcza produkty na sprzedaż w ponad 45 krajach na całym świecie.

Email : info@vermeiren.pl
Website : <https://www.vermeiren.pl>





 YouTube



ZESKANUJ I
OBEJRZYJ



PRECYZJA

W PROJEKTOWANIU

Nasze skutery tworzymy z pasją, precyzją i dumą – od pierwszego szkicu aż po ostatnią śrubkę powstają w naszych fabrykach. Każdy detal ma znaczenie: płynnie działająca kolumna kierownicy, mocne światła LED, wygodny, regulowany fotel – wszystko zaprojektowane po to, by

każda podróż była przyjemnością. To nie jest zwykły skuter, to niezawodny towarzysz codziennych wypraw – łączący funkcjonalność, bezpieczeństwo i styl. Sygnujemy go naszą marką i z dumą przekazujemy go użytkownikom.



PRZEDNIE ŚWIATŁA LED SBS*



KIERUNKOWSKAZY LED



SKŁADANE OPARCIE



REGULOWANE PODŁOKIETNIKI



TYLNE ŚWIATŁA LED



KÓŁKA PRZECIWWYWROTNE



TRYB JAZDY/NEUTRALNY



KONTROLER ZE WSKAŹNIKIEM POZIOMU BATERII




BŁOTNIKI PRZEDNIE

*SBS: See and Be Seen – zaawansowana technologia oświetlenia LED zapewniająca większe bezpieczeństwo podczas jazdy w warunkach słabego oświetlenia.

KOLORY RZĄDZĄ

Eon dostępny jest w sześciu wyjątkowych kolorach, bo Twój skuter powinien pasować właśnie do Ciebie. Może chcesz, by współgrał z Twoim stylem, ulubioną kurtką, a może po prostu z nastrojem? Kolor to przecież coś więcej niż odcień – to sposób, by pokazać swoją osobowość. Energetyczna czerwień mówi: „jestem gotów na przygodę”, a elegancka szarość dodaje spokoju i pewności siebie.


Od subtelnych tonów po wyraziste barwy – wybierz ten, który najlepiej podkreśla Twój charakter. Bo Eon to nie tylko środek transportu. To część Twojego stylu – i to, co sprawia, że każda podróż jest naprawdę Twoja.



Arktyczna zieleń




Czerwień
burgundowa



Chłodna szarość



Złoty matowy



Oliwkowa zieleń



Perłowy
pomarańczowy



Arktyczna zieleń

Eon w kolorze Arktycznej zieleni odzwierciedla spokojną, zrównoważoną osobowość z miłością do natury i świeżym początkiem – idealny dla ceniących harmonię, optymizm i orzeźwiający, pewny siebie styl.



Chłodna szarość

Chłodna szarość to esencja nowoczesnej elegancji – chłodny, wyważony i pewny siebie. Doskonały wybór dla tych, którzy cenią klasę bez zbędnych słów i wiedzą, że prawdziwy styl nie potrzebuje krzyku, by zostać zauważony.



Złoty matowy

Złoty matowy to kolor dla osób, które cenią wyrafinowanie, pewność siebie i ponadczasową elegancję. Dla tych, którzy dostrzegają piękno w detalach i potrafią wyrażać siebie w sposób subtelny, a zarazem pełen klasy.





DOSTOSUJ SWÓJ SKUTER

Opcje i akcesoria sprawiają, że skuter przestaje być tylko środkiem transportu – a staje się Twoim skuterem. Lusterka, pasujące kołpaki i osłony przeciwkurzowe to nie tylko dodatki – to drobne detale, które sprawiają, że każda jazda staje się płynniejsza, bezpieczniejsza i przyjemniejsza. Pokrowiec ochronny dba o wygląd.

Niezależnie od tego, czy cenisz komfort, styl czy wygodę, możesz dostosować swój skuter do własnego rytmu dnia. Bo po co zadowalać się standardem, skoro możesz mieć pojazd tak wyjątkowy, praktyczny i gotowy na wszystko – jak Ty sam?

Od lewej do prawej: uchwyt na kulę, zestaw lusterek, dwa typy bieżnika opon, kolorowe kołpaki dopasowane do barwy skutera, kosz przedni na zakupy, kufer tylny, pokrowiec ochronny.





W celu uzyskania informacji na temat kompatybilności prosimy o kontakt ze sprzedawcą specjalistycznym.

TECHNOLOGIA

W SZCZEGÓŁACH

Kiedy mówimy o skuterach, dane techniczne to nie tylko liczby – to klucze do wolności na czterech kołach. Szerokość i długość decydują, czy z gracją przejedziesz przez drzwi, czy będziesz musiał wykonać zwrot na dwa manewry w korytarzu. Waga mówi, czy to solidny towarzysz dłuższych tras, czy lekki

model, którym łatwo manewrować. Zasięg oznacza pewność, że dotrzesz do kawiarni i wrócisz bez nerwowego szukania gniazdka. A maksymalna prędkość? W sam raz, by poczuć wiatr we włosach – ale nie stracić kapelusza. Te parametry sprawiają, że każda podróż jest bezpieczna, komfortowa i naprawdę Twoja.

■ Całkowita szerokość	565 mm
■ Całkowita długość	1170 mm
■ Całkowita wysokość	1050 mm - 1100 mm
■ Wysokość po złożeniu	900 mm
■ Wysokość siedzenia	460 mm - 520 mm
■ Szerokość siedzenia	470 mm
■ Głębokość siedziska	420 mm
■ Wysokość oparcia	480 mm
■ Wysokość podnóżka	140 mm

■ Prześwit	80 mm
■ Średnica skrętu	2700 mm
■ Akumulatory	50 Ah (C20), 12V DC, aku. AGM zabezpieczony przed wyciekami
■ Stopień ochrony	IPX4
■ Silniki napędowe	320 W
■ Prędkość maksymalna*	10 km/h
■ Zasięg jazdy*	37 km
■ Waga	89 kg
■ Maksymalna waga użytkownika	140 kg

* Zasięg jazdy obliczany jest zgodnie ze standardami europejskimi. * Prędkość i zasięg jazdy mogą się różnić (ok. 15%). Dopuszczalne tolerancje wymiarowe i wagowe: 15 mm, 1,5 kg i 1,5%.
Zastrzega się zmiany techniczne. Obrazy służą wyłącznie celom ilustracyjnym. Niektóre funkcje mogą być opcjonalne.



VERMEIREN
we care for you



R.E.: **VERMEIREN GROUP**, Vermeirenplein 1/15, 2920 Kalmthout - België
info@vermeiren.com - www.vermeiren.com - BL Eon PL 2026-08 v1.0